

# GAMMEX® Latex Ortho

GANTS CHIRURGICAUX

## Gants en latex ultra-épais et non poudrés, conçus pour résister aux rigueurs de la chirurgie à l'aide d'outils électriques

- **Protection ajoutée:** Leese brun couleurgant chirurgicals ne sont pas poudrés et sont 50% plus épais\* que les gants en latex standard d'Ansell grâce à la formulation extra-épaisse d'Ansell. Ils conviennent donc aux procédures à haut risque telles que la chirurgie orthopédique et protègent les porteurs contre les outils électriques et les fragments d'os.
- **Adhérence exceptionnelle :** Les gants stériles non poudrés GAMMEX® Latex Ortho sont dotés de doigts et d'une paume texturés pour une bonne prise en main lors de la manipulation d'outils électriques dans des conditions sèches ou humides.
- **Sans effort de donning:** La technologie unique d'aide à l'enfilage d'Ansell permet d'appliquer une couche de polymère à l'intérieur du gant pour faciliter l'enfilage et le retrait. Pour faciliter l'enfilage et le retrait, que ce soit lors du premier enfilage ou des changements peropératoires.
- **La chimio à l'épreuve:** Ces produits stériles en latex sont testés selon la norme ASTM D6978 et peuvent être utilisés avec une large gamme d'agents cytotoxiques\*\*.

ATTENTION : L'utilisation en toute sécurité de ces gants par des personnes sensibilisées au latex n'a pas été établie. Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, qui peut provoquer des réactions allergiques.

\*Comparé aux gants en latex standard d'Ansell

\*\*Contacter le service clientèle d'Ansell pour connaître les temps de perméation et les recommandations spécifiques aux médicaments chimiothérapeutiques.

### Recommandé pour

- Toutes les procédures chirurgicales, y compris les opérations orthopédiques, cardiaques et traumatiques à haut risque
- Enfilage sur mains humides
- Préhension améliorée en milieu humide

### TECHNOLOGIES INTÉGRÉES



**GAMMEX®**  
Des innovations qui vous protègent

À la pointe de l'innovation, les gants chirurgicaux GAMMEX® sont conçus pour suivre l'évolution des besoins du personnel en milieu chirurgical. Formules exclusives, technologies de pointe, confort ergonomique et protection supérieure : autant d'atouts sur lesquels les professionnels de la santé du monde entier peuvent compter lorsqu'ils nous confient leurs mains.

# GAMMEX<sup>®</sup> Latex Ortho

GANTS CHIRURGICAUX

## INFORMATIONS DU PRODUIT

Matériau	Latex de caoutchouc naturel
Teneur en poudre	Sans poudre
Couleur	Marron
Épaisseur	Ortho
Modèle de manchette	Bord roulé avec SUREFIT <sup>™</sup> Technology
Surface externe du gant	Doigts et paume adhésifs
Surface interne du gant	Enduction polymère avec technologie DERMASHIELD <sup>™</sup>
Prévention des allergies	Néant
Niveau de préhension	Élevé
Recommandation de double gantage	Gant externe
Produit homologué pour la manipulation des produits chimiothérapeutiques	Oui, conformément à la norme ASTM D6978 (produit non répertorié dans la procédure 510k de la FDA américaine)
Absence de trous (niveau d'inspection I)	NQA : 0,65
Stérile	Oui
Normes du produit	AS/NZS 4179, ASTM D6978, EN 16523-1, EN 388:2016 +A1:2018, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Normes de qualité/environnementales	EN 556, ISO 11137 - Partie 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, Korean GMP
Conditionnement	50 paires par boîte ; 4 boîtes par carton ; 200 paires par carton
Durée limite de stockage	Trois ans
Consignes de conservation	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
Accélérateurs chimiques de vulcanisation	Diéthylthiocarbamate de zinc (ZDEC), Dibutylthiocarbamate de zinc

## INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Code produit	330065060	330065065	330065070	330065075	330065080	330065085	330065090

Contactez votre représentant Ansell pour passer commande ou obtenir de plus amples informations.

**Amérique du Nord**  
Tél. (États-Unis) : 800 952 9916  
Tél. (Canada) : 1-844-494-7854  
E-mail : insidesalesus@ansell.com  
Sandel Tél. (États-Unis): 866 764 3327  
Sandel E-mail: sandel-cs@ansell.com

**Amérique centrale et du Sud**  
Tél. : +52(442) 296 20 50  
E-mail : cslac@ansell.com  
**Brésil**  
Tél. : +55 11 3356 3100  
E-mail : luvas.medicas@ansell.com

**Europe, Moyen-Orient et Afrique**  
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00  
E-mail : info@ansell.eu

**Asie-Pacifique**  
Tél. : + 603 8310 6688  
E-mail: apac.medical@ansell.com

**Inde**  
Tél. : +91 22 38124500  
E-mail : info.india@ansell.com  
**Australie et Nouvelle-Zélande**  
Tél. : + 61 3 9270 7270  
E-mail : protection@ap.ansell.com  
**Chine**  
Tél. : +86(21) 3827 5005  
E-mail : infochina@ansell.com