

GAMMEX® Latex Textured

GANTS CHIRURGICAUX

Gants chirurgicaux en latex, non poudrés, assurant une manipulation et une prise sûres des instruments

- **Meilleure préhension** : la finition microtexturée et le traitement spécial de la surface externe de ces gants chirurgicaux stériles permettent de manipuler en toute confiance les instruments chirurgicaux dans des conditions sèches ou humides.
- **Sensibilité tactile optimisée** : L'épaisseur idéale des gants garantit la sensibilité tactile dont les porteurs de gants ont besoin sans compromettre la protection de la barrière.
- **Enfilage et défilage sans effort** : Un revêtement interne unique, rendu possible par la technologie d'aide à l'habillage d'Ansell, facilite l'habillage et le déshabillage dans des conditions de mains sèches ou humides, qu'il s'agisse du premier habillage ou de procédures intra-opératoires.
- **Testés pour la chimiothérapie** : testés selon la norme ASTM D6978, ces gants stériles en latex peuvent être utilisés en toute sécurité avec une large gamme de médicaments de chimiothérapie*.



ATTENTION : La sécurité d'utilisation de ces gants par des personnes sensibilisées au latex n'a pas été établie. Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, qui peut provoquer des réactions allergiques.

*Contacter le service clientèle d'Ansell pour connaître les temps de perméation et les recommandations spécifiques aux médicaments de chimiothérapie.

Recommandé pour

- Procédures stériles au BO
- Préhension améliorée en milieu humide
- Enfilage sur mains sèches et humides
- Confort accru pendant les procédures prolongées
- Utilisation comme gant externe dans les applications de double gantage

TECHNOLOGIES INTÉGRÉES



GAMMEX® Des innovations qui vous protègent

À la pointe de l'innovation, les gants chirurgicaux GAMMEX® sont conçus pour suivre l'évolution des besoins du personnel en milieu chirurgical. Formules exclusives, technologies de pointe, confort ergonomique et protection supérieure : autant d'atouts sur lesquels les professionnels de la santé du monde entier peuvent compter lorsqu'ils nous confient leurs mains.

GAMMEX[®] Latex Textured

GANTS CHIRURGICAUX

INFORMATIONS DU PRODUIT

Matériau	Latex de caoutchouc naturel
Teneur en poudre	Sans poudre
Couleur	Naturel
Épaisseur	Standard
Modèle de manchette	Coupe droite avec SUREFIT™ Technology
Surface externe du gant	Doigts et paume adhésifs
Surface interne du gant	Enduction polymère avec technologie DERMASHIELD™
Prévention des allergies	Néant
Niveau de préhension	Élevé
Recommandation de double gantage	Gant externe
Produit homologué pour la manipulation des produits chimiothérapeutiques	Oui, conformément à la norme ASTM D6978 (produit non répertorié dans la procédure 510k de la FDA américaine)
Absence de trous (niveau d'inspection I)	NQA : 0,65
Stérile	Oui
Normes du produit	ASTM D3577, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282
Normes de qualité/environnementales	EN 556, ISO 11137 - Partie 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Conditionnement	50 paires par boîte ; 4 boîtes par carton ; 200 paires par carton
Durée limite de stockage	Trois ans
Consignes de conservation	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
Accélérateurs chimiques de vulcanisation	Diéthylthiocarbamate de zinc (ZDEC), Dibutylthiocarbamate de zinc

INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Code produit	331300655	331300660	331300665	331300670	331300675	331300680	331300685	331300690

Contactez votre représentant Ansell pour passer commande ou obtenir de plus amples informations.

Amérique du Nord
Tél. (États-Unis) : 800 952 9916
Tél. (Canada) : 1-844-494-7854
E-mail : insidesalesus@ansell.com
Sandel Tél. (États-Unis): 866 764 3327
Sandel E-mail: sandel-cs@ansell.com

Amérique centrale et du Sud
Tél. : +52(442) 296 20 50
E-mail : cslac@ansell.com
Brésil
Tél. : +55 11 3356 3100
E-mail : luvas.medicas@ansell.com

Europe, Moyen-Orient et Afrique
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
E-mail : info@ansell.eu

Asie-Pacifique
Tél. : + 603 8310 6688
E-mail: apac.medical@ansell.com

Inde
Tél. : +91 22 38124500
E-mail : info.india@ansell.com
Australie et Nouvelle-Zélande
Tél. : + 61 3 9270 7270
E-mail : protection@ap.ansell.com
Chine
Tél. : +86(21) 3827 5005
E-mail : infochina@ansell.com