

# GAMMEX® Non-Latex PI Textured

GANTS CHIRURGICAUX

**Gants chirurgicaux en polyisoprène doux pour la peau, avec une finition extérieure texturée pour une meilleure prise.**

- **Meilleure préhension** : la finition texturée de ces gants chirurgicaux synthétiques améliore la préhension des instruments, pour une manipulation sûre dans les environnements humides, en particulier lors d'interventions à haut risque.
- **Double gantage facile** : Utilisée de préférence comme gant extérieur en cas de double gantage, la technologie d'aide à l'enfilage brevetée d'Ansell comprend un revêtement intérieur en polymère qui facilite l'enfilage et le retrait lors des changements intra-opératoires.
- **Prévention allergique optimisée** : Ces gants stériles en polyisoprène éliminent le risque de développer une allergie au latex et aident à prévenir la sensibilisation à la dermatite de contact allergique, car ils ne sont pas fabriqués avec des accélérateurs chimiques connus pour être des allergènes.
- **Testé chimiquement** : les gants GAMMEX® Non-Latex PI Textured sont testés pour la manipulation d'une gamme de médicaments cytotoxiques conformément à la norme ASTM D6978\*\*.



\*\*Contacter le service clientèle d'Ansell pour connaître les temps de perméation et les recommandations spécifiques aux médicaments chimiothérapeutiques.

## Recommandé pour

- Toutes les procédures chirurgicales, y compris les opérations orthopédiques, cardiaques et traumatiques à haut risque
- Préhension améliorée en milieu humide
- Protection contre les accélérateurs chimiques tels que les thiurames, les carbamates et les mercaptos connus pour provoquer des allergies aux produits chimiques de type IV
- Utilisation comme gant externe dans les applications de double gantage
- Ayant passé avec succès le test réalisé sur des embryons murins, il peut être utilisé pour des procédures de fécondation in vitro (FIV)



**GAMMEX®**  
Des innovations qui vous protègent

À la pointe de l'innovation, les gants chirurgicaux GAMMEX® sont conçus pour suivre l'évolution des besoins du personnel en milieu chirurgical. Formules exclusives, technologies de pointe, confort ergonomique et protection supérieure : autant d'atouts sur lesquels les professionnels de la santé du monde entier peuvent compter lorsqu'ils nous confient leurs mains.

## TECHNOLOGIES INTÉGRÉES



# GAMMEX® Non-Latex PI Textured

GANTS CHIRURGICAUX

## INFORMATIONS DU PRODUIT

Matériau	PI (polyisoprène)
Teneur en poudre	Sans poudre
Couleur	Blanc
Épaisseur	Standard
Modèle de manchette	Bord roulé avec SUREFIT™ Technology
Surface externe du gant	Doigts et paume adhésifs
Surface interne du gant	Enduction polymère avec technologie DERMASHIELD™
Prévention des allergies	Latex (Type I)
Niveau de préhension	Élevé
Recommandation de double gantage	Gant externe
Produit homologué pour la manipulation des produits chimiothérapeutiques	Oui, conformément à la norme ASTM D6978 avec approbation par la FDA américaine
Absence de trous (niveau d'inspection I)	0,4 NQA
Stérile	Oui
Normes du produit	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107
Normes de qualité/environnementales	EN 556, ISO 11137 - Partie 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, Korean GMP
Conditionnement	50 paires par boîte ; 4 boîtes par carton ; 200 paires par carton
Durée limite de stockage	Trois ans
Consignes de conservation	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
Accélérateurs chimiques de vulcanisation	Xanthates, Dialkyldithiocarbamate de zinc

## INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Code produit	340054055	340054060	340054065	340054070	340054075	340054080	340054085	340054090

Contactez votre représentant Ansell pour passer commande ou obtenir de plus amples informations.

**Amérique du Nord**  
Tél. (États-Unis) : 800 952 9916  
Tél. (Canada) : 1-844-494-7854  
E-mail : insidesalesus@ansell.com  
Sandel Tél. (États-Unis): 866 764 3327  
Sandel E-mail: sandel-cs@ansell.com

**Amérique centrale et du Sud**  
Tél. : +52(442) 296 20 50  
E-mail : cslac@ansell.com  
**Brésil**  
Tél. : +55 11 3356 3100  
E-mail : luvas.medicas@ansell.com

**Europe, Moyen-Orient et Afrique**  
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00  
E-mail : info@ansell.eu

**Asie-Pacifique**  
Tél. : + 603 8310 6688  
E-mail: apac.medical@ansell.com

**Inde**  
Tél. : +91 22 38124500  
E-mail : info.india@ansell.com  
**Australie et Nouvelle-Zélande**  
Tél. : + 61 3 9270 7270  
E-mail : protection@ap.ansell.com  
**Chine**  
Tél. : +86(21) 3827 5005  
E-mail : infochina@ansell.com