

GAMMEX® Non-Latex PI

GANTS CHIRURGICAUX

Gants chirurgicaux en polyisoprène doux et respectueux de la peau, pour un confort optimal et une protection contre les allergies

- **Protection optimale contre les allergies** : N'étant pas en latex, ces gants chirurgicaux en polyisoprène éliminent le risque d'allergie au latex tout en minimisant la sensibilisation à une allergie chimique de type IV, car les accélérateurs chimiques connus pour provoquer des allergies cutanées ont été éliminés de leur formulation respectueuse de la peau.
- **Confort et dextérité supérieurs** : La formulation brevetée d'Ansell, à la fois douce et résistante, offre une tenue et un toucher exceptionnels.
- **Excellente prise en main et sensibilité** : La surface lisse de ces gants chirurgicaux présente une finition microtexturée qui garantit une manipulation sûre et une bonne prise en main des instruments lors des procédures les plus rigoureuses.
- **Enfilage et défilage sans effort** : Un revêtement interne unique facilite l'enfilage des mains sèches et humides, que ce soit lors de l'enfilage initial ou lors des changements intra-opératoires.
- **Testés pour la chimiothérapie** : testés selon la norme ASTM D6978, ces gants stériles GAMMEX® peuvent être utilisés en toute sécurité avec une large gamme de médicaments de chimiothérapie**.



**Contacter le service clientèle d'Ansell pour connaître les temps de perméation et les recommandations spécifiques aux médicaments chimiothérapeutiques.

Recommandé pour

- Toutes les procédures chirurgicales, y compris les opérations orthopédiques, cardiaques et traumatiques à haut risque
- Confort accru pendant les procédures prolongées
- Protection contre les accélérateurs chimiques tels que les thiurames, les carbamates et les mercaptos connus pour provoquer des allergies aux produits chimiques de type IV
- Ayant passé avec succès le test réalisé sur des embryons murins, il peut être utilisé pour des procédures de fécondation in vitro (FIV)

TECHNOLOGIES INTÉGRÉES



GAMMEX® Des innovations qui vous protègent

À la pointe de l'innovation, les gants chirurgicaux GAMMEX® sont conçus pour suivre l'évolution des besoins du personnel en milieu chirurgical. Formules exclusives, technologies de pointe, confort ergonomique et protection supérieure : autant d'atouts sur lesquels les professionnels de la santé du monde entier peuvent compter lorsqu'ils nous confient leurs mains.

GAMMEX[®] Non-Latex PI

GANTS CHIRURGICAUX

INFORMATIONS DU PRODUIT

Matériau	PI (polyisoprène)
Teneur en poudre	Sans poudre
Couleur	Blanc
Épaisseur	Standard
Modèle de manchette	Bord roulé avec SUREFIT™ Technology
Surface externe du gant	Lisse avec finition micro-adhésivée
Surface interne du gant	Enduction polymère avec technologie DERMASHIELD™
Prévention des allergies	Latex (Type I)
Niveau de préhension	Modéré
Recommandation de double gantage	Gant externe ou sous-gant
Produit homologué pour la manipulation des produits chimiothérapeutiques	Oui, conformément à la norme ASTM D6978 avec approbation par la FDA américaine
Absence de trous (niveau d'inspection I)	NQA : 0,65
Stérile	Oui
Normes du produit	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107
Normes de qualité/environnementales	EN 556, ISO 11137 - Partie 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Conditionnement	50 paires par boîte ; 4 boîtes par carton ; 200 paires par carton
Durée limite de stockage	Trois ans
Consignes de conservation	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
Accélérateurs chimiques de vulcanisation	Xanthates, Dialkyldithiocarbamate de zinc

INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Code produit	340056055	340056060	340056065	340056070	340056075	340056080	340056085	340056090

Contactez votre représentant Ansell pour passer commande ou obtenir de plus amples informations.

Amérique du Nord
Tél. (États-Unis) : 800 952 9916
Tél. (Canada) : 1-844-494-7854
E-mail : insidesalesus@ansell.com
Sandel Tél. (États-Unis): 866 764 3327
Sandel E-mail: sandel-cs@ansell.com

Amérique centrale et du Sud
Tél. : +52(442) 296 20 50
E-mail : cslac@ansell.com
Brésil
Tél. : +55 11 3356 3100
E-mail : luvas.medicas@ansell.com

Europe, Moyen-Orient et Afrique
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
E-mail : info@ansell.eu

Asie-Pacifique
Tél. : + 603 8310 6688
E-mail: apac.medical@ansell.com

Inde
Tél. : +91 22 38124500
E-mail : info.india@ansell.com
Australie et Nouvelle-Zélande
Tél. : + 61 3 9270 7270
E-mail : protection@ap.ansell.com
Chine
Tél. : +86(21) 3827 5005
E-mail : infochina@ansell.com