

GAMMEX® PI Hybrid Micro

GANTS CHIRURGICAUX

Gants chirurgicaux combinant polyisoprène et néoprène, intégrant la technologie HYBRID™ Synthetic Blend Technology, et délivrant confort, durabilité et sensibilité tactile accrue pour des performances de précision

- **Confort et durabilité accrus** : combinant polyisoprène et néoprène, le gant délivre un confort semblable à celui du latex et une durabilité supérieure.
- **Sensibilité tactile supérieure** : jusqu'à 24 % plus fin que les gants chirurgicaux sans latex standard d'Ansell, le modèle GAMMEX® PI Hybrid Micro offre un niveau exceptionnel de sensibilité tactile et de dextérité, pour les procédures délicates exigeant une précision ultime.
- **Mode d'enfilage polyvalent** : ce gant peut être utilisé comme gant externe, mais aussi comme sous-gant dans le cadre d'un double gantage, du fait de sa couleur marron permettant de repérer facilement toute rupture.
- **Réduction des risques d'allergie** : le mélange de matières synthétiques de ce gant élimine les risques d'allergie au latex de type I. Exempt de zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT), de diphénylguanidine (DPG) et de chlorure de cétylpyridinium (CCP), il minimise aussi le risque d'allergies de type IV et les sensibilités à ces accélérateurs chimiques.

Recommandé pour

- Toutes les interventions chirurgicales, en particulier les actes délicats et de grande précision nécessitant une sensibilité tactile et une dextérité optimales en chirurgie ophtalmique et cardiovasculaire, ainsi qu'en microchirurgie
- Protection contre les allergies au latex de Type I et minimisation des allergies aux produits chimiques de Type IV parmi les professionnels de santé ou les patients
- Utilisation comme sous-gant dans les applications de double gantage

TECHNOLOGIES INTÉGRÉES



GAMMEX®
Des innovations qui vous protègent

À la pointe de l'innovation, les gants chirurgicaux GAMMEX® sont conçus pour suivre l'évolution des besoins du personnel en milieu chirurgical. Formules exclusives, technologies de pointe, confort ergonomique et protection supérieure : autant d'atouts sur lesquels les professionnels de la santé du monde entier peuvent compter lorsqu'ils nous confient leurs mains.

GAMMEX® PI Hybrid Micro

GANTS CHIRURGICAUX

INFORMATIONS DU PRODUIT

Matériau	PI (polyisoprène), Néoprène (polychloroprène)
Teneur en poudre	Sans poudre
Couleur	Marron
Épaisseur	Micro
Modèle de manchette	Bord roulé avec SUREFIT™ Technology
Surface externe du gant	Lisse avec finition micro-adhésivée
Surface interne du gant	Enduction polymère avec technologie DERMASHIELD™
Prévention des allergies	Latex (Type I)
Niveau de préhension	Modéré
Recommandation de double gantage	Gant externe ou sous-gant
Produit homologué pour la manipulation des produits chimiothérapeutiques	Oui, conformément à la norme ASTM D6978 avec approbation par la FDA américaine
Absence de trous (niveau d'inspection I)	Approbation finale post-production : 0,65 (niveau d'inspection GI)
Stérile	Oui
Normes du produit	AS/NZS 4179, ASTM D3577, EN 16523-1, EN 420:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107
Normes de qualité/environnementales	EN 556, ISO 11137 - Partie 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Conditionnement	50 paires par boîte ; 4 boîtes par carton ; 200 paires par carton
Durée limite de stockage	3 ans
Consignes de conservation	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
Accélérateurs chimiques de vulcanisation	Dibutyldithiocarbamate de zinc, Diéthylthiocarbamate de zinc (ZDEC), Di-n-butyldithiocarbamate de sodium (SDBC), Polysulfures de xanthogène

INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Code produit	340002055	340002060	340002065	340002070	340002075	340002080	340002085	340002090

Contactez votre représentant Ansell pour passer commande ou obtenir de plus amples informations.

Amérique du Nord
Tél. (États-Unis) : 800 952 9916
Tél. (Canada) : 1-844-494-7854
E-mail : insidesalesus@ansell.com
Sandel Tél. (États-Unis): 866 764 3327
Sandel E-mail: sandel-cs@ansell.com

Amérique centrale et du Sud
Tél. : +52(442) 296 20 50
E-mail : cslac@ansell.com
Brésil
Tél. : +55 11 3356 3100
E-mail : luvass.medicas@ansell.com

Europe, Moyen-Orient et Afrique
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
E-mail : info@ansell.eu

Asie-Pacifique
Tél. : + 603 8310 6688
E-mail: apac.medical@ansell.com

Inde
Tél. : +91 22 38124500
E-mail : info.india@ansell.com
Australie et Nouvelle-Zélande
Tél. : + 61 3 9270 7270
E-mail : protection@ap.ansell.com
Chine
Tél. : +86(21) 3827 5005
E-mail : infochina@ansell.com