

GAMMEX® Powder-Free with AMT™

GANTS CHIRURGICAUX

Gant chirurgical en latex non poudré avec enduction interne antimicrobienne exclusive pour une protection active

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX :

- L'AMT™ Technology exclusive permet l'application de gluconate de chlorhexidine à l'enduction interne, ce qui empêche la prolifération de bactéries sur les mains des utilisateurs tout en conférant au gant une action antivirale et antibactérienne rapide pour une protection accrue en cas de rupture.
- Détruit au moins 99 % des virus VHC et VIH-1 de la souche Mn au bout d'une minute¹
- Tue entre 99 % et 99,999 % des huit bactéries Gram positives, Gram négatives et résistantes aux médicaments les plus courantes au bout d'une minute¹
- Ce gant antimicrobien contient des agents hydratants, des émollients et des composants anti-irritants. Respectueux de la peau, il offre une protection renforcée.

REMARQUE : il n'est pas prouvé qu'il offre une protection contre les infections transmissibles par voie sanguine en cas de lésion cutanée (érafure, coupure, perforation).

1. Données internes. La souche Mn du VIH-1 est une souche virulente bien étudiée.

MISE EN GARDE : la sécurité d'utilisation de ces gants n'a pas été établie chez les personnes sensibles au latex. Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel susceptible de provoquer des réactions allergiques.

Recommandé pour

- Enfilage sur mains humides
- Confort accru pendant les procédures prolongées
- Utilisation comme gant externe dans les applications de double gantage

TECHNOLOGIES INTÉGRÉES



GAMMEX® Des innovations qui vous protègent

À la pointe de l'innovation, les gants chirurgicaux GAMMEX® sont conçus pour suivre l'évolution des besoins du personnel en milieu chirurgical. Formules exclusives, technologies de pointe, confort ergonomique et protection supérieure : autant d'atouts sur lesquels les professionnels de la santé du monde entier peuvent compter lorsqu'ils nous confient leurs mains.

GAMMEX® Powder-Free with AMT™

GANTS CHIRURGICAUX

INFORMATIONS DU PRODUIT

Matériau	Latex de caoutchouc naturel
Teneur en poudre	Sans poudre
Couleur	Naturel
Épaisseur	Standard
Modèle de manchette	Coupe droite avec SUREFIT™ Technology
Surface externe du gant	Lisse avec finition micro-adhésivée
Surface interne du gant	Enduction antimicrobienne
Prévention des allergies	Néant
Niveau de préhension	Modéré
Recommandation de double gantage	Gant externe ou sous-gant
Produit homologué pour la manipulation des produits chimiothérapeutiques	Non, produit non testé en vertu de la norme ASTM D6978
Absence de trous (niveau d'inspection I)	0.65 AQL
Stérile	Oui
Normes du produit	AS/NZS 4179, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107
Normes de qualité/environnementales	EN 556, ISO 11137 - Partie 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Conditionnement	25 paires par boîte ; 4 boîtes par carton ; 100 paires par carton
Durée limite de stockage	3 ans
Consignes de conservation	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
Accélérateurs chimiques de vulcanisation	Polysulfures de xanthogène, Di-n-butyldithiocarbamate de sodium (SDBC), Diéthylthiocarbamate de zinc (ZDEC)

INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Code produit	353441	353442	353443	353444	353445	353446	353447	353448

Contactez votre représentant Ansell pour passer commande ou obtenir de plus amples informations.

Amérique du Nord
Tél. (États-Unis) : 800 952 9916
Tél. (Canada) : 1-844-494-7854
E-mail : insidesalesus@ansell.com
Sandel Tél. (États-Unis): 866 764 3327
Sandel E-mail: sandel-cs@ansell.com

Amérique centrale et du Sud
Tél. : +52(442) 296 20 50
E-mail : cslac@ansell.com
Brésil
Tél. : +55 11 3356 3100
E-mail : luvass.medicass@ansell.com

Europe, Moyen-Orient et Afrique
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
E-mail : info@ansell.eu

Asie-Pacifique
Tél. : + 603 8310 6688
E-mail: apac.medical@ansell.com

Inde
Tél. : +91 22 38124500
E-mail : info.india@ansell.com
Australie et Nouvelle-Zélande
Tél. : + 61 3 9270 7270
E-mail : protection@ap.ansell.com
Chine
Tél. : +86(21) 3827 5005
E-mail : infochina@ansell.com