

MEDI-GRIP® Latex Standard

GANTS CHIRURGICAUX

Gants chirurgicaux en latex non poudrés, offrant un confort et une protection fiables

- **Confort et dextérité fiables** : La formulation en latex souple et l'épaisseur optimisée de ces gants chirurgicaux en latex garantissent au personnel chirurgical la protection des mains, le confort et la dextérité dont il a besoin lors des interventions quotidiennes.
- **Performance ergonomique** : Les formes anatomiques exclusives d'Ansell sont conçues pour offrir au porteur un ajustement et une sensation excellents tout en réduisant au minimum la fatigue des mains.
- **Enfilage sans effort** : Les gants chirurgicaux non poudrés MEDI-GRIP® Latex Standard sont dotés d'un revêtement polymère appliqué à l'intérieur du gant pour faciliter l'enfilage.
- **Manipulation sûre de la chimiothérapie** : Testés conformément à la norme ASTM D6978, ces gants chirurgicaux fiables peuvent être utilisés en toute sécurité avec une gamme de médicaments de chimiothérapie**.

ATTENTION : La sécurité d'utilisation de ces gants par des personnes sensibilisées au latex n'a pas été établie. Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, qui peut provoquer des réactions allergiques.

**Contacter le service clientèle d'Ansell pour connaître les temps de perméation et les recommandations spécifiques aux médicaments chimiothérapeutiques.

Recommandé pour

- Procédures stériles au BO
- Préhension améliorée en milieu humide
- Utilisation comme gant externe dans les applications de double gantage

TECHNOLOGIES INTÉGRÉES



MEDI-GRIP® Protection de confiance au quotidien

Des solutions de confiance répondant aux besoins quotidiens en matière de protection, de confort et de sécurité des chirurgiens, du personnel infirmier au bloc opératoire et des techniciens en chirurgie à travers le monde.

MEDI-GRIP® Latex Standard

GANTS CHIRURGICAUX

INFORMATIONS DU PRODUIT

Matériau	Latex de caoutchouc naturel
Teneur en poudre	Sans poudre
Couleur	Naturel
Épaisseur	Standard
Modèle de manchette	Bord roulé
Surface externe du gant	Lisse avec finition micro-adhésivée
Surface interne du gant	Enduction polymère
Prévention des allergies	Néant
Niveau de préhension	Modéré
Recommandation de double gantage	Gant externe
Absence de trous (niveau d'inspection I)	NQA : 0,65
Stérile	Oui
Normes du produit	ASTM D3577, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282
Normes de qualité/environnementales	EN 556, ISO 11137 - Partie 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Conditionnement	50 paires par boîte ; 4 boîtes par carton ; 200 paires par carton
Durée limite de stockage	Trois ans
Consignes de conservation	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
Accélérateurs chimiques de vulcanisation	Diéthylthiocarbamate de zinc (ZDEC), Dibutylthiocarbamate de zinc

INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	7	7.5	8	8.5	9
Code produit	330200770	330200775	330200780	330200785	330200790

Contactez votre représentant Ansell pour passer commande ou obtenir de plus amples informations.

Amérique du Nord
Tél. (États-Unis) : 800 952 9916
Tél. (Canada) : 1-844-494-7854
E-mail : insidesalesus@ansell.com
Sandel Tél. (États-Unis): 866 764 3327
Sandel E-mail: sandel-cs@ansell.com

Amérique centrale et du Sud
Tél. : +52(442) 296 20 50
E-mail : cslac@ansell.com
Brésil
Tél. : +55 11 3356 3100
E-mail : luvas.medicas@ansell.com

Europe, Moyen-Orient et Afrique
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
E-mail : info@ansell.eu

Asie-Pacifique
Tél. : + 603 8310 6688
E-mail: apac.medical@ansell.com

Inde
Tél. : +91 22 38124500
E-mail : info.india@ansell.com
Australie et Nouvelle-Zélande
Tél. : + 61 3 9270 7270
E-mail : protection@ap.ansell.com
Chine
Tél. : +86(21) 3827 5005
E-mail : infochina@ansell.com