

# MICRO-TOUCH® DENTA-GLOVE® Green Neoprene

Conception fine

## Gants d'examen dentaire en néoprène, non poudrés, de conception ergonomique, pour une flexibilité et une préhension excellentes

- **Réduction de la tension musculaire** : Doté de la technologie exclusive ERGOFORM™ Ergonomic Design, ce gant en néoprène non stérile contribue à réduire l'effort musculaire susceptible de provoquer des tensions sur les articulations, les ligaments et les tendons
- **Confortable** : formulation unique pour une sensibilité tactile, une flexibilité, un confort et une adhérence accrus.
- **Grande durabilité** : ces gants dentaires sont solides et durables pour éviter les accrochages et les déchirures lors de l'enfilage et au cours de longues procédures.
- **Faible odeur** : ces gants ne dégagent que peu ou pas d'odeur.
- **Réduction du risque d'allergie** : Ces gants en néoprène protègent contre les allergies au latex de type I.
- **Adapté au contact avec les patients** : Testé pour l'examen buccal, garantissant que le gant ne présente aucun danger pour le contact avec le patient.



## Recommandé pour

- Sensibilité tactile et dextérité accrues, en particulier pour les procédures délicates
- Préhension améliorée en milieu humide
- Confort accru pendant les procédures prolongées
- Protection contre les allergies au latex de type I parmi les professionnels de santé ou les patients
- Examens buccaux

## TECHNOLOGIES INTÉGRÉES

**ERGOFORM™**  
Ergonomic Design Technology



## MICRO-TOUCH® Protection quotidienne, en toutes circonstances

Les gants d'examen haut de gamme MICRO-TOUCH® sont pensés scientifiquement pour répondre à tous les besoins des professionnels de la santé et intègrent des caractéristiques de pointe : les technologies ergonomiques d'Ansell assurent un port confortable longue durée ; les propriétés de préhension humide préviennent les mauvaises manipulations ; et les films Micro-Thin assurent une sensibilité tactile maximale. Bien préparés et confortablement protégés grâce aux modèles polyvalents MICRO-TOUCH®, les professionnels de la santé sont en mesure de se concentrer sur ce qui compte le plus : leur santé et leur protection, ainsi que celles de leurs patients.

# MICRO-TOUCH® DENTA-GLOVE® Green Neoprene

Conception fine

## INFORMATIONS DU PRODUIT

Matériau	Néoprène (polychloroprène)	Absence de caoutchouc naturel en latex	Oui
Couleur	Vert	Longueur manchette	Standard
Teneur en poudre	Sans poudre	Surface externe du gant	Doigts adhésifs
Absence de trous (niveau d'inspection I)	NQA 1,5	Épaisseur paume (mm/mil)	0.08 / 3.1
Épaisseur au niveau des doigts (mm/mil)	0.11 / 4.3	Prévention des allergies	Latex (Type I)
Tailles disponibles	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)	Produit homologué pour la manipulation des produits chimiothérapeutiques	Non
Stérile	Non	Antistatique	Non testé
Longueur du gant	240 / 9,5	Segmentation des produits	Conception fine

## INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Code produit	3130060XS	31300600S	31300600M	31300600L	3130060XL

## CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Conditionnement	100 gants par boîte ; 90 gants XL par boîte ; 10 boîtes/carton
Durée limite de stockage	3 ans
Consignes de conservation	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.

## NORMES ET CERTIFICATIONS

Catégorie III, EN 455 1-4, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 10993-10:2002, ISO 13485, ISO 9001

Contactez votre représentant Ansell pour passer commande ou obtenir de plus amples informations.

**Amérique du Nord**  
Tél. (États-Unis) : 800 952 9916  
Tél. (Canada) : 1-844-494-7854  
E-mail : insidesalesus@ansell.com

**Amérique du Sud et Caraïbes**  
Tél. : +52(442) 296 20 50  
E-mail : cslac@ansell.com  
Tél. (Brésil) : +55-11-3356-3100  
E-mail (Brésil) : luvas.medicas@ansell.com

**Europe, Moyen-Orient et Afrique**  
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00  
E-mail : info@ansell.eu

**Asie-Pacifique**  
Tél. : + 603 8310 6688  
E-mail : apac.medical@ansell.com

**Australie et Nouvelle-Zélande**  
Tél. : + 61 3 9270 7270  
E-mail : protection@ap.ansell.com

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking). © 2022 Ansell Limited. Tous droits réservés.