

MICRO-TOUCH® Micro-Thin™ White Nitrile

C o n c e p t i o n f i n e

Gants offrant une excellente dextérité, ainsi qu'un confort, une tenue et une sensation exceptionnels

- **Matériau confortable** : MICRO-TOUCH® Micro-Thin™ White Nitrile est un gant non stérile fabriqué avec une formulation plus fine, offrant un confort, une tenue et une sensation exceptionnels
- **Sensibilité accrue** : Ces gants offrent une sensibilité tactile et une dextérité excellentes, ce qui les rend idéaux pour une variété de procédures cliniques, y compris la palpation des veines et la mise en place de perfusions.
- **Préhension sûre** : la surface texturée du gant permet une manipulation sûre des matériaux et des instruments.
- **Emballage intelligent** : 200 gants par boîte/distributeur, ce qui réduit le réapprovisionnement et les commandes.
- **Protection spécialisée** : Ces gants ont été testés pour une utilisation avec des médicaments de chimiothérapie* et sont également conformes à la manipulation des aliments.



*voir l'emballage du produit pour plus de détails

Recommandé pour

- Sensibilité tactile et dextérité accrues, en particulier pour les procédures délicates
- Protection contre les allergies au latex de type I parmi les professionnels de santé ou les patients
- Procédures d'examen courtes et à faible risque
- Sites respectueux de l'environnement



MICRO-TOUCH® Protection quotidienne, en toutes circonstances

Les gants d'examen haut de gamme MICRO-TOUCH® sont pensés scientifiquement pour répondre à tous les besoins des professionnels de la santé et intègrent des caractéristiques de pointe : les technologies ergonomiques d'Ansell assurent un port confortable longue durée ; les propriétés de préhension humide préviennent les mauvaises manipulations ; et les films Micro-Thin assurent une sensibilité tactile maximale. Bien préparés et confortablement protégés grâce aux modèles polyvalents MICRO-TOUCH®, les professionnels de la santé sont en mesure de se concentrer sur ce qui compte le plus : leur santé et leur protection, ainsi que celles de leurs patients.

MICRO-TOUCH® Micro-Thin™ White Nitrile

Conception fine

INFORMATIONS DU PRODUIT

Matériau	Nitrile	Absence de caoutchouc naturel en latex	Oui
Couleur	Blanc	Longueur manchette	Standard
Teneur en poudre	Sans poudre	Surface externe du gant	Doigts adhésifs
Absence de trous (niveau d'inspection I)	NQA 1,5	Épaisseur au niveau des doigts (mm/mil)	0.08 / 3.1
Épaisseur paume (mm/mil)	0.06 / 2.4	Prévention des allergies	Latex (Type I)
Tailles disponibles	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)	Produit homologué pour la manipulation des produits chimiothérapeutiques	Oui, conformément à la norme ASTM D6978 avec approbation par la FDA américaine
Sans silicone	Non testé	Stérile	Non
Antistatique	Non testé	Recommandation de double gantage	Oui, comme sous-gant
Longueur du gant	240 / 9,5	Segmentation des produits	Conception fine

INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Code produit	313015060	313015070	313015080	313015090	313015100

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Conditionnement	200 gants par boîte ; 10 boîtes par carton ; 2 000 gants par carton
Durée limite de stockage	3 ans
Consignes de conservation	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.

NORMES ET CERTIFICATIONS

ASTM D6319, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, CE 0493, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-EU Homologués pour le contact alimentaire , ISO 13485, ISO 9001, UKCA

Contactez votre représentant Ansell pour passer commande ou obtenir de plus amples informations.

Amérique du Nord
Tél. (États-Unis) : 800 952 9916
Tél. (Canada) : 1-844-494-7854
E-mail : insidesalesus@ansell.com

Amérique du Sud et Caraïbes
Tél. : +52(442) 296 20 50
E-mail : cslac@ansell.com
Tél. (Brésil) : +55-11-3356-3100
E-mail (Brésil) : luvas.medicas@ansell.com

Europe, Moyen-Orient et Afrique
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
E-mail : info@ansell.eu

Asie-Pacifique
Tél. : + 603 8310 6688
E-mail : apac.medical@ansell.com

Australie et Nouvelle-Zélande
Tél. : + 61 3 9270 7270
E-mail : protection@ap.ansell.com

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking.
© 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.