

Gants d'examen en nitrile noir, offrant une protection étendue fiable avec une prise sûre

- **Couleur noire foncée** : La couleur noire masque les salissures et facilite le repérage des dangers potentiels.
- **Protection étendue** : La manchette plus longue offre une protection accrue de l'avant-bras et du poignet.
- **Confort et adhérence accrus** : La composition en nitrile souple et flexible assure le confort, tandis que le design texturé garantit une prise en main sûre.
- **Approuvé par la NF PA** : la conformité aux exigences de la NFPA 1999 en matière de gants médicaux d'urgence en fait un choix approprié pour les premiers intervenants aux États-Unis.



Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Secteur de l'après-vente automobile
- Industrie chimique
- Les établissements correctionnels
- Services médicaux d'urgence
- Santé
- Police
- Sciences de la vie
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Production
- Recyclage et élimination des déchets
- Transport

Recommandé pour

- Administration de médicaments
- Réparation et maintenance d'équipements
- Protection supplémentaire du poignet et du bras
- Examens d'un patient standard
- Situations de surdosage
- Services d'urgence
- Inspection de pièces et équipements
- Analyses de laboratoire
- Peinture
- Positionnement des patients
- Recueil d'échantillons de matières premières
- Changement d'huile, de liquides et de filtres
- Tâches ordinaires du secteur de l'après-vente automobile

Remarques

FICHE TECHNIQUE

Fiche Produit	
Matériau	Nitrile
Surface externe du gant	Entièrement adhésivée
Normes de contrôle	ISO 13485, ISO 9001
Certification produit	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, ASTM D6319, CE 0493, EC 1935/2004, EC 2002/72, EC 2023/2006, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 421:2010 Radioactive Contamination, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, NFPA 1999:2018, ISO 9001, ISO 10993-10, ISO 10993-23, ISO 13485, ISO 18889:2019, UKCA, EU Food Contact Approved
Vue d'ensemble du conditionnement	100 gants par distributeur 10 distributeurs par carton 1000 gants par carton
Consignes de conservation	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
Pays d'origine	Thaïlande
Segmentation des produits	Risque élevé
Antistatique	Oui EN1149
Sans silicone	Oui

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	Valeurs types		Méthode d'essai
Longueur (mm/pouces)	300		ASTM D3767, EN 420
Absence de trous (niveau d'inspection I)	NQA : 0,65		ASTM D5151, EN 374-2
Épaisseur au niveau de la paume (mm/mil)	0.15 / 5.9		ASTM D3767, EN 420
Épaisseur au niveau des doigts (mm/mil)	0.17 / 6.7		ASTM D3767, EN 420
	AVANT VIEILLISSEMENT	APRÈS VIEILLISSEMENT	
Résistance ultime à la traction (MPa)	14	14	ASTM D412 & D573
Allongement à la rupture (%)	500	500	ASTM D412
Force à la rupture (N)	6	6	EN 455-2

INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Code produit	93862070	93862080	93862090	93862100	93862110

Normes de performance et conformité réglementaire



Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T : + 603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Australie

Ansell Limited
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

Russie

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles [™] et [®] sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux Etats-Unis et brevets en instance aux Etats-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

