

GAMMEX® Latex Underglove

GANTS CHIRURGICAUX

Sous-gants en latex vert pour faciliter la détection des brèches et protection hydratante des mains en cas de double gantage.

- **Hydratation optimisée de la peau** : Ces sous-gants en latex non poudrés contiennent un hydratant inodore à base d'eau contenant du glycérol et du diméthicone* pour aider à retenir l'humidité et à réhydrater la peau pendant toute la durée de l'utilisation. Test Bart
- **Sécurité accrue** : lorsqu'ils contrastent avec un gant extérieur de couleur crème ou blanche, ces sous-gants verts permettent une détection rapide et facile des brèches pour une protection accrue du porteur du gant.
- **Enfilage et défilage sans effort** : Le revêtement interne en polymère du sous-gant en latex GAMMEX® facilite l'enfilage des mains sèches et humides, que ce soit lors du premier enfilage ou lors de changements intra-opératoires.
- **Confort élevé** : Le sous-gant en latex GAMMEX® est stérile et fabriqué à l'aide de formes anatomiques exclusives et d'une formulation douce pour un ajustement ergonomique et un confort permettant de minimiser la fatigue des mains pendant les procédures rigoureuses

*agents hydratants intégrés

ATTENTION : la sécurité d'utilisation de ces gants n'a pas été établie chez les personnes sensibles au latex. Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, qui peut provoquer des réactions allergiques.

Recommandé pour

- Toutes les procédures chirurgicales, y compris les opérations orthopédiques, cardiaques et traumatiques à haut risque
- Enfilage sur mains humides
- Identification facile des ruptures du gant
- Utilisation comme sous-gant dans les applications de double gantage

TECHNOLOGIES INTÉGRÉES



GAMMEX® Des innovations qui vous protègent

À la pointe de l'innovation, les gants chirurgicaux GAMMEX® sont conçus pour suivre l'évolution des besoins du personnel en milieu chirurgical. Formules exclusives, technologies de pointe, confort ergonomique et protection supérieure : autant d'atouts sur lesquels les professionnels de la santé du monde entier peuvent compter lorsqu'ils nous confient leurs mains.

GAMMEX® Latex Underglove

GANTS CHIRURGICAUX

INFORMATIONS DU PRODUIT

Matériau	Latex de caoutchouc naturel
Teneur en poudre	Sans poudre
Couleur	Vert
Épaisseur	Standard
Modèle de manchette	Coupe droite avec SUREFIT™ Technology
Surface externe du gant	Lisse avec finition micro-adhésivée
Surface interne du gant	Enduction avec technologie HYDRASOFT™
Prévention des allergies	Néant
Niveau de préhension	Faible
Recommandation de double gantage	Sous-gant
Produit homologué pour la manipulation des produits chimiothérapeutiques	Oui, conformément à la norme ASTM D6978 (produit non répertorié dans la procédure 510k de la FDA américaine)
Absence de trous (niveau d'inspection I)	NQA : 0,65
Stérile	Oui
Normes du produit	AS/NZS 4179, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282
Normes de qualité/environnementales	EN 556, ISO 11137 - Partie 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, Korean GMP
Conditionnement	50 paires par boîte ; 4 boîtes par carton ; 200 paires par carton
Durée limite de stockage	Trois ans
Consignes de conservation	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
Accélérateurs chimiques de vulcanisation	Polysulfures de xanthogène, Di-n-butylthiocarbamate de sodium (SDBC), Diéthylthiocarbamate de zinc (ZDEC)

INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Code produit	330050055	330050060	330050065	330050070	330050075	330050080	330050085	330050090

Contactez votre représentant Ansell pour passer commande ou obtenir de plus amples informations.

Amérique du Nord
Tél. (États-Unis) : 800 952 9916
Tél. (Canada) : 1-844-494-7854
E-mail : insidesalesus@ansell.com
Sandel Tél. (États-Unis): 866 764 3327
Sandel E-mail: sandel-cs@ansell.com

Amérique centrale et du Sud
Tél. : +52(442) 296 20 50
E-mail : cslac@ansell.com
Brésil
Tél. : +55 11 3356 3100
E-mail : luvas.medicas@ansell.com

Europe, Moyen-Orient et Afrique
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
E-mail : info@ansell.eu

Asie-Pacifique
Tél. : + 603 8310 6688
E-mail: apac.medical@ansell.com

Inde
Tél. : +91 22 38124500
E-mail : info.india@ansell.com
Australie et Nouvelle-Zélande
Tél. : + 61 3 9270 7270
E-mail : protection@ap.ansell.com
Chine
Tél. : +86(21) 3827 5005
E-mail : infochina@ansell.com