

MICRO-TOUCH® Nitrile (blanc)

Conception fine

Gant d'examen médical en nitrile blanc avec bouts des doigts texturés

- **Tactilité accrue** : Grâce à sa légèreté, ce gant offre une tactilité et une dextérité accrues.
- **Réduction du risque d'allergie** : Le matériau nitrile prévient les allergies de type I (latex)
- **Emballage intelligent** : l'emballage de 150 pièces réduit les déchets
- **Prise en main sûre** : le bout des doigts texturé assure une manipulation sûre des instruments médicaux.
- **Facilité d'enfilage et de retrait** : Le revêtement intérieur en polymère réduit les frottements pour faciliter l'habillage et le déshabillage.
- **Protection spécialisée** : Testé et approuvé pour une utilisation avec des médicaments de chimiothérapie*.



*voir l'emballage du produit pour plus de détails

Recommandé pour

- Produit homologué pour la manipulation des produits chimiothérapeutiques
- Procédures d'examen standard et à risque modéré
- Sites respectueux de l'environnement
- Protection contre les allergies au latex de type I parmi les professionnels de santé ou les patients

TECHNOLOGIES INTÉGRÉES



MICRO-TOUCH® Protection quotidienne, en toutes circonstances

Les gants d'examen haut de gamme MICRO-TOUCH® sont pensés scientifiquement pour répondre à tous les besoins des professionnels de la santé et intègrent des caractéristiques de pointe : les technologies ergonomiques d'Ansell assurent un port confortable longue durée ; les propriétés de préhension humide préviennent les mauvaises manipulations ; et les films Micro-Thin assurent une sensibilité tactile maximale. Bien préparés et confortablement protégés grâce aux modèles polyvalents MICRO-TOUCH®, les professionnels de la santé sont en mesure de se concentrer sur ce qui compte le plus : leur santé et leur protection, ainsi que celles de leurs patients.

MICRO-TOUCH® Nitrile (blanc)

Conception fine

INFORMATIONS DU PRODUIT

Matériau	Nitrile	Absence de caoutchouc naturel en latex	Oui
Couleur	Blanc	Longueur manchette	Standard
Teneur en poudre	Sans poudre	Surface externe du gant	Doigts adhésifs
Absence de trous (niveau d'inspection I)	NQA 1,5	Épaisseur au niveau des doigts (mm/mil)	0.11 / 4.3
Épaisseur paume (mm/mil)	0.07 / 2.8	Prévention des allergies	Latex (Type I)
Tailles disponibles	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)	Produit homologué pour la manipulation des produits chimiothérapeutiques	Oui, conformément à la norme ASTM D6978 (produit non répertorié dans la procédure 510k de la FDA américaine)
Stérile	Non	Antistatique	Non testé
Longueur du gant	240 / 9,5	Segmentation des produits	Conception fine

INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)
Code produit	700151	700152	700153	700154

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Conditionnement	150 gants par distributeur 10 distributeurs par caisse 1500 gants par caisse *120 gants par distributeur (Taille XL) * 1200 gants par caisse (Taille XL)
Durée limite de stockage	5 ans
Consignes de conservation	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.

NORMES ET CERTIFICATIONS

ASTM D6319, CE 0493, Catégorie III, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 455 1-4, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-EU Homologués pour le contact alimentaire, ISO 9001, ISO 10993-10:2002, ISO 13485, Type alimentaire: Caoutchouc, UKCA

Accélérateurs chimiques de vulcanisation

Dibutylthiocarbamate de zinc

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

Contactez votre représentant Ansell pour passer commande ou obtenir de plus amples informations.

Amérique du Nord
Tél. (États-Unis) : 800 952 9916
Tél. (Canada) : 1-844-494-7854
E-mail :
insidesalesus@ansell.com

Amérique du Sud et Caraïbes
Tél. : +52(442) 296 20 50
E-mail : cslac@ansell.com
Tél. (Brésil) : +55-11-3356-3100
E-mail (Brésil) :
luvas.medicas@ansell.com

Europe, Moyen-Orient et Afrique
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
E-mail : info@ansell.eu

Asie-Pacifique
Tél. : + 603 8310 6688
E-mail:
apac.medical@ansell.com

Australie et Nouvelle-Zélande
Tél. : + 61 3 9270 7270
E-mail :
protection@ap.ansell.com