

GAMMEX® Latex EnLite

CHIRURGISCHE HANDSCHOENEN

Latex poedervrije chirurgische handschoenen, voor betrouwbare handbescherming en een comfortabele pasvorm

- **Verhoogd comfort:** GAMMEX® Latex EnLite™ latex chirurgische handschoenen zijn gemaakt met unieke anatomische vormstukken, voor een uitstekende pasvorm en een superieur comfort.
- **Moeiteloos aan te trekken:** Dankzij een chloorbehandeling aan de binnenkant zijn deze latex handschoenen gemakkelijk aan te trekken.
- **Stevige greep:** GAMMEX® Latex EnLite™ steriele handschoenen hebben rechte manchetten, zodat ze stevig aan de jas blijven zitten.
- **Optimale allergiepreventie:** Een exclusief productieproces zorgt voor zeer lage niveaus van latexproteïnen en resten van chemische versnellers, waardoor het risico op het ontwikkelen van allergieën en gevoeligheden voor latex Type I en chemische Type IV wordt geminimaliseerd.
- **Veilige greep:** Het gladde oppervlak van deze handschoenen met microstructuur zorgt ervoor dat u de instrumenten met vertrouwen kunt hanteren.
- **Chemo-medicijnen getest:** Getest op veilig gebruik van chemo-medicijnen volgens de ASTM D6879-vereisten*.

LET OP: Veilig gebruik van deze handschoenen door personen die overgevoelig zijn voor latex is niet vastgesteld. Dit product bevat natuurrubberlatex, dat allergische reacties kan veroorzaken.

*Neem contact op met de Ansell-klantendienst voor specifieke permeatietijden en aanbevelingen voor chemotherapiemedicijnen.

Aanbevolen voor

- Korte onderzoeksprocedures met een laag risico
- Extra comfort tijdens lang durende operaties zonder onderbreking
- Steriele procedures in de OK
- Te gebruiken als buitenhandschoen wanneer je twee handschoenen over elkaar draagt

GEbruikte TECHNOLOGIËN



GAMMEX® Innovatie die beschermt

Gedreven door innovatie, worden GAMMEX®-chirurgische handschoenen ontwikkeld om te beantwoorden aan de veranderende behoeften van gebruikers in de chirurgische gemeenschap. Dankzij de unieke samenstellingen en geavanceerde technologieën, het ergonomisch comfort en de superieure bescherming leggen zorgmedewerkers wereldwijd de bescherming van hun handen in die van ons.

GAMMEX[®] Latex EnLite

CHIRURGISCHE HANDSCHOENEN

PRODUCTINFORMATIE

Materiaal	Natuurlijk rubberlatex
Poedergehalte	Poedervrij
Kleur	Naturel
Dikte	Norm
Manchetstijl	Recht
Extern handschoenoppervlak	Glad, afgewerkt met microreliëf
Intern handschoenoppervlak	Gechloreerd
Allergiepreventie	Geen
Mate van grip	Gemiddeld
Aanbeveling voor het dragen van dubbele handschoenen	Buithandschoen
Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutische geneesmiddelen	Conformiteit met ASTM D6978 niet getest.
Vrijheid van gaten (inspectieniveau I)	AQL 0,65
Steriel	Ja
Productnormen	EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, ISO 10282, JIS T9107
Kwaliteit/milieunormen	EN 556, ISO 11137-Deel 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Verpakking	50 pairs per box; 4 boxes per carton/case; 200 pairs per carton/case
Houdbaarheidstermijn	3 jaar
Bewaarinstructies	Uit de buurt van direct zonlicht bewaren; op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen
Chemische vulkanisatieversnellers	Zinkdiëthylthiocarbamaat (ZDEC)

BESTELINFORMATIE

Maat	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Productcode	330061055	330061060	330061065	330061070	330061075	330061080	330061085	330061090

Neem voor meer informatie of bestellingen contact op met uw Ansell-vertegenwoordiger.

Noord-Amerika
 VS Tel.: 800 952 9916
 CA Tel: 1-844-494-7854
 E-mail: insidesalesus@ansell.com
 Sandel VS Tel: 866 764 3327
 Sandel E-mail: sandel-cs@ansell.com

Central & South America
 Tel: +52 (442) 296 20 50
 E-mail: cslac@ansell.com
Brazil
 Tel: +55-11-3356-3100
 E-mail: luvas.medicas@ansell.com

Europe, Middle East & Africa
 Tel: +32 (0)2 528 74 00
 E-mail: info@ansell.eu

Asia Pacific
 Tel: +603 8310 6688
 E-mail: apac.medical@ansell.com

India
 Tel: +1 800.952.9916
 E-mail: info.india@ansell.com
Australia & New Zealand
 Tel: +61 3 9270 7270
 E-mail: protection@ap.ansell.com
China
 Tel: +86(21) 3827 5005
 Email: infochina@ansell.com