

GAMMEX® Non-Latex PI Textured

CHIRURGISCHE HANDSCHOENEN

Huidvriendelijke chirurgische handschoenen in polyisopreen met een getextureerde buitenkant voor een uitstekende grip

- **Verbeterde greep:** De getextureerde afwerking van deze synthetische chirurgische handschoenen verbetert de greep op instrumenten, voor veilige manipulatie in natte omgevingen, vooral tijdens risicovolle procedures.
- **Gemakkelijk dubbele handschoenen:** De gepatenteerde Ansell-technologie voor aantrekhelp omvat een binnencoating van polymeer om het aan- en uittrekken tijdens intraoperatieve wijzigingen te vergemakkelijken.
- **Geoptimaliseerde allergeenpreventie:** Deze steriele handschoenen in polyisopreen elimineren het risico op het ontwikkelen van een latexallergie en helpen sensibilisatie voor allergische contactdermatitis voorkomen, omdat ze niet gemaakt zijn met chemische versnellers die bekend staan als allergeen.
- **Chemo getest:** GAMMEX® Non-Latex PI Textured handschoenen zijn getest op het werken met een reeks cytotoxische geneesmiddelen volgens ASTM D6978**.



**Neem contact op met de Ansell-klantendienst voor specifieke permeatietijden en aanbevelingen voor chemotherapiemedicijnen.

Aanbevolen voor

- Alle soorten operaties, met name risicovolle ingrepen in de orthopedie, trauma- en cardiovasculaire geneeskunde
- Meer grip in een natte omgeving
- Bescherming tegen chemische versnellers zoals thiurams, carbamaten en mercaptanen waarvan bekend is dat ze chemische allergieën van Type IV veroorzaken
- Te gebruiken als buitenhandschoenen wanneer je twee handschoenen over elkaar draagt
- Aangezien de handschoen geslaagd is voor de Mouse Embryo Assay (MEA) test, mag ze gebruikt worden voor in-vitrofertilisatie (IVF)

GEBRUIKTE TECHNOLOGIËN



GAMMEX® Innovatie die beschermt

Gedreven door innovatie, worden GAMMEX®-chirurgische handschoenen ontwikkeld om te beantwoorden aan de veranderende behoeften van gebruikers in de chirurgische gemeenschap. Dankzij de unieke samenstellingen en geavanceerde technologieën, het ergonomisch comfort en de superieure bescherming leggen zorgmedewerkers wereldwijd de bescherming van hun handen in die van ons.

GAMMEX® Non-Latex PI Textured

CHIRURGISCHE HANDSCHOENEN

PRODUCTINFORMATIE

Materiaal	PI (polyisopreen)
Poedergehalte	Poedervrij
Kleur	Wit
Dikte	Norm
Manchetstijl	Gerold, met SUREFIT™ Technology
Extern handschoenoppervlak	Vingers en palm met reliëf
Intern handschoenoppervlak	Polymeercoating met DERMASHIELD™ Technology
Allergiepreventie	Latex (type I)
Mate van grip	Hoog
Aanbeveling voor het dragen van dubbele handschoenen	Buitenhandschoen
Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutische geneesmiddelen	Ja, conform de ASTM D6978 en goedgekeurd door de FDA voor de VS
Vrijheid van gaten (inspectieniveau I)	0,4 AQL
Steriel	Ja
Productnormen	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107
Kwaliteit/milieunormen	EN 556, ISO 11137-Deel 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, Korean GMP
Verpakking	50 paar per doos; 4 dozen per karton; 200 paar per karton
Houdbaarheidstermijn	3 jaar
Bewaarinstructies	Uit de buurt van direct zonlicht bewaren; op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen
Chemische vulkanisatieversnellers	Xanthaten, Zinkdiaktyldithiocarbamaat

BESTELINFORMATIE

Maat	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Productcode	340054055	340054060	340054065	340054070	340054075	340054080	340054085	340054090

Neem voor meer informatie of bestellingen contact op met uw Ansell-vertegenwoordiger.

Noord-Amerika
 VS Tel.: 800 952 9916
 CA Tel.: 1-844-494-7854
 E-mail: insidesalesus@ansell.com
 Sandel VS Tel: 866 764 3327
 Sandel E-mail: sandel-cs@ansell.com

Central & South America
 Tel: +52 (442) 296 20 50
 E-mail: cslac@ansell.com
Brazil
 Tel: +55-11-3356-3100
 E-mail: luvass.medicas@ansell.com

Europe, Middle East & Africa
 Tel: +32 (0)2 528 74 00
 E-mail: info@ansell.eu

Asia Pacific
 Tel: +603 8310 6688
 E-mail: apac.medical@ansell.com

India
 Tel: +1 800.952.9916
 E-mail: info.india@ansell.com
Australia & New Zealand
 Tel: +61 3 9270 7270
 E-mail: protection@ap.ansell.com
China
 Tel: +86(21) 3827 5005
 Email: infochina@ansell.com