

# GAMMEX® PI Hybrid

CHIRURGISCHE HANDSCHOENEN

## Hybride synthetische chirurgische handschoenen met het comfort van polyisopreen en de sterkte van neopreen

- **Verbeterd comfort en duurzaamheid:** Deze chirurgische handschoenen zonder latex zijn gemaakt met de gepatenteerde synthetische mengtechnologie van Ansell. Ze combineren het latexachtige comfort van polyisopreen (PI) met de duurzaamheid van neopreen, zodat dragers het beste van twee werelden ervaren.
- **Minder risico op allergieën:** Omdat de GAMMEX® PI Hybrid een latexvrije chirurgische handschoen is, bestaat er geen risico op latexallergie en worden een aantal allergenen\* waarvan bekend is dat ze allergische contactdermatitis veroorzaken, geëlimineerd.
- **Gecertificeerde ergonomische prestaties:** Deze PI chirurgische handschoen is gecertificeerd door United States Ergonomics met een gerapporteerde vermindering van 32,3% van de handspierinspanning\*\*.
- **Voordeel van dubbele handschoenen:** Deze semi-transparante handschoen is een uitstekende buitenhandschoen voor het dragen van twee paar handschoenen met een gekleurde onderhandschoen voor eenvoudige detectie van overtredingen.
- **Chemo-getest:** ASTM D6978 getest en kan worden gebruikt met een reeks chemo-medicijnen\*\*\*



### GAMMEX® Innovatie die beschermt

Gedreven door innovatie, worden GAMMEX®-chirurgische handschoenen ontwikkeld om te beantwoorden aan de veranderende behoeften van gebruikers in de chirurgische gemeenschap. Dankzij de unieke samenstellingen en geavanceerde technologieën, het ergonomisch comfort en de superieure bescherming leggen zorgmedewerkers wereldwijd de bescherming van hun handen in die van ons.

\*Vrij van natuurlijke rubberlatexproteïnen en bevatten geen zink-2-mercaptobenzothiazool (ZMBT), difenylguanidine (DPG) en cetylpyridiniumchloride (CPC).

\*\* In vergelijking met de prestaties met blote hand

\*\*\*Neem contact op met de Ansell-klantendienst voor specifieke permeatietijden en aanbevelingen voor chemotherapiemedicijnen.

### Aanbevolen voor

- Handschoenbreuk is eenvoudig te detecteren
- Bescherming van zorgmedewerkers of patiënten tegen type I-allergie voor latex
- Te gebruiken als buitenhandschoen wanneer je twee handschoenen over elkaar draagt

### GEBRUIKTE TECHNOLOGIËN



# GAMMEX<sup>®</sup> PI Hybrid

CHIRURGISCHE HANDSCHOENEN

## PRODUCTINFORMATIE

<b>Materiaal</b>	PI (polyisopreen), Neopreen (polychloropreen)
<b>Poedergehalte</b>	Poedervrij
<b>Kleur</b>	Naturel
<b>Dikte</b>	Norm
<b>Manchetstijl</b>	Gerold, met SUREFIT™ Technology
<b>Extern handschoenoppervlak</b>	Glad, afgewerkt met microreliëf
<b>Intern handschoenoppervlak</b>	Polymeercoating met DERMASHIELD™ Technology
<b>Allergiepreventie</b>	Latex (type I)
<b>Mate van grip</b>	Gemiddeld
<b>Aanbeveling voor het dragen van dubbele handschoenen</b>	Buithandschoen
<b>Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutische geneesmiddelen</b>	Ja, conform de ASTM D6978 en goedgekeurd door de FDA voor de VS
<b>Vrijheid van gaten (inspectieniveau I)</b>	AQL 0,65
<b>Steriel</b>	Ja
<b>Productnormen</b>	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107
<b>Kwaliteit/milieunormen</b>	EN 556, ISO 11137-Deel 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
<b>Verpakking</b>	50 paar per doos; 4 dozen per karton; 200 paar per karton
<b>Houdbaarheidstermijn</b>	3 jaar
<b>Bewaarinstructies</b>	Uit de buurt van direct zonlicht bewaren; op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen
<b>Chemische vulkanisatieversnellers</b>	Zinkdibutylidithiocarbamaat (ZDBC), Zinkdiëthylidithiocarbamaat (ZDEC), Natrium di-n-butylidithiocarbamaat (SDBC), Xanthoogeen-polysulfiden

## BESTELINFORMATIE

Maat	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
<b>Productcode</b>	340063055	340063060	340063065	340063070	340063075	340063080	340063085	340063090

Neem voor meer informatie of bestellingen contact op met uw Ansell-vertegenwoordiger.

**Noord-Amerika**  
 VS Tel.: 800 952 9916  
 CA Tel: 1-844-494-7854  
 E-mail: insidesalesus@ansell.com  
 Sandel VS Tel: 866 764 3327  
 Sandel E-mail: sandel-cs@ansell.com

**Central & South America**  
 Tel: +52 (442) 296 20 50  
 E-mail: cslac@ansell.com  
**Brazil**  
 Tel: +55-11-3356-3100  
 E-mail: luvas.medicas@ansell.com

**Europe, Middle East & Africa**  
 Tel: +32 (0)2 528 74 00  
 E-mail: info@ansell.eu

**Asia Pacific**  
 Tel: +603 8310 6688  
 E-mail: apac.medical@ansell.com

**India**  
 Tel: +1 800.952.9916  
 E-mail: info.india@ansell.com  
**Australia & New Zealand**  
 Tel: +61 3 9270 7270  
 E-mail: protection@ap.ansell.com  
**China**  
 Tel: +86(21) 3827 5005  
 Email: infochina@ansell.com