

GAMMEX[®] Latex Powder-Free with AMT[™]

CHIRURGISCHE HANDSCHOENEN

Poedervrije chirurgische latexhandschoen met een gepantenteerde antimicrobiële binnencoating voor actieve barrièrebescherming.



BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN:

- De gepatenteerde AMT[™] Technology maakt het mogelijk om chloorhexidinegluconaat (CHG) aan te brengen op de binnencoating, om de groei van bacteriën bij de gebruiker te onderdrukken en snel bacterie- en viruswerende effecten te verkrijgen voor extra bescherming bij een handschoenbeschadiging
- Doodt minstens 99% van Hep-C virussen en hiv-1 stam al na 1 min. blootstelling¹
- Doodt tussen 99% en 99,999% van 8 veel voorkomende bacteriën, inclusief grampositieve, gramnegatieve en resistente bacteriën al na 1 minuut¹
- Deze anti-microbiële handschoen bevat vochtinbrengende, verzachtende en irritatiewerende middelen. Deze huidvriendelijke handschoen biedt bovendien een grotere bescherming

OPMERKING: Geen bewezen bescherming tegen bloedoverdraagbare infecties bij snij- en prikwonden en een gekloofde huid

1. Bewaarde gegevens. HIV-1 stam Mn is een goed bestudeerde, gevaarlijke HIV-1 stam.

LET OP: Veilig gebruik van deze handschoen door of op mensen met een latexovergevoeligheid is niet aangetoond. Dit product bevat natuurrubberlatex dat allergische reacties kan veroorzaken.



Aanbevolen voor

- Vochtig aantrekken
- Extra comfort tijdens lang durende operaties zonder onderbreking
- Te gebruiken als buitenhandschoen wanneer je twee handschoenen over elkaar draagt

GEBRUIKTE TECHNOLOGIËN



GAMMEX[®] Innovatie die beschermt

Gedreven door innovatie, worden GAMMEX[®]-chirurgische handschoenen ontwikkeld om te beantwoorden aan de veranderende behoeften van gebruikers in de chirurgische gemeenschap. Dankzij de unieke samenstellingen en geavanceerde technologieën, het ergonomisch comfort en de superieure bescherming leggen zorgmedewerkers wereldwijd de bescherming van hun handen in die van ons.

GAMMEX[®] Latex Powder-Free with AMT[™]

CHIRURGISCHE HANDSCHOENEN

PRODUCTINFORMATIE

Materiaal	Natuurlijk rubberlatex
Poedergehalte	Poedervrij
Kleur	Naturel
Dikte	Norm
Manchetstijl	Recht, met SUREFIT [™] Technology
Extern handschoenoppervlak	Glad, afgewerkt met microreliëf
Intern handschoenoppervlak	Antimicrobiële coating
Allergiepreventie	Geen
Mate van grip	Gemiddeld
Aanbeveling voor het dragen van dubbele handschoenen	Buithandschoen of onderhandschoen
Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutische geneesmiddelen	Conformiteit met ASTM D6978 niet getest.
Vrijheid van gaten (inspectieniveau I)	0.65 AQL
Steriel	Ja
Productnormen	AS/NZS 4179, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107
Kwaliteit/milieunormen	EN 556, ISO 11137-Deel 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Verpakking	25 paar per doos; 4 dozen per karton; 100 paar per karton/kist
Houdbaarheidstermijn	3 jaar
Bewaarinstructies	Uit de buurt van direct zonlicht bewaren; op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen
Chemische vulkanisatieversnellers	Xanthogeen-polysulfiden, Natrium di-n-butyldithiocarbamaat (SDBC), Zinkdiëthylthiocarbamaat (ZDEC)

BESTELINFORMATIE

Maat	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Productcode	353441	353442	353443	353444	353445	353446	353447	353448

Neem voor meer informatie of bestellingen contact op met uw Ansell-vertegenwoordiger.

Noord-Amerika
VS Tel.: 800 952 9916
CA Tel.: 1-844-494-7854
E-mail: insidesalesus@ansell.com
Sandel VS Tel.: 866 764 3327
Sandel E-mail: sandel-cs@ansell.com

Central & South America
Tel: +52 (442) 296 20 50
E-mail: cslac@ansell.com
Brazil
Tel: +55-11-3356-3100
E-mail: luvas.medicas@ansell.com

Europe, Middle East & Africa
Tel: +32 (0)2 528 74 00
E-mail: info@ansell.eu

Asia Pacific
Tel: +603 8310 6688
E-mail: apac.medical@ansell.com

India
Tel: +1 800.952.9916
E-mail: info.india@ansell.com
Australia & New Zealand
Tel: +61 3 9270 7270
E-mail: protection@ap.ansell.com
China
Tel: +86(21) 3827 5005
Email: infochina@ansell.com