

MICRO-TOUCH® Blue Nitrile

Standaard dun

Poedervrije medische onderzoekshandschoenen van nitril met uitzonderlijke pasvorm en betrouwbare bescherming

- **Comfortabele pasvorm:** Deze niet-steriele handschoenen hebben een geavanceerde stretchformule voor ultiem comfort, pasvorm en gevoel.
- **Verhoogde gevoeligheid:** Geavanceerde formule zorgt voor betere tastgevoeligheid
- **Sterke barrière-integriteit:** Een AQL die beter is dan vereist volgens de industrienorm ASTM D6319 levert een consistente productie van hoge kwaliteit.
- **Slim verpakt:** verpakking van 200 stuks vermindert afval
- **Gespecialiseerde bescherming:** Getest voor gebruik met 17 chemicaliën en goedgekeurd voor gebruik met chemotherapiemedicijnen, waardoor het ideaal is voor bijna alle klinische omgevingen

*zie productverpakking voor details

Aanbevolen voor

- Goedgekeurd voor gebruik met geneesmiddelen voor chemotherapie
- Bescherming van zorgmedewerkers of patiënten tegen type I-allergie voor latex
- Standaard onderzoeksprocedures met een matig risico
- Milieuvriendelijke faciliteiten

GEBRUIKTE TECHNOLOGIËN



MICRO-TOUCH® Optimale bescherming, elke dag opnieuw

MICRO-TOUCH® premium handschoenen voor medisch onderzoek zijn wetenschappelijk ontwikkeld en komen tegemoet aan iedere behoefte van medisch personeel. De geavanceerde designeigenschappen bestaan onder meer uit Ansell's ergonomische technologieën, die zorgen voor comfort tijdens langdurende procedures, innovaties op het gebied van grip op natte voorwerpen om ongelukken tijdens het hanteren te voorkomen en uiterst dunne films voor maximale gevoeligheid. Goed voorbereide zorgverleners met een comfortabele bescherming door veelzijdige soorten MICRO-TOUCH kunnen zich met een gerust hart richten op wat echt belangrijk is: hun eigen gezondheid en bescherming en die van hun patiënten.

MICRO-TOUCH® Blue Nitrile

Standaard dun

PRODUCTINFORMATIE

Materiaal	Nitril	Niet gemaakt van natuurlijk rubberlatex	Ja
Kleur	Blauw	Manchetlengte	Norm
Poedergehalte	Poedervrij	Extern handschoenoppervlak	Vingers met reliëf
Vrijheid van gaten (inspectieniveau I)	AQL 1,5	Dikte aan de vingers (mm/mil)	0.09 / 3.5
Dikte op de palm (mm/mil)	0.07 / 2.8	Allergiepreventie	Latex (type I)
Beschikbare maten	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)	Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutische geneesmiddelen	Ja, conform de ASTM D6978 en goedgekeurd door de FDA voor de VS
Steriel	Nee	Antistatisch	Niet-getest
Handschoenlengte	240/9,5	Productsegmentering	Standaard dun

BESTELINFORMATIE

Maat	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Productcode	313041060	313041065	313041070	313041075	313041080

VERPAKKING EN OPSLAG

Verpakking	200 handschoenen per doos 10 dozen per karton
Houdbaarheidstermijn	3 jaar
Bewaarinstructies	Uit de buurt van direct zonlicht bewaren; op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen

NORMEN EN CERTIFICERINGEN

ASTM D6319, CE 0493, Categorie III, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA 21 CFR 177-2600-VS Goedgekeurd voor contact met voedingsmiddelen, ISO 10993-10:2002, ISO 9001, ISO 13485, Contact met levensmiddelen, UKCA

Chemische vulkanisatieversnellers

Zinkdibutylidithiocarbamaat (ZDBC)	Zinkdiëthylidithiocarbamaat (ZDEC)
------------------------------------	------------------------------------

Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.

Neem voor meer informatie of bestellingen contact op met uw Ansell-vertegenwoordiger.

Noord-Amerika
VS Tel.: 800 952 9916
CA Tel: 1-844-494-7854
E-mail:
insidesalesus@ansell.com

Latin America & Caribbean
Tel: +52 (442) 296 20 50
E-mail: cslac@ansell.com
Brazil Tel: +55-11-3356-3100
Brazil E-mail:
luvas.medicas@ansell.com

Europe, Middle East & Africa
Tel: +32 (0)2 528 74 00
E-mail: info@ansell.eu

Asia Pacific
Tel: +603 8310 6688
E-mail:
apac.medical@ansell.com

Australia & New Zealand
Tel: +61 3 9270 7270
E-mail:
protection@ap.ansell.com

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS:
www.ansell.com/patentmarking.
© 2025 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.