

MICRO-TOUCH® Nitril N30

S t a n d a a r d d u n

Lichtgewicht nitril handschoenen voor medisch onderzoek in een handige detailverpakking van 30 stuks

- **Handig verpakkingsformaat:** Perfect voor winkelschappen of plaatsen met beperkte opslagruimte met 30 handschoenen per doos
- **Veelzijdige bescherming:** Geschikt voor medische procedures met een laag risico, het hanteren van voedsel of algemene huishoudelijke taken
- **Gemakkelijk aan te trekken:** Een polymeercoating aan de binnenkant maakt het aantrekken eenvoudig
- **Verhoogde tastbaarheid:** Dun, lichtgewicht ontwerp verbetert de tastgevoeligheid en beweeglijkheid
- **Minder risico op allergieën:** Nitrilmateriaal voorkomt allergische reacties Type 1 (latex)

Aanbevolen voor

- Korte onderzoeksprocedures met een laag risico
- Algemene verzorging van patiënten
- Bescherming van zorgmedewerkers of patiënten tegen type I-allergie voor latex
- Virusbescherming
- Multifunctioneel gebruik: Afwassen, schoonmaken, verzorging en kammen van huisdieren, bereiding van levensmiddelen, tuinieren en nog veel meer!

GEbruikte TECHNOLOGIËN



MICRO-TOUCH® Optimale bescherming, elke dag opnieuw

MICRO-TOUCH® premium handschoenen voor medisch onderzoek zijn wetenschappelijk ontwikkeld en komen tegemoet aan iedere behoefte van medisch personeel. De geavanceerde designeigenschappen bestaan onder meer uit Ansell's ergonomische technologieën, die zorgen voor comfort tijdens langdurende procedures, innovaties op het gebied van grip op natte voorwerpen om ongelukken tijdens het hanteren te voorkomen en uiterst dunne films voor maximale gevoeligheid. Goed voorbereide zorgverleners met een comfortabele bescherming door veelzijdige soorten MICRO-TOUCH kunnen zich met een gerust hart richten op wat echt belangrijk is: hun eigen gezondheid en bescherming en die van hun patiënten.

MICRO-TOUCH® Nitril N30

Standaard dun

PRODUCTINFORMATIE

Materiaal	Nitril	Niet gemaakt van natuurlijk rubberlatex	Ja
Kleur	Blauw	Manchetlengte	Norm
Poedergehalte	Poedervrij	Extern handschoenoppervlak	Vingers met reliëf
Vrijheid van gaten (inspectieniveau I)	AQL 1,5	Dikte aan de vingers (mm/mil)	0.11 / 4.3
Dikte op de palm (mm/mil)	0.07 / 2.8	Allergiepreventie	Latex (type I)
Beschikbare maten	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)	Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutische geneesmiddelen	Nee
Steriel	Nee	Antistatisch	Niet-getest
Handschoenlengte	250 / 9,8	Productsegmentering	Standaard dun

BESTELINFORMATIE

Maat	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Productcode	313043060	313043065	313043070	313043075	313043080

VERPAKKING EN OPSLAG

Verpakking	30 handschoenen per dispenser, 50 dispensers per karton, 1500 handschoenen per karton
Houdbaarheidstermijn	5 jaar
Bewaarinstructies	Uit de buurt van direct zonlicht bewaren; op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen

NORMEN EN CERTIFICERINGEN

Categorie III, CE 0493, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Type levensmiddel: Rubber, ISO 10993-10:2002, ISO 9001, ISO 13485, UKCA

Chemische vulkanisatieversnellers

Zinkdibutylidithiocarbamaat (ZDBC)

Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.

Neem voor meer informatie of bestellingen contact op met uw Ansell-vertegenwoordiger.

Noord-Amerika
VS Tel.: 800 952 9916
CA Tel: 1-844-494-7854
E-mail:
insidesalesus@ansell.com

Latin America & Caribbean
Tel: +52 (442) 296 20 50
E-mail: cslac@ansell.com
Brazil Tel: +55-11-3356-3100
Brazil E-mail:
luvas.medicas@ansell.com

Europe, Middle East & Africa
Tel: +32 (0)2 528 74 00
E-mail: info@ansell.eu

Asia Pacific
Tel: +603 8310 6688
E-mail:
apac.medical@ansell.com

Australia & New Zealand
Tel: +61 3 9270 7270
E-mail:
protection@ap.ansell.com

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS:
www.ansell.com/patentmarking.
© 2025 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.