

Handschoenen voor medisch onderzoek met uitgebreide bescherming tegen spatten van chemicaliën, goedgekeurd voor het hanteren van chemotherapiemedicijnen

- **Sterke formulering:** De robuuste nitrilformule van MICROFLEX® 93-853-onderzoekshandschoenen maakt ze duurzamer en beter bestand tegen scheuren.
- **Gespecialiseerde bescherming:** Deze handschoenen simuleren echte overdosisomstandigheden en zijn speciaal getest op maagzuur (braaksel), fentanyl en cytotoxische/chemotherapiemedicijnen*.
- **Prestaties in de echte wereld:** Deze stevige medische onderzoekshandschoenen voldoen ook aan de NFPA 1999 Emergency Medical Glove Requirements, waardoor ze geschikt zijn voor professionals in de gezondheidszorg, eerstehulpverleners en laboratoriummedewerkers.
- **Lage AQL:** De lage AQL van deze medische onderzoekshandschoenen van 0,65 versterkt hun barrière-integriteit.
- **Uitgebreide bescherming:** Met een verlengd manchet bieden deze handschoenen bescherming voor de onderarm en pols van medisch personeel



*zie productverpakking voor details

Sectoren

- Auto-industrie
- Biowetenschappen
- Gezondheidszorg
- Chemische sector
- Machines & Uitrusting

Aanbevolen voor

- Inspectie, selectie en controle van onderdelen
- Assemblage en inspectie van onderdelen
- Onderdelen verzamelen en vastzetten
- Apparatuur repareren en onderhouden
- Algemeen gebruik in de service-na-verkoop in de autosector
- Banden roteren en vervangen
- Voeren en schoonmaken bij dierenverzorging
- Laboratoriumapparatuur en -uitrusting onderhouden
- Monsters nemen en verwerken
- Medicijnen toedienen
- Monsters van grondstoffen verzamelen

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

	Product Informatie
Extern handschoenoppervlak	Vingers met reliëf
Certificaten	ISO 13485, ISO 9001
Productcertificering	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, CE 0493, EN 1149-1/2/3, EN 16523-1, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, ISO 11193, ISO 18889:2019, PMDA Notification Number: 13B3X10307AH0001, Trade Name: Ansell Non Latex Medical Examination Glove, UKCA
Overzicht verpakkingen	50 handschoenen per dispenser 10 dispensers per doos 500 handschoenen per doos *40 handschoenen per dispenser (maat XXXL) *400 handschoenen per doos (maat XXXL)
Bewaarinstructies	Uit de buurt van direct zonlicht bewaren; op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen
Land van oorsprong	Maleisië
Productsegmentering	Hoog risico
Antistatisch	Ja EN1149
Siliconenvrij	Nee
Chemische vulkanisatieversnellers	Zinkdibutylidithiocarbamaat (ZDBC) <i>Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.</i>


FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

	Gemiddelde waarden		Testmethode
Lengte (mm/inch)	295/11,6		ASTM D3767, EN 420
Afwezigheid van gaatjes (inspectieniveau I)	AQL 0,65		ASTM D5151, EN 455-1
Palmdikte (mm/mils)	0.14 / 5.5		ASTM D3767, EN 420
Vingerdikte (mm/mils)	0.22 / 8.7		ASTM D3767, EN 420
	VOOR VEROUDERING	NA VEROUDERING	
Maximale treksterkte (MPa)	32	27	ASTM D412 & D573
Verlenging bij breuk (%)	550	500	ASTM D412
Treksterkte bij breuk (N)	15	12	EN 455-2

BESTELINFORMATIE

Maat	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXXL (11.5 - 12)
Productcode	93853060	93853070	93853080	93853090	93853100	93853120

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving



Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rusland

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

