

Zwarte nitril onderzoekshandschoenen, bieden betrouwbare langdurige bescherming met stevige grip

- **Donkerzwarte kleur:** Vuilwerende zwarte kleur maakt potentiële gevaren gemakkelijker te herkennen
- **Uitgebreide bescherming:** Een langer manchet biedt uitgebreide bescherming van de onderarm en pols
- **Verhoogd comfort en grip:** De zachte, flexibele nitril samenstelling biedt comfort, terwijl het getextureerde ontwerp zorgt voor een stevige grip.
- **Goedgekeurd door NFPA:** Voldoet aan de vereisten van NFPA 1999 voor medische handschoenen voor noodgevallen, waardoor ze een geschikte keuze zijn voor eerstehulpverleners in de VS.



Sectoren

- Auto-industrie
- Service na verkoop in de autosector
- Chemische sector
- Gevangenissen
- Medische nooddiensten
- Gezondheidszorg
- Ordediensten
- Biowetenschappen
- Machines & Uitrusting
- Industriële productie
- Recycling en afvalverwijdering
- Transportatie

Aanbevolen voor

- Medicijnen toedienen
- Onderhoud en reparaties van apparatuur
- Extra bescherming over pols en arm
- Standaard patiëntenonderzoeken
- Voor behandeling van personen met overdosis
- Nooddiensten
- Onderdelen, apparatuur inspecteren
- Laboratoriumanalyse
- Verfafdeling
- Positionering van patiënten
- Monsters van grondstoffen verzamelen
- Olie, vloeistoffen en filters vervangen
- Algemeen gebruik in de service-na-verkoop in de autosector

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

Product Informatie	
Extern handschoenoppervlak	Volledig met reliëf
Certificaten	ISO 13485, ISO 9001
Productcertificering	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, ASTM D6319, CE 0493, EC 1935/2004, EC 2002/72, EC 2023/2006, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 421:2010 Radioactive Contamination, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, NFPA 1999:2018, ISO 9001, ISO 10993-10, ISO 10993-23, ISO 13485, ISO 18889:2019, UKCA, EU Food Contact Approved
Overzicht verpakkingen	100 handschoenen per dispenser 10 dispensers per doos 1000 handschoenen per doos
Bewaarinstructies	Uit de buurt van direct zonlicht bewaren; op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen
Land van oorsprong	Thailand
Productsegmentering	Hoog risico
Antistatisch	Ja EN1149
Siliconenvrij	Ja
Chemische vulkanisatieversnellers	<ul style="list-style-type: none"> Zinkdiëthylthiocarbamaat (ZDEC) Zinkdibutylthiocarbamaat (ZDBC) <p><i>Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.</i></p>

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

	Gemiddelde waarden		Testmethode
Lengte (mm/inch)	300/12		ASTM D3767, EN 420
Afwezigheid van gaatjes (inspectieniveau I)	AQL 0,65		ASTM D5151, EN 374-2
Palmdikte (mm/mils)	0.15 / 5.9		ASTM D3767, EN 420
Vingerdikte (mm/mils)	0.17 / 6.7		ASTM D3767, EN 420
	VOOR VEROUDERING	NA VEROUDERING	
Maximale treksterkte (MPa)	14	14	ASTM D412 & D573
Verlenging bij breuk (%)	500	500	ASTM D412
Treksterkte bij breuk (N)	6	6	EN 455-2

BESTELINFORMATIE

Maat	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Productcode	93862070	93862080	93862090	93862100	93862110

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving



Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rusland

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

