

Padrão de látex

L U V A S C I R Ú R G I C A S

Luvas cirúrgicas de látex sem pó, oferecendo conforto e proteção confiáveis

- **Conforto e destreza confiáveis:** A formulação de látex macio e a espessura otimizada dessas luvas cirúrgicas de látex garantem que a equipe cirúrgica tenha a proteção, o conforto e a destreza de que precisa ao realizar os procedimentos diários
- **Desempenho ergonômico:** Os formadores de formato anatômico exclusivos da Ansell foram projetados para oferecer ao usuário excelente ajuste e sensação com o mínimo de fadiga nas mãos
- **Colocação sem esforço:** As luvas cirúrgicas sem pó MEDI-GRIP® Latex Standard têm um revestimento de polímero aplicado na parte interna da luva para facilitar a colocação



CUIDADO: o uso seguro dessas luvas por pessoas com sensibilidade ao látex não foi estabelecido. Este produto contém látex de borracha natural, que pode causar reações alérgicas.

**Entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da Ansell para obter recomendações e tempos de permeação de medicamentos quimioterápicos específicos

Recomendado para

- Procedimentos esterilizados na sala de operação.
- Aderência melhorada em ambientes úmidos
- Uso como luva externa no uso de dupla lavagem

TECNOLOGIAS ASSOCIADAS



MEDI-GRIP®
Proteção diária que você
pode confiar

Aprovada ao redor do mundo para proporcionar proteção diária que cirurgiões, enfermeiros do centro cirúrgico e técnicos cirúrgicos podem confiar para executar suas tarefas cotidianas com segurança e conforto.

Padrão de látex

LUVAS CIRÚRGICAS

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Material	Látex de borracha natural
Conteúdo de pó	Sem pó
Cor	Natural
Espessura	Standard
Estilo do punho	Com rebordo
Superfície externa da luva	Liso com acabamento em micro textura
Superfície interna da luva	Revestimento de polímero
Prevenção contra alergias	Nenhum
Nível de aderência	Moderada
Recomendação para uso de dupla luva	Luva exterior
Livre de Buracos (Nível de Inspeção I)	AQL 0,65
Estéril	Sim
Normas de produto	Anvisa 81496190019 / CA 48626, COFEPRIS: 0107C2023 SSA, INVIMA 2017DM-0016873, ASTM D3577, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282
Normas de qualidade/ambientais	EN 556, ISO 11137-Part 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Acondicionamento	
Prazo de validade	3 anos
Aceleradores químicos de vulcanização	Dibutilditiocarbamato de zinco (ZDEC), Dibutilditiocarbamato de zinco (ZDBC)

INFORMAÇÕES DO PEDIDO

Tamanho	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Código de produto da	330200765	330200770	330200775	330200780	330200785	330200790

Entre em contato com seu representante da Ansell para fazer um pedido ou obter mais informações.

América del Norte
 US Tel: 800 952 9916
 CA Tel: 1-844-494-7854
 Email: insidesalesus@ansell.com
 Sandel USA Tel: 866 764 3327
 Sandel email: sandel-cs@ansell.com

Ansell Commercial Mexico
 Tel: +52 442 296 2050
 Email: latam.medical@ansell.com
Ansell Brasil Ltda
 Tel: +55-11-3356-3100
 Email: latam.medical@ansell.com
Ansell Colombia SAS
 Tel: +57 1 288 3247
 Email: latam.medical@ansell.com

Europa, Oriente Medio y África
 Tel: +32 (0) 2 528 74 00
 Email: info@ansell.eu
Asia Pacífico
 Tel: +603 8310 6688
 Email: apac.medical@ansell.com

India
 Tel: + 91 22 38124500
 Email: info.india@ansell.com
Australia y Nueva Zelanda
 Tel: +61 3 9270 7270
 Email: protection@ap.ansell.com
China
 Tel: +86(21) 3827 5005
 Email: infochina@ansell.com