

Luvas para exames médicos com proteção estendida contra respingos de produtos químicos, aprovadas para o manuseio de medicamentos quimioterápicos

- **Formulação forte:** A formulação robusta de nitrilo das luvas de exame MICROFLEX® Supreno® EC SEC-375 as torna mais duráveis e resistentes a rasgos, furos e rupturas
- **Proteção especializada:** Simulando condições reais de overdose, essas luvas são especialmente testadas contra ácido gástrico (vômito) e fentanil, bem como drogas citotóxicas/quimioterápicas*
- **Desempenho no mundo real:** Essas luvas resistentes para exames médicos também atendem aos requisitos da NFPA 1999 para luvas médicas de emergência, o que as torna adequadas para profissionais de saúde, socorristas e trabalhadores de laboratório
- **Baixo AQL:** O baixo AQL de 0,65 dessas luvas para exames médicos reforça sua integridade de barreira
- **Proteção estendida:** Com um punho estendido, essas luvas oferecem proteção para o antebraço e o pulso dos profissionais da área médica

*Veja detalhes na embalagem do produto



Indústrias

- Automotiva
- Indústria de autopeças
- Ciências da vida
- Saúde
- Serviço de Emergência Médica

Recomendado para

- Inspeção, seleção e verificação de peças
- Montagem e inspeção de componentes
- Seleção e aperto de componentes
- Reparo e manutenção de equipamentos
- Peças automotivas de uso geral
- Rotação e troca de pneus
- Alimentação e limpeza em instalações de tratamento de animais
- Manutenção de mobiliário e equipamento de laboratório
- Coleta e processamento de amostras
- Administração de medicamentos
- Coleta de amostra de matéria-prima
- Testada para uso com fármacos de quimioterapia
- Proteção extra para o pulso e o braço
- Aplicações clínicas de alto risco
- Proteção contra alergia ao látex do tipo I em profissionais de saúde ou pacientes

FICHA DE DADOS TÉCNICOS

Informações sobre o Produto	
Material	Nitrilo
Superfície externa da luva	Dedos com textura
Normas de auditoria	ISO 13485
Certificação de produto	ASTM D6319, ASTM D6978, EN 1149-1/2/3, EN ISO 21420:2020, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, NFPA 1999:2018, US QSR/FDA 510(k) Medical Examination Grade, ISO 11193, ISO 13485, EN ISO 374:2016 Type B KPT, Anvisa 81496190014 / CA 46536, INVIMA 2015DM-0013417
Visão geral de embalagens	50 luvas por dispensador 10 dispensadores por caixa 500 luvas por caixa *40 luvas por dispensador (Tamanho XXXL) *400 luvas por caixa (Tamanho XXXL)
País de origem	Malásia
Segmentação de produto	Alto risco
Antiestática	Sim
Sem silicone	Não

PROPRIEDADES FÍSICAS

	Valores típicos	Método de teste	
Comprimento (mm/pol.)	295/11,6	ASTM D3767,EN 420	
Ausência de orifícios (Nível de inspeção I)	AQL 0,65	ASTM D5151,EN 455-1	
Espessura da palma da mão (mm/mils)	0.14 / 5.5	ASTM D3767,EN 420	
Espessura do dedo (mm/mils)	0.22 / 8.7	ASTM D3767,EN 420	
	ANTES DO ENVELHECIMENTO	DEPOIS DO ENVELHECIMENTO	
Resistência definitiva à tração (MPa)	32	27	ASTM D412 & D573
Alongamento na rotura (%)	550	500	ASTM D412
Força de rotura (N)	15	12	EN 455-2

INFORMAÇÕES DO PEDIDO

Tamanho	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Código de produto da	SEC-375-XS	SEC-375-S	SEC-375-M	SEC-375-L	SEC-375-XL

Conformidade com normas de desempenho/regulamentos

EN ISO 374:2016



Para obter mais informações, acesse nosso site www.ansell.com ou ligue para

Região Europa, Oriente Médio e África

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Região Ásia-Pacífico

Ansell Global Trading Center
(Malásia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Região América do Norte

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Região América Latina e Caribe

BR +55 (11) 3356-3100
latam.medical@ansell.com
MX: +52 442 296 2050
latam.medical@ansell.com
CO: +57 1 288 3247
latam.medical@ansell.com

Austrália

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rússia

Ansell PYC ;
Tel.: +7 495 258 13 16

Ansell, ® e ™ são marcas registradas de propriedade da Ansell Limited ou de uma de suas afiliadas. Patentes concedidas nos EUA e patentes requeridas nos EUA e fora dos EUA: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nem este documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada, pela Ansell ou em seu nome, devem ser interpretados como uma garantia de comerciabilidade ou de que qualquer produto da Ansell seja adequado a determinada finalidade. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação das luvas selecionadas por um usuário final a uma aplicação específica.

