

# MICRO-TOUCH® NITRAFREE™

Sensibilité tactile élevée

## Protection confortable et fiable des mains

- **Réduction du risque d'allergie** : Fabriqué sans accélérateurs chimiques à base de soufre, ce qui contribue à protéger les utilisateurs contre les allergies chimiques de type IV.
- **Tenue confortable** : ces gants d'examen médical en nitrile sont fabriqués à partir d'une formulation en nitrile durable et souple pour un confort accru.
- **Tactilité accrue** : Mince et léger pour garantir une excellente tactilité pendant le travail
- **Protection spécialisée** : Testé et approuvé pour une utilisation avec des médicaments de chimiothérapie\*.

\*voir l'emballage du produit pour plus de détails

## Recommandé pour

- Testé pour une utilisation avec les médicaments chimiothérapeutiques
- Examens standards des patients
- Protection contre l'allergie au latex de type I et réduction au minimum des allergies aux produits chimiques de type IV chez les professionnels de la santé ou les patients

## TECHNOLOGIES VEDETTES



## MICRO-TOUCH® Une protection partout et en tout temps

Les gants pour examen médical de qualité supérieure MICRO-TOUCH® sont scientifiquement conçus pour répondre à tous les besoins des professionnels de la santé. Leur conception évoluée intègre les technologies ergonomiques d'Ansell qui assurent le confort pendant les procédures prolongées, des innovations en matière de prise humide qui préviennent les mauvaises manipulations préjudiciables, et des pellicules ultra-minces qui offrent une sensibilité tactile maximale. Avec les modèles polyvalents MICRO-TOUCH, les soignants ont l'esprit tranquille, car ils sont bien préparés et confortablement protégés. Ils peuvent ainsi se concentrer sur ce qui compte le plus : leur santé et leur protection, et celle de leurs patients.

# MICRO-TOUCH® NITRAFREE™

Sensibilité tactile élevée

## INFORMATION SUR LE PRODUIT

Matériau	Nitrile	Non fabriqué de latex de caoutchouc naturel	Oui
Couleur	Rose	Longueur du poignet	Standard
Teneur en poudre	Non poudrée	Surface externe du gant	Doigts texturés
Absence de trous (niveau d'inspection I)	NQA 1,5	Épaisseur des doigts (mm/mil)	0.12 / 5.5
Épaisseur de paume (mm/mil)	0.08 / 3.1	Prévention des allergies	Latex (Type I), Produits chimiques (Type IV)
Tailles disponibles	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), G (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)	Testé pour une utilisation avec les médicaments chimiothérapeutiques	Oui, conformément à la norme ASTM D6978 avec approbation par la FDA américaine
Sans silicone	Non testé	Stérile	Non
Antistatique	Non testé	Recommandation relative au double gantage	Oui, comme sous-gant
Longueur du gant	240	Segmentation des produits	Sensibilité tactile élevée

## INFORMATION DE COMMANDE

Taille	TP (5.5 - 6)	P (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	G (8.5 - 9)	TG (9.5 - 10)
Code de produit	6034510	6034511	6034512	6034513	6034514

## EMBALLAGE ET ENTREPOSAGE

Emballage	100 gants par boîte 10 boîtes par carton
Durée de conservation	5 ans
Directives d'entreposage	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.

## NORMES ET CERTIFICATIONS

ASTM D6319, Catégorie III, CE 0493, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 9001, ISO 13485, ISO 10993-10:2002, UKCA

Communiquez avec votre représentant Ansell pour passer une commande ou obtenir des renseignements additionnels.

**Amérique du Nord**  
Tél. (É.-U.) : 1 800 952-9916  
Tél. (Canada) : 1 844 494-7854  
Courriel :  
insidesalesus@ansell.com

**Amérique latine et Caraïbes**  
Tél. : +52 442 296 20 50  
Courriel : cslac@ansell.com  
Tél. (Brésil) : +55 11 3356 3100  
Courriel (Brésil) :  
luvas.medicas@ansell.com

**Europe, Moyen-Orient et Afrique**  
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00  
Courriel : info@ansell.eu

**Asie-Pacifique**  
Tél. : +603 8310 6688  
Courriel :  
apac.medical@ansell.com

**Australie et Nouvelle-Zélande**  
Tél. : +61 3 9270 7270  
Courriel :  
protection@ap.ansell.com

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux États-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) (en anglais seulement).  
© Ansell Limited, 2025. Tous droits réservés.