

# MICRO-TOUCH® Nitrile E.P.

S é r i e   p e r f o r m a n c e

## Conception durable avec une manchette élargie pour une protection à haut risque dans les environnements de soins de santé.

- **Amélioration de l'adhérence** : texturé pour une meilleure adhérence sur sol sec ou mouillé.
- **Protection supplémentaire** : La manchette allongée de 295 mm offre une protection supplémentaire au niveau du poignet et de l'avant-bras.
- **Barrière et protection chimique** : Offre une protection efficace contre les perforations et une large gamme de produits chimiques
- **Réduction du risque d'allergie** : prévention des allergies au latex de type I
- **Protection spécialisée** : testée pour une utilisation avec des médicaments de chimiothérapie\*.

\*voir l'emballage du produit pour plus de détails

### Recommandé pour

- Testé pour une utilisation avec les médicaments chimiothérapeutiques
- Protection supplémentaire sur le poignet et l'avant-bras
- Protection contre l'allergie au latex de type I chez les travailleurs de la santé ou les patients
- Procédures d'examen soutenues et à risque élevé

### TECHNOLOGIES VEDETTES



## MICRO-TOUCH® Une protection partout et en tout temps

Les gants pour examen médical de qualité supérieure MICRO-TOUCH® sont scientifiquement conçus pour répondre à tous les besoins des professionnels de la santé. Leur conception évoluée intègre les technologies ergonomiques d'Ansell qui assurent le confort pendant les procédures prolongées, des innovations en matière de prise humide qui préviennent les mauvaises manipulations préjudiciables, et des pellicules ultra-minces qui offrent une sensibilité tactile maximale. Avec les modèles polyvalents MICRO-TOUCH, les soignants ont l'esprit tranquille, car ils sont bien préparés et confortablement protégés. Ils peuvent ainsi se concentrer sur ce qui compte le plus : leur santé et leur protection, et celle de leurs patients.

# MICRO-TOUCH® Nitrile E.P.

S é r i e   p e r f o r m a n c e

## INFORMATION SUR LE PRODUIT

Matériau	Nitrile	Non fabriqué de latex de caoutchouc naturel	Oui
Couleur	Bleu	Longueur du poignet	Poignet allongé
Teneur en poudre	Non poudrée	Surface externe du gant	Doigts texturés
Absence de trous (niveau d'inspection I)	NQA 1,5	Épaisseur des doigts (mm/mil)	0.16 / 6.3
Épaisseur de paume (mm/mil)	0.11 / 4.3	Prévention des allergies	Latex (Type I)
Tailles disponibles	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), G (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)	Testé pour une utilisation avec les médicaments chimiothérapeutiques	Oui, conformément à la norme ASTM D6978 avec approbation par la FDA américaine
Stérile	Non	Antistatique	Non testé
Longueur du gant	295/11,6	Segmentation des produits	Série performance

## INFORMATION DE COMMANDE

Taille	TP (5.5 - 6)	P (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	G (8.5 - 9)	TG (9.5 - 10)
Code de produit	6034050	6034051	6034052	6034053	6034054

## EMBALLAGE ET ENTREPOSAGE

Emballage	100 gants/boîte; 10 boîtes/caisse
Durée de conservation	3 ans
Directives d'entreposage	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.

## NORMES ET CERTIFICATIONS

ASTM D6319, ASTM D6978, EN 374:2003, EN ISO 21420:2020, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 13485, ISO 9001, ISO 10993-10:2002

Communiquez avec votre représentant Ansell pour passer une commande ou obtenir des renseignements additionnels.

**Amérique du Nord**  
Tél. (É.-U.) : 1 800 952-9916  
Tél. (Canada) : 1 844 494-7854  
Courriel : insidesalesus@ansell.com

**Amérique latine et Caraïbes**  
Tél. : +52 442 296 20 50  
Courriel : cslac@ansell.com  
Tél. (Brésil) : +55 11 3356 3100  
Courriel (Brésil) : luvas.medicas@ansell.com

**Europe, Moyen-Orient et Afrique**  
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00  
Courriel : info@ansell.eu

**Asie-Pacifique**  
Tél. : +603 8310 6688  
Courriel : apac.medical@ansell.com

**Australie et Nouvelle-Zélande**  
Tél. : +61 3 9270 7270  
Courriel : protection@ap.ansell.com