

## Gants d'examen en latex, offrant une protection personnelle robuste et une prise sûre

- **Latex durable** : le latex souple et extensible offre une protection résistante contre les éclaboussures de produits chimiques et un confort supérieur.
- **Préhension sûre** : ces gants d'examen médical en latex ont été conçus avec des bouts de doigts texturés pour une prise sûre, même lors de la manipulation d'objets glissants et huileux.
- **Épaisseur des doigts améliorée** : L'épaisseur des doigts de 0,20 mm/7,9 mil offre une meilleure protection contre les accrocs, les déchirures et les déchirures par rapport aux produits en latex standard.
- **Confort accru** : Un lavage supplémentaire lors de la fabrication rend ces gants lisses, confortables et faciles à enfiler.



**ATTENTION** : Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, qui peut provoquer des réactions allergiques.

### Secteurs industriels

- Automobile
- Après-vente automobile
- Sciences de la vie
- Machinerie et équipements
- Soins de santé

### Recommandé pour

- Inspection, sélection et vérification de pièces
- À usage multiple Marché de l'après-vente automobile
- Changement d'huile, de fluides et de filtres
- Réparation de moteur et de transmission
- Rotation et changement de pneus
- Entretien du mobilier et de l'équipement de laboratoire
- Prélèvement et traitement d'échantillons
- Collecte d'échantillons de matières premières
- Inspection (ramassage, vérification et marquage)
- Procédures d'examen standard, à risque modéré

## FICHE TECHNIQUE

| Fiche Produit               |   |
|-----------------------------|---|
| Surface externe du gant     | Doigts texturés   |
| Normes de vérification      | EN ISO 13485:2012   |
| Certification du produit    | ASTM D3578, EN ISO 21420:2020, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, US QSR/FDA 510(k) Medical Examination Grade       |
| Présentation de l'emballage | 100 gants par distributeur<br>10 distributeurs par carton<br>1000 gants par carton  |
| Directives d'entreposage    | Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation. |
| Pays d'origine              | Malaisie  |
| Segmentation des produits   | Robuste   |
| Antistatique                | Non testé   |
| Sans silicone               | Non   |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|   | Valeurs typiques            |                             | Méthode d'essai      |
|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Longueur (mm/po)                            | 245/9,6                     |                             | ASTM D3767, EN 420   |
| Taux de micro-trous (niveau d'inspection I) | NQA 1,5                     |                             | ASTM D5151, EN 455-1 |
| Épaisseur de paume (mm/mils)                | 0.16 / 6.3                  |                             | ASTM D5151, EN 455-2 |
| Épaisseur des doigts (mm/mils)              | 0.20 / 7.9                  |                             | ASTM D5151, EN 455-2 |
|   | <b>AVANT VIEILLISSEMENT</b> | <b>APRÈS VIEILLISSEMENT</b> |                      |
| Résistance à la traction (MPa)              | ≥ 30                        | ≥ 21                        | ASTM D412 & D573     |
| Allongement à la rupture (%)                | ≥ 750                       | ≥ 600                       | ASTM D412            |
| Force de rupture (N)                        | ≥ 16                        | ≥ 6                         | EN 455-2             |

## INFORMATION DE COMMANDE

| Taille          | TP (5.5 - 6) | P (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | G (8.5 - 9) | TG (9.5 - 10) | TTG (10.5 - 11) |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| Code de produit | MF-300-XS    | MF-300-S    | MF-300-M    | MF-300-L    | MF-300-XL     | MF-300-XXL      |

Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

### Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe S.A.  
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00  
Télééc. : +32 (0) 2 528 74 01

### Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center  
(Malaisie) Sdn Bhd  
Tél. : +603 8310 6688  
Télééc. : +603 8310 6699

### Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC  
Tél. : 1 800 800-0444  
Télééc. : 1 800 800-0445

### Amérique latine et Caraïbes

Ansell Commercial México S.A. de C.V.  
Tél. : 52 442 248 1544 / 248 3133

### Australie

Ansell Limited  
Tél. : +61 1800 337 041  
Télééc. : +61 1800 803 578

### Russie

Ansell PYC  
Tél. : +7 495 258 13 16

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux États-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) (en anglais seulement). © Ansell Limited, 2025. Tous droits réservés.

Ni le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l'exécution de tâches particulières.

