

Gants noirs en nitrile qui masquent les taches

- **Masque les taches :** la couleur noire des gants d'examen MICROFLEX® MidKnight® MK-296 masque la saleté tout en améliorant la visibilité des objets de couleur claire.
- **Meilleure adhérence :** une conception entièrement texturée et non moussante offre à ces gants en nitrile sans poudre ni silicone une adhérence supérieure.
- **Une protection éprouvée :** Ces gants d'examen médical sont approuvés pour une utilisation contre le fentanyl et l'acide gastrique (vomi), ce qui garantit qu'ils conviennent aux situations d'overdose dangereuses.
- **Une véritable polyvalence :** Ces gants conviennent à diverses applications et sont notamment utilisés par les mécaniciens automobiles, les agents d'entretien et les forces de l'ordre.
- **Conforme à la législation sur la manipulation des aliments :** Idéal également pour une large gamme d'applications de manipulation des aliments



Secteurs industriels

- Automobile
- Après-vente automobile
- Sciences de la vie
- Machinerie et équipements
- Soins de santé
- Services Médicaux d'Urgence
- Services publics
- Entreposage

Recommandé pour

- Inspection, sélection et vérification de pièces
- À usage multiple Marché de l'après-vente automobile
- Utilisation d'outils de nettoyage et d'équipement robotisé
- Changement d'huile, de fluides et de filtres
- Réparation de moteur et de transmission
- Rotation et changement de pneus
- Entretien du mobilier et de l'équipement de laboratoire
- Prélèvement et traitement d'échantillons
- Mélange de solides et de liquides
- Collecte d'échantillons de matières premières
- Pesée et distribution de matières premières solides et liquides
- Inspection (ramassage, vérification et marquage)
- Procédures d'examen standard, à risque modéré
- Protection contre l'allergie au latex de type I chez les travailleurs de la santé ou les patients

TECHNICAL DATA SHEET

Product Information	
Surface externe du gant	Entièrement texturée
Normes de vérification	ISO 13485:2003
Présentation de l'emballage	100 gants par distributeur 10 distributeurs par carton 1000 gants par carton <u>Également disponible en emballages de vente au détail</u> 10 gants par emballage 50 emballages par carton/caisse
Directives d'entreposage	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
Pays d'origine	Malaisie
Segmentation des produits	Robuste
Antistatique	Oui

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	Valeurs typiques		Méthode d'essai
Longueur (mm/po)	245/9,6		ASTM D3767,EN 420
Taux de micro-trous (niveau d'inspection I)	NQA 1,5		ASTM D5151,EN 455-1
Épaisseur de paume (mm/mils)	0.11 / 4.7		ASTM D3767,EN 420
Épaisseur des doigts (mm/mils)	0.15 / 6.0		ASTM D3767,EN 420
	AVANT VIEILLISSEMENT	APRÈS VIEILLISSEMENT	
Résistance à la traction (MPa)	24	20	ASTM D412 & D573
Allongement à la rupture (%)	600	500	ASTM D412
Force de rupture (N)	7	6	EN 455-2

INFORMATION DE COMMANDE

Taille	TP (5.5 - 6)	P (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	G (8.5 - 9)	TG (9.5 - 10)	TTG (10.5 - 11)
Code de produit	MK-296-XS	MK-296-S	MK-296-M	MK-296-L	MK-296-XL	MK-296-XXL

Normes de performance et conformité aux règlements



Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe S.A.
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
Télééc. : +32 (0) 2 528 74 01

Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
(Malaisie) Sdn Bhd
Tél. : +603 8310 6688
Télééc. : +603 8310 6699

Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
Tél. : 1 800 800-0444
Télééc. : 1 800 800-0445

Amérique latine et Caraïbes

Ansell Commercial México S.A. de C.V.
Tél. : 52 442 248 1544 / 248 3133

Australie

Ansell Limited
Tél. : +61 1800 337 041
Télééc. : +61 1800 803 578

Russie

Ansell PYC
Tél. : +7 495 258 13 16

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux États-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : www.ansell.com/patentmarking (en anglais seulement). © Ansell Limited, 2024. Tous droits réservés.

Ni le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l'exécution de tâches particulières.

