

Gants d'examen en nitrile noir, offrant une protection étendue fiable avec une prise sûre

- **Couleur noire foncée** : La couleur noire masque les salissures et facilite le repérage des dangers potentiels.
- **Protection étendue** : Une manchette plus longue offre une protection accrue de l'avant-bras et du poignet.
- **Confort et adhérence accrus** : La composition en nitrile souple et flexible assure le confort, tandis que le design texturé garantit une prise en main sûre.
- **Approuvé par la NFPA** : la conformité aux exigences de la NFPA 1999 en matière de gants médicaux d'urgence en fait un choix approprié pour les premiers intervenants aux États-Unis.



Secteurs industriels

- Automobile
- Après-vente automobile
- Produits chimiques
- Les Etablissements Correctionnels
- Services Médicaux d'Urgence
- Soins de santé
- Forces de l'ordre
- Sciences de la vie
- Machinerie et équipements
- Fabrication
- Recyclage et élimination des déchets
- Transport

Recommandé pour

- Administration de médicaments
- Entretien et réparation d'équipement
- Protection supplémentaire sur le poignet et l'avant-bras
- Examens standards des patients
- Situations de surdosage
- Services d'urgence
- Inspection de pièces et d'équipement
- Analyses en laboratoire
- Atelier de peinture
- Positionnement des patients
- Collecte d'échantillons de matières premières
- Changement d'huile, de fluides et de filtres
- À usage multiple Marché de l'après-vente automobile

FICHE TECHNIQUE

Fiche Produit	
Surface externe du gant	Entièrement texturée
Normes de vérification	ISO 13485, ISO 9001
Certification du produit	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, ASTM D6319, CE 0493, EC 1935/2004, EC 2002/72, EC 2023/2006, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 421:2010 Radioactive Contamination, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, NFPA 1999:2018, ISO 9001, ISO 10993-10, ISO 10993-23, ISO 13485, ISO 18889:2019, UKCA, EU Food Contact Approved
Présentation de l'emballage	100 gants par distributeur 10 distributeurs par carton 1000 gants par carton
Directives d'entreposage	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
Pays d'origine	Thaïlande
Segmentation des produits	Risque élevé
Antistatique	Oui EN1149
Sans silicone	Oui

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	Valeurs typiques		Méthode d'essai
Longueur (mm/po)	300/12		ASTM D3767, EN 420
Taux de micro-trous (niveau d'inspection I)	NQA 0.65		ASTM D5151, EN 374-2
Épaisseur de paume (mm/mils)	0.15 / 5.9		ASTM D3767, EN 420
Épaisseur des doigts (mm/mils)	0.17 / 6.7		ASTM D3767, EN 420
	AVANT VIEILLISSEMENT	APRÈS VIEILLISSEMENT	
Résistance à la traction (MPa)	14	14	ASTM D412 & D573
Allongement à la rupture (%)	500	500	ASTM D412
Force de rupture (N)	6	6	EN 455-2

INFORMATION DE COMMANDE

Taille	P (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	G (8.5 - 9)	TG (9.5 - 10)	TTG (10.5 - 11)
Code de produit	93862070	93862080	93862090	93862100	93862110

Normes de performance et conformité aux règlements



Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe S.A.
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
Télééc. : +32 (0) 2 528 74 01

Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
(Malaisie) Sdn Bhd
Tél. : +603 8310 6688
Télééc. : +603 8310 6699

Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
Tél. : 1 800 800-0444
Télééc. : 1 800 800-0445

Amérique latine et Caraïbes

Ansell Commercial México S.A. de C.V.
Tél. : 52 442 248 1544 / 248 3133

Australie

Ansell Limited
Tél. : +61 1800 337 041
Télééc. : +61 1800 803 578

Russie

Ansell PYC
Tél. : +7 495 258 13 16

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux États-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : www.ansell.com/patentmarking (en anglais seulement). © Ansell Limited, 2025. Tous droits réservés.

Ni le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l'exécution de tâches particulières.