


# Gants en néoprène résistant aux produits chimiques, protégeant les utilisateurs contre les médicaments cytotoxiques/chimiothérapeutiques

- **Protection spécialisée** : Les gants jetables en néoprène MICROFLEX NeoPro<sup>®</sup> EC NEC-288 offrent une protection contre les éclaboussures de produits chimiques dans les environnements à haut risque et sont spécifiquement testés contre les médicaments cytotoxiques/chimiothérapeutiques\*.
- **Forte adhérence** : la formulation en néoprène et les bouts de doigts texturés améliorent l'adhérence sur sol sec ou mouillé.
- **Facilité d'enfilage** : les gants MICROFLEX NeoPro<sup>®</sup> EC enduits de polymère sont faciles à enfiler.
- **Performance certifiée** : Ces gants répondent aux exigences de la National Fire Protection Association 1999 Emergency Medical Glove Requirements, ce qui signifie qu'ils sont approuvés pour une utilisation par les premiers intervenants aux États-Unis.
- **Protection étendue** : Une manchette allongée offre aux porteurs une protection supplémentaire de l'avant-bras et du poignet.



\*voir l'emballage du produit pour plus de détails

## Secteurs industriels

- Sciences de la vie
- Produits chimiques
- Soins de santé

## Recommandé pour

- Soins, Alimentation et nettoyage des animaux
- Entretien du mobilier et de l'équipement de laboratoire
- Nettoyage d'éclaboussures ou de fuites
- Transfert de liquides et de solides
- Assemblage de pièces
- Prélèvement et traitement d'échantillons
- Administration de médicaments
- Collecte d'échantillons de matières premières
- Essais
- Entretien
- Testé pour une utilisation avec les médicaments chimiothérapeutiques
- Meilleure prise dans les environnements mouillés
- Protection supplémentaire sur le poignet et l'avant-bras
- Enfilage lorsque les mains sont humides

- Protection contre l'allergie au latex de type I chez les travailleurs de la santé ou les patients
- Applications cliniques à risque élevé
- Protection contre l'allergie au latex de type I chez les travailleurs de la santé ou les patients

## FICHE TECHNIQUE

	Fiche Produit
Matériau	Néoprène (polychloroprène)
Surface externe du gant	Doigts texturés
Normes de vérification	EN ISO 13485:2012
Certification du produit	ASTM D6977, EN ISO 21420:2020, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, NFPA 1999:2018, US QSR/FDA 510(k) Medical Examination Grade
Présentation de l'emballage	50 gants par distributeur 10 distributeurs par carton 500 gants par carton
Directives d'entreposage	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
Pays d'origine	Indonésie
Segmentation des produits	Risque élevé
Antistatique	Oui
Sans silicone	Non

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	Valeurs typiques		Méthode d'essai
Longueur (mm/po)	290/11,4		ASTM D3767,EN 420
Taux de micro-trous (niveau d'inspection I)	NQA 1,5		ASTM D5151,EN 455-1
Épaisseur de paume (mm/mils)	0.16 / 6.3		ASTM D3767,EN 420
Épaisseur des doigts (mm/mils)	0.21 / 8.3		ASTM D3767,EN 420
	<b>AVANT VIEILLISSEMENT</b>	<b>APRÈS VIEILLISSEMENT</b>	
Résistance à la traction (MPa)	24	20	ASTM D412 & D573
Allongement à la rupture (%)	≥ 500	≥ 500	ASTM D412

## INFORMATION DE COMMANDE

Taille	P (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	G (8.5 - 9)	TG (9.5 - 10)	TTG (10.5 - 11)
Code de produit	NEC-288-S	NEC-288-M	NEC-288-L	NEC-288-XL	NEC-288-XXL

**Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :**

### Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe S.A.  
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00  
Téléc. : +32 (0) 2 528 74 01

### Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center  
(Malaisie) Sdn Bhd  
Tél. : +603 8310 6688  
Téléc. : +603 8310 6699

### Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC  
Tél. : 1 800 800-0444  
Téléc. : 1 800 800-0445

### Amérique latine et Caraïbes

Ansell Commercial México S.A. de C.V.  
Tél. : 52 442 248 1544 / 248 3133

### Australie

Ansell Limited  
Tél. : +61 1800 337 041  
Téléc. : +61 1800 803 578

### Russie

Ansell PYC  
Tél. : +7 495 258 13 16

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux États-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) (en anglais seulement). © Ansell Limited, 2025. Tous droits réservés.

Ni le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l'exécution de tâches particulières.



