

Offre une excellente dextérité et une protection confortable des mains grâce à un design ergonomique

- **Tactilité et confort accrus** : Ces gants souples et fins en nitrile protègent de manière fiable tout en offrant un ajustement et une tactilité exceptionnels pour les travaux nécessitant un contrôle de la motricité fine.
- **ERGOFORM™ Technologie** : Il est prouvé qu'ils réduisent l'effort musculaire des utilisateurs lors de l'exécution de tâches répétitives par rapport à des gants jetables similaires en nitrile*.
- **Conformité de la manipulation des aliments** : Convient à une grande variété de scénarios de manipulation des aliments
- **Emballage intelligent** : 300 gants par boîte distributrice**.
- **Disponible en demi-taille** : Disponible en XS/S, S/M, M/L en plus des tailles normales pour garantir un ajustement parfait.



*Basé sur des tests en laboratoire menés par US Ergo et commandés par Ansell.

**La taille XL est emballée avec 250 gants par boîte distributrice.

Secteurs industriels

- Transformation des aliments
- Sciences de la vie
- Soins de santé
- Agriculture
- Automobile
- Services publics
- Entreposage

Recommandé pour

- Protection contre l'allergie au latex de type I chez les travailleurs de la santé ou les patients
- Dextérité et sensibilité tactile accrues, surtout pour les procédures délicates
- Procédures d'examen brèves et à faible risque
- Confort accru lors de longues procédures soutenues
- Désinfection et nettoyage des usines
- Toutes les formes de transformation alimentaire qui impliquent un contact avec les aliments
- Assemblage de pièces
- Prélèvement et traitement d'échantillons
- Confort accru lors de longues procédures soutenues

FICHE TECHNIQUE

Fiche Produit	
Surface externe du gant	Doigts texturés
Normes de vérification	EN ISO 13485:2012
Certification du produit	Korean Standard
Présentation de l'emballage	300 gants par distributeur 10 distributeurs par caisse 3000 gants par caisse *250 gants par distributeur (taille XL) *2500 gants par caisse (taille XL)
Directives d'entreposage	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
Pays d'origine	Chine, Malaisie
Segmentation des produits	Sensibilité tactile élevée
Antistatique	Non
Sans silicone	Non

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	Valeurs typiques		Méthode d'essai
	AVANT VIEILLISSEMENT	APRÈS VIEILLISSEMENT	
Longueur (mm/po)	230/9,1		ASTM D3767,EN 420
Taux de micro-trous (niveau d'inspection I)	NQA 1,5		ASTM D5151,EN 455-1
Épaisseur de paume (mm/mils)	0.06 / 2.4		ASTM D3767,EN 420
Épaisseur des doigts (mm/mils)	0.10 / 3.9		ASTM D3767,EN 420
Résistance à la traction (MPa)	23	≥ 14	ASTM D412 & D573
Allongement à la rupture (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Force de rupture (N)	≥ 3	≥ 3	

INFORMATION DE COMMANDE

Taille	TP (5.5 - 6)	XS-S (5.5- 7.0)	P (6.5 - 7)	S/M (7.5)	M (7.5 - 8)	M-L (7.5- 9.0)	G (8.5 - 9)	TG (9.5 - 10)
Code de produit	UF-524-XS	UF-524-XSS	UF-524-S	UF-524-SM	UF-524-M	UF-524-ML	UF-524-L	UF-524-XL

Pour en savoir plus, visitez le site www.Ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe S.A.
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
Télééc. : +32 (0) 2 528 74 01

Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
(Malaisie) Sdn Bhd
Tél. : +603 8310 6688
Télééc. : +603 8310 6699

Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
Tél. : 1 800 800-0444
Télééc. : 1 800 800-0445

Amérique latine et Caraïbes

Ansell Commercial México S.A. de C.V.
Tél. : 52 442 248 1544 / 248 3133

Australie

Ansell Limited
Tél. : +61 1800 337 041
Télééc. : +61 1800 803 578

Russie

Ansell PYC
Tél. : +7 495 258 13 16

Technologie



Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux États-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : www.ansell.com/patentmarking (en anglais seulement). © Ansell Limited, 2025. Tous droits réservés.

Ni le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l'exécution de tâches particulières.

