

## Forme ergonomique réduisant la fatigue des mains

- **Risque d'allergie réduit :** Les gants MICROFLEX® XCEED® XC-310 sont fabriqués sans accélérateurs chimiques à base de soufre, ce qui réduit le risque de dermatite. Ces gants préviennent les allergies au latex de type I et les réactions allergiques chimiques de type IV.
- **Durabilité accrue :** formulation plus résistante pour protéger contre les déchirures tout en conservant la même sensibilité tactile.
- **Confort accru :** formulation plus douce pour une sensation de légèreté et de douceur sur la peau
- **ERGOFORM™ Technologie :** Les gants MICROFLEX® XCEED® XC-310 sont conçus avec une technologie exclusive de conception ergonomique pour favoriser la santé musculo-squelettique et augmenter la productivité des travailleurs.
- **Réduction des déchets :** Les gants sont intelligemment emballés, avec 250 gants par boîte et une distribution facile d'un seul gant pour réduire les déchets.
- **Forte intégrité de la barrière :** avec un NQA de 0,65, ces gants offrent une intégrité de la barrière avancée.
- **Protection spécialisée :** Ces gants d'examen médical sont spécialement testés contre le fentanyl pour garantir une protection avancée et une tranquillité d'esprit.



\* see specially marked packaging

### Secteurs industriels

- Après-vente automobile
- Transformation des aliments
- Sciences de la vie
- Soins de santé
- Agriculture
- Services Médicaux d'Urgence
- Services publics
- Entreposage

### Recommandé pour

- À usage multiple Marché de l'après-vente automobile
- Désinfection et nettoyage des usines
- Toutes les formes de transformation alimentaire qui impliquent un contact avec les aliments
- Assemblage de pièces
- Prélèvement et traitement d'échantillons
- Collecte d'échantillons de matières premières
- Dextérité et sensibilité tactile accrues, surtout pour les procédures délicates
- Confort accru lors de longues procédures soutenues
- Confort accru lors de longues procédures soutenues
- Protection contre les allergies aux produits chimiques de la part des professionnels de la santé ou les patients
- Procédures d'examen standard, à risque modéré

## FICHE TECHNIQUE

Fiche Produit	
Surface externe du gant	Doigts texturés
Normes de vérification	EN ISO 13485:2012
Certification du produit	ASTM D6319, ASTM D6978, EU Food Contact Approved, EN 1149-1/2/3, EN ISO 21420:2020; FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved; US QSR/FDA 510(k) Medical Examination Grade
Présentation de l'emballage	250 gants par distributeur 10 distributeurs par carton 2500 gants par carton *230 gants par distributeur (taille XL) *2300 gants par carton (taille XL)
Directives d'entreposage	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
Pays d'origine	Malaisie
Segmentation des produits	Sensibilité tactile élevée
Antistatique	Oui
Sans silicone	Non

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	Valeurs typiques		Méthode d'essai
	AVANT VIEILLISSEMENT	APRÈS VIEILLISSEMENT	
Longueur (mm/po)	240		ASTM D3767, EN 420
Taux de micro-trous (niveau d'inspection I)	NQA 0.65		ASTM D5151, EN 455-1
Épaisseur de paume (mm/mils)	0.07 / 2.8		ASTM D3767, EN 420
Épaisseur des doigts (mm/mils)	0.11 / 4.3		ASTM D3767, EN 420
Résistance à la traction (MPa)	≥ 33	≥ 29	ASTM D412 & D573
Allongement à la rupture (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Force de rupture (N)	≥ 7	≥ 7	EN 455-2

## INFORMATION DE COMMANDE

Taille	TP (5.5 - 6)	P (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	G (8.5 - 9)	TG (9.5 - 10)
Code de produit	XC-310-XS	XC-310-S	XC-310-M	XC-310-L	XC-310-XL

## Normes de performance et conformité aux règlements



Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

### Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe S.A.  
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00  
Télééc. : +32 (0) 2 528 74 01

### Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center  
(Malaisie) Sdn Bhd  
Tél. : +603 8310 6688  
Télééc. : +603 8310 6699

### Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC  
Tél. : 1 800 800-0444  
Télééc. : 1 800 800-0445

### Amérique latine et Caraïbes

Ansell Commercial México S.A. de C.V.  
Tél. : 52 442 248 1544 / 248 3133

### Australie

Ansell Limited  
Tél. : +61 1800 337 041  
Télééc. : +61 1800 803 578

### Russie

Ansell PYC  
Tél. : +7 495 258 13 16

## Technologie



Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux États-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) (en anglais seulement). © Ansell Limited, 2025. Tous droits réservés.

Ni le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l'exécution de tâches particulières.

