

GAMMEX® Non-Latex PI Textured

OPERATIONSHANDSCHUHE

Hautfreundliche Operationshandschuhe aus Polyisopren mit strukturierter Außenseite für hervorragende Griffigkeit



- **Verbesserte Griffigkeit:** Die strukturierte Oberfläche dieser synthetischen OP-Handschuhe verbessert die Griffigkeit der Instrumente und ermöglicht eine sichere Handhabung in feuchten Umgebungen, insbesondere bei risikoreichen Eingriffen.
- **Einfacher doppelter Handschuh:** Die Ansell-eigene Anziehhilfe-Technologie, die am besten als Außenhandschuh bei Doppelhandschuhen verwendet wird, enthält eine Polymer-Innenbeschichtung, die das An- und Ausziehen bei intraoperativen Eingriffen erleichtert.
- **Optimierte Allergieprävention:** Diese sterilen Polyisopren-Handschuhe eliminieren das Risiko einer Latexallergie und tragen dazu bei, eine Sensibilisierung für allergische Kontaktdermatitis zu verhindern, da sie nicht mit chemischen Beschleunigern hergestellt werden, die als Allergene bekannt sind
- **Chemotest:** GAMMEX® Non-Latex PI Textured Handschuhe sind für den Umgang mit einer Reihe von zytotoxischen Medikamenten gemäß ASTM D6978** getestet.

**Kontaktieren Sie den Ansell-Kundendienst für spezifische Permeationszeiten und Empfehlungen für Chemotherapeutika

Empfohlen für

- Alle chirurgischen Verfahren, insbesondere hochriskante Eingriffe in der Orthopädie, Traumachirurgie und Kardiologie
- Verstärkter Nassgriff
- Schutz vor Beschleunigerchemikalien, wie Thiuramen, Carbamaten und Mercaptanen, die als Auslöser einer Typ-IV-Chemikalienallergie bekannt sind.
- Ideal als Außenhandschuh bei einer Doppelbehandschuhung
- Kann bei der In-Vitro-Fertilisation (IVF) verwendet werden, da der MEA-Test (Mouse Embryo Assay) bestanden wurde.

INTEGRIERTE TECHNOLOGIEN



GAMMEX® Innovationen, die schützen

Inspiziert vom Innovationsgeist von Ansell halten die OP-Handschuhe der GAMMEX®-Reihe immer Schritt mit den Entwicklungen im Anforderungsprofil der Chirurgie. Einzigartige Materialmischungen, modernste Technologien, ergonomischer Tragekomfort und herausragende Schutzleistung, das alles sind Gründe, aus denen medizinisches Personal uns weltweit die Sicherheit seiner Hände anvertraut.

GAMMEX® Non-Latex PI Textured

OPERATIONSHANDSCHUHE

PRODUKTINGFORMATIONEN

Material	PI (Polyisopren)
Puder Inhalt	Pudermfrei
Farbe	Weiß
Dicke	Standard
Manschette	Rollrand mit SUREFIT™-Technologie
Externe Handschuhoberfläche	Texturierte Fingerspitzen und Handfläche
Interne Handschuhoberfläche	Polymerbeschichtung (DERMASHIELD™-Technologie)
Allergie-Prävention	Latex (Typ I)
Grip-Niveau	Hoch
Doppel Behandschuhung Empfehlung	Außenhandschuh
Getestet Zur Verwendung mit Chemotherapeutika	Ja, gemäß ASTM D6978 und US FDA
Freiheit von Löchern (Inspektionsstufe I)	0,4 AQL
Steril	Ja
Produktstandards	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107
Qualitäts-/Umweltnormen	EN 556, ISO 11137-Part 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, Korean GMP
Verpackung	50 Paar/Schachtel; 4 Schachteln/Karton/Umkarton; 200 Paar/Karton/Umkarton
Haltbarkeit	3 Jahre
Aufbewahrung	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. An einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren. Von Ozon- und Zündquellen fernhalten
Chemische Vulkanisierbeschleuniger	Xanthate, Zinkdibutyldithiocarbamat

BESTELLINFORMATIONEN

Größe	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Bestellnummer	340054055	340054060	340054065	340054070	340054075	340054080	340054085	340054090

Wenden Sie sich für Bestellungen oder weitere Informationen bitte an Ihren Ansell-Ansprechpartner.

Nordamerika
Tel. (USA): +1 800 952 9916
Tel. (KANADA): +1-844-494-7854
E-Mail: insidesalesus@ansell.com
Sandel Tel (USA): 866 764 3327
Sandel email: sandel-cs@ansell.com

Mittel- und Südamerika
Tel.: +52 (442) 296 20 50
E-Mail: cs@ansell.com
Brasilien
Tel.: + 55 11 3356 3100
E-Mail: luvas.medicas@ansell.com

Europa, Naher Osten und Afrika
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
E-Mail: info@ansell.eu

Asiatisch-Pazifischer Raum
Tel.: +603 8310 6688
E-Mail: apac.medical@ansell.com

Indien
Tel.: +91 22 38124500
E-mail: info.india@ansell.com
Australien und Neuseeland
Tel.: +61 3 9270 7270
E-Mail: protection@ap.ansell.com
China
Tel.: +86(21) 3827 5005
Email: infochina@ansell.com