

GAMMEX® Non-Latex PI Underglove

OPERATIONSHANDSCHUHE

Weiche, hautfreundliche Operationshandschuhe aus Polyisopren, für ein erhöhtes Tastempfinden

- **Überragender Komfort und Schutz:** Die patentrechtlich geschützte, weiche und dennoch starke Formulierung von Ansell bietet erhöhten Komfort und Schutz für die Hände bei doppelten Handschuhen
- **Einfache Erkennung von Verstößen:** Die grün gefärbten sterilen Handschuhe ermöglichen eine schnelle und einfache Erkennung von Verletzungen, wenn sie mit einem cremefarbenen oder weißen Außenhandschuh getragen werden.
- **Optimaler Schutz für Allergiker:** Da diese Polyisopren-OP-Handschuhe latexfrei sind, wird das Risiko der Entwicklung einer Latexallergie eliminiert, während ihre hautfreundliche Formulierung dazu beiträgt, die Sensibilisierung für die Entwicklung einer chemischen Allergie des Typs IV zu minimieren, da die chemischen Beschleuniger, die bekanntermaßen Hautallergien verursachen, eliminiert wurden.
- **Mühelose An- und Ablegereife:** Eine einzigartige Innenbeschichtung ermöglicht einfaches An- und Ausziehen bei trockenen oder feuchten Händen



Empfohlen für

- Alle chirurgischen Verfahren, insbesondere hochriskante Eingriffe in der Orthopädie, Traumachirurgie und Kardiologie
- Einfaches Erkennen von Beschädigungen des Handschuhs
- Schutz vor Beschleunigerchemikalien, wie Thiuramen, Carbamaten und Mercaptanen, die als Auslöser einer Typ-IV-Chemikalienallergie bekannt sind.
- Kann bei der In-Vitro-Fertilisation (IVF) verwendet werden, da der MEA-Test (Mouse Embryo Assay) bestanden wurde.



INTEGRIERTE TECHNOLOGIEN



GAMMEX® Innovationen, die schützen

Inspiziert vom Innovationsgeist von Ansell halten die OP-Handschuhe der GAMMEX®-Reihe immer Schritt mit den Entwicklungen im Anforderungsprofil der Chirurgie. Einzigartige Materialmischungen, modernste Technologien, ergonomischer Tragekomfort und herausragende Schutzleistung, das alles sind Gründe, aus denen medizinisches Personal uns weltweit die Sicherheit seiner Hände anvertraut.

GAMMEX® Non-Latex PI Underglove

OPERATIONSHANDSCHUHE

PRODUKTINFORMATIONEN

Material	PI (Polyisopren)
Puder Inhalt	Pudernfrei
Farbe	Grün
Dicke	Micro
Manschette	Rollrand mit SUREFIT™-Technologie
Externe Handschuhoberfläche	Glatt mit mikrotexturierter Beschichtung
Interne Handschuhoberfläche	Polymerbeschichtung (DERMASHIELD™-Technologie)
Allergie-Prävention	Latex (Typ I)
Grip-Niveau	Niedrig
Doppel Behandschuhung Empfehlung	Unterhandschuh
Getestet Zur Verwendung mit Chemotherapeutika	Ja, gemäß ASTM D6978 (nicht gelistet in der US FDA 510k)
Freiheit von Löchern (Inspektionsstufe I)	AQL-Wert 0,65
Steril	Ja
Produktstandards	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282
Qualitäts-/Umweltnormen	EN 556, ISO 11137-Part 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Verpackung	50 Paar/Schachtel; 4 Schachteln/Karton/Umkarton; 200 Paar/Karton/Umkarton
Haltbarkeit	3 Jahre
Aufbewahrung	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. An einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren. Von Ozon- und Zündquellen fernhalten
Chemische Vulkanisierbeschleuniger	Xanthate, Zinkdibutyldithiocarbamat

BESTELLINFORMATIONEN

Größe	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Bestellnummer	340058055	340058060	340058065	340058070	340058075	340058080	340058085	340058090

Wenden Sie sich für Bestellungen oder weitere Informationen bitte an Ihren Ansell-Ansprechpartner.

Nordamerika
Tel. (USA): +1 800 952 9916
Tel. (KANADA): +1-844-494-7854
E-Mail: insidesalesus@ansell.com
Sandel Tel (USA): 866 764 3327
Sandel email: sandel-cs@ansell.com

Mittel- und Südamerika
Tel.: +52 (442) 296 20 50
E-Mail: cslac@ansell.com
Brasilien
Tel.: + 55 11 3356 3100
E-Mail: luvas.medicas@ansell.com

Europa, Naher Osten und Afrika
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
E-Mail: info@ansell.eu

Asiatisch-Pazifischer Raum
Tel.: +603 8310 6688
E-Mail: apac.medical@ansell.com

Indien
Tel.: +91 22 38124500
E-mail: info.india@ansell.com
Australien und Neuseeland
Tel.: +61 3 9270 7270
E-Mail: protection@ap.ansell.com
China
Tel.: +86(21) 3827 5005
Email: infochina@ansell.com