

GAMMEX® Non-Latex Sensitive

OPERATIONSHANDSCHUHE

Sterile, latexfreie Neoprenhandschuhe für mehr Sensibilität und Fingerfertigkeit

- **Unübertroffener Schutz vor Allergien:** Diese sterilen OP-Handschuhe bestehen aus synthetischen Polymeren und einer Formulierung, die zu 100 % frei von chemischen Beschleunigern ist. Dadurch wird das Risiko einer Latexallergie des Typs I und die Gefahr der Entwicklung von Allergien des Typs IV, die durch chemische Beschleuniger verursacht werden, ausgeschlossen.
- **Erhöhte taktile Sensibilität und Komfort:** Die ultradünne Technologie von Ansell führt zu einem 30 % dünneren* Neoprenhandschuh, der das Tragegefühl, die Fingerfertigkeit und den Tragekomfort weiter verbessert, ohne die Haltbarkeit zu beeinträchtigen.
- **Verbesserte Griffbarkeit:** Die mikrotexturierte Oberfläche der GAMMEX® Non-Latex Sensitive Sterilhandschuhe ermöglicht eine sichere Handhabung von chirurgischen Instrumenten
- **Einfaches An- und Ausziehen:** Die einzigartige Innenbeschichtung erleichtert sowohl das Anziehen mit feuchten als auch mit trockenen Händen.
- **Chemo-geprüft:** Getestet nach ASTM D6978, sind diese GAMMEX® Nicht-Latex-Handschuhe sicher in der Anwendung mit einer Vielzahl von Chemotherapie-Medikamenten**



*Im Vergleich zu den Standard-Neoprenhandschuhen von Ansell

Empfohlen für

- Alle chirurgischen Verfahren, insbesondere sensible Eingriffe in der Augen-, Mikro- und Gefäßchirurgie
- Schutz des medizinischen Mitarbeiters und Patienten vor einer Typ-I-Latexallergie und Minimierung des Risikos einer Typ-IV-Chemikalienallergie
- Getestet für die Handhabung von Zytostatika
- Ideal als Außenhandschuh bei einer Doppelhandschuhung



INTEGRIERTE TECHNOLOGIEN



GAMMEX® Innovationen, die schützen

Inspiziert vom Innovationsgeist von Ansell halten die OP-Handschuhe der GAMMEX®-Reihe immer Schritt mit den Entwicklungen im Anforderungsprofil der Chirurgie. Einzigartige Materialmischungen, modernste Technologien, ergonomischer Tragekomfort und herausragende Schutzleistung, das alles sind Gründe, aus denen medizinisches Personal uns weltweit die Sicherheit seiner Hände anvertraut.

GAMMEX® Non-Latex Sensitive

OPERATIONSHANDSCHUHE

PRODUKTINFORMATIONEN

Material	Neopren (Polychloropren)
Puder Inhalt	Pudernfrei
Farbe	Naturfarben
Dicke	Micro
Manschette	Rollrand mit SUREFIT™-Technologie
Externe Handschuhoberfläche	Glatt mit mikrotextrierter Beschichtung
Interne Handschuhoberfläche	Polymerbeschichtung (DERMASHIELD™-Technologie)
Allergie-Prävention	Typ-I-Latex-, Typ-IV-Chemikalienallergie
Grip-Niveau	Mittel
Doppel Behandschuhung Empfehlung	Außenhandschuh
Getestet Zur Verwendung mit Chemotherapeutika	Ja, gemäß ASTM D6978 und US FDA
Freiheit von Löchern (Inspektionsstufe I)	AQL-Wert 0,65
Steril	Ja
Produktstandards	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Qualitäts-/Umweltnormen	EN 556, ISO 11137-Part 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, Korean GMP
Verpackung	50 Paar/Schachtel; 4 Schachteln/Karton/Umkarton; 200 Paar/Karton/Umkarton
Haltbarkeit	3 Jahre
Aufbewahrung	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. An einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren. Von Ozon- und Zündquellen fernhalten
Chemische Vulkanisierbeschleuniger	Keine

BESTELLINFORMATIONEN

Größe	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Bestellnummer	340007055	340007060	340007065	340007070	340007075	340007080	340007085	340007090

Wenden Sie sich für Bestellungen oder weitere Informationen bitte an Ihren Ansell-Ansprechpartner.

Nordamerika
Tel. (USA): +1 800 952 9916
Tel. (KANADA): +1-844-494-7854
E-Mail: insidesalesus@ansell.com
Sandel Tel (USA): 866 764 3327
Sandel email: sandel-cs@ansell.com

Mittel- und Südamerika
Tel.: +52 (442) 296 20 50
E-Mail: cslac@ansell.com
Brasilien
Tel.: + 55 11 3356 3100
E-Mail: luvas.medicas@ansell.com

Europa, Naher Osten und Afrika
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
E-Mail: info@ansell.eu

Asiatisch-Pazifischer Raum
Tel.: +603 8310 6688
E-Mail: apac.medical@ansell.com

Indien
Tel.: +91 22 38124500
E-mail: info.india@ansell.com
Australien und Neuseeland
Tel.: +61 3 9270 7270
E-Mail: protection@ap.ansell.com
China
Tel.: +86(21) 3827 5005
Email: infochina@ansell.com