

GAMMEX® Latexfrei

OPERATIONSHANDSCHUHE

Chirurgische Handschuhe aus Neopren, frei von chemischen Beschleunigern, bieten fortschrittlichen Schutz vor Allergien

- **Fortschrittlicher Schutz vor Allergien:** GAMMEX® Non-Latex Neopren OP-Handschuhe sind synthetisch und eliminieren das Risiko einer Typ I Latexallergie. Diese sterilen Handschuhe sind zu 100% frei von chemischen Beschleunigern und minimieren das Risiko einer Sensibilisierung auf Allergene, die zu allergischer Kontaktdermatitis führen können.
- **Bewährte Haltbarkeit:** Starke Neoprenhandschuhfolien bieten den zusätzlichen Handschutz, der für die strengsten Verfahren erforderlich ist
- **Sicherer Griff:** Diese sterilen Handschuhe verfügen über eine äußere Mikrotexur für eine festere und sicherere Handhabung der Instrumente
- **Müheleose Anziehbarkeit:** Die Anziehhilfe-Technologie von Ansell umfasst eine interne Polymerbeschichtung, die das Anziehen im trockenen oder feuchten Zustand erleichtert.
- **Chemo-geprüft:** Diese Handschuhe mit langer Stulpe sind außerdem nach ASTM D6978 getestet und für den sicheren Umgang mit Chemotherapeutika empfohlen*.



* Wenden Sie sich für Informationen über die jeweiligen Permeationszeiten der Zytostatika und weitere Empfehlungen an den Ansell-Kundendienst.

Empfohlen für

- An-/Ausziehen mit feuchten Händen
- Schutz des medizinischen Mitarbeiters und Patienten vor einer Typ-I-Latexallergie und Minimierung des Risikos einer Typ-IV-Chemikalienallergie
- Getestet für die Handhabung von Zytostatika

INTEGRIERTE TECHNOLOGIEN



GAMMEX® Innovationen, die schützen

Inspiriert vom Innovationsgeist von Ansell halten die OP-Handschuhe der GAMMEX®-Reihe immer Schritt mit den Entwicklungen im Anforderungsprofil der Chirurgie. Einzigartige Materialmischungen, modernste Technologien, ergonomischer Tragekomfort und herausragende Schutzleistung, das alles sind Gründe, aus denen medizinisches Personal uns weltweit die Sicherheit seiner Hände anvertraut.

GAMMEX[®] Latexfrei

OPERATIONSHANDSCHUHE

PRODUKTINFORMATIONEN

| | |
|---|--|
| Material | Neopren (Polychloropren) |
| Puder Inhalt | Pudernfrei |
| Farbe | Grün |
| Dicke | Standard |
| Manschette | Gerade mit SUREFIT™-Technologie |
| Externe Handschuhoberfläche | Glatt mit mikrotexturierter Beschichtung |
| Interne Handschuhoberfläche | Polymerbeschichtung (DERMASHIELD™-Technologie) |
| Allergie-Prävention | Typ-I-Latex-, Typ-IV-Chemikalienallergie |
| Grip-Niveau | Mittel |
| Doppel Behandschuhung Empfehlung | Außen- oder Unterhandschuh |
| Getestet Zur Verwendung mit Chemotherapeutika | Ja, gemäß ASTM D6978 (nicht gelistet in der US FDA 510k) |
| Freiheit von Löchern (Inspektionsstufe I) | AQL-Wert 0,65 |
| Steril | Ja |
| Produktstandards | AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F1670, ASTM F739, EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107 |
| Qualitäts-/Umweltnormen | EN 556, ISO 11137-Part 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, Korean GMP |
| Verpackung | 50 Paar/Schachtel; 4 Schachteln/Karton/Umkarton; 200 Paar/Karton/Umkarton |
| Haltbarkeit | 3 Jahre |
| Aufbewahrung | Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. An einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren. Von Ozon- und Zündquellen fernhalten |
| Chemische Vulkanisierbeschleuniger | Keine |

BESTELLINFORMATIONEN

| Größe | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Bestellnummer | 340006055 | 340006060 | 340006065 | 340006070 | 340006075 | 340006080 | 340006085 | 340006090 |

Wenden Sie sich für Bestellungen oder weitere Informationen bitte an Ihren Ansell-Ansprechpartner.

Nordamerika
Tel. (USA): +1 800 952 9916
Tel. (KANADA): +1-844-494-7854
E-Mail: insidesalesus@ansell.com
Sandel Tel (USA): 866 764 3327
Sandel email: sandel-cs@ansell.com

Mittel- und Südamerika
Tel.: +52 (442) 296 20 50
E-Mail: cslac@ansell.com
Brasilien
Tel.: + 55 11 3356 3100
E-Mail: luvas.medicas@ansell.com

Europa, Naher Osten und Afrika
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
E-Mail: info@ansell.eu

Asiatisch-Pazifischer Raum
Tel.: +603 8310 6688
E-Mail: apac.medical@ansell.com

Indien
Tel.: +91 22 38124500
E-mail: info.india@ansell.com
Australien und Neuseeland
Tel.: +61 3 9270 7270
E-Mail: protection@ap.ansell.com
China
Tel.: +86(21) 3827 5005
Email: infochina@ansell.com