

# GAMMEX® Powder-Free with AMT™

OPERATIONSHANDSCHUHE

## Puderfreier OP-Handschuh aus Latex mit einer von Ansell entwickelten antimikrobiellen Innenbeschichtung für aktiven Barrierschutz

Die durch intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeiten von Ansell entwickelte AMT™-Technologie ermöglicht das Aufbringen von Chlorhexidingluconat (CHG) auf den Handschuh und bietet so eine schnelle antivirale und antibakterielle Wirkung. Dieser Handschuh verhindert das Nachwachsen von Bakterien an den Händen von medizinischem Personal, und bietet Schutz im Fall einer unbemerkten Perforation des Handschuhs. Damit verringert er das Risiko von postoperativen Wundinfektionen.<sup>1</sup>

### HAUPTMERKMALE UND VORTEILE:

- Die von Ansell entwickelte AMT™-Technologie ermöglicht die Behandlung der Innenseite des Handschuhs mit Chlorhexidingluconat (CHG) und verhindert damit das Nachwachsen von Bakterien an den Händen des Handschuhträgers und entwickelt eine schnelle antivirale und antibakterielle Wirkung für zusätzlichen Schutz im Fall einer Perforation des Handschuhs.
- Tötet das Hepatitis-C-Virus und den HIV-1-Stamm Mn bereits innerhalb einer Minute zu 99 % ab.☒
- Tötet die acht verbreitetsten infektiösen Bakterien, wie grampositive, gramnegative und medikamentenresistente Bakterien, bereits nach einer Minute zu 99 bis 99.999 % ab.☒
- Dieser antimikrobiell wirkende Handschuh enthält Feuchtigkeit spendende, rückfettende und reizlindernde Substanzen für einen hautfreundlichen und erweiterten Schutz.

**HINWEIS:** Nicht auf den Schutz vor durch Blut übertragene Infektionen an Hautstellen mit Riss-, Schnitt- oder Stichwunden getestet.

1. „Suppression of surgeons' bacterial hand flora during surgical procedures with a new antimicrobial surgical glove“. Assadian O., Kramer A., Ouriel K., Suhomel M., McLaws M.L., Rottman M., Leaper D., Assadian A. *Surg Infect.* 2014 Feb;15(1):43-9

2. Daten liegen vor. Der HIV-1-Stamm Mn ist ein gut erforschter, virulenter HIV-1-Stamm.

**WARNHINWEIS:** Sichere Verwendung dieser Handschuhe von Personen, die an einer Latexsensibilisierung leiden, wurde nicht getestet. Dieses Produkt enthält Naturgummilatex, das allergische Reaktionen auslösen kann.

### Empfohlen für

- An-/Ausziehen mit feuchten Händen
- Zusätzlicher Komfort bei langwierigen Eingriffen
- Ideal als Außenhandschuh bei einer Doppelbehandschuhung



## GAMMEX® Innovationen, die schützen

Inspiriert vom Innovationsgeist von Ansell halten die OP-Handschuhe der GAMMEX®-Reihe immer Schritt mit den Entwicklungen im Anforderungsprofil der Chirurgie.

Einzigartige Materialmischungen, modernste Technologien, ergonomischer Tragekomfort und herausragende Schutzleistung, das alles sind Gründe, aus denen medizinisches Personal uns weltweit die Sicherheit seiner Hände anvertraut.



# GAMMEX® Powder-Free with AMT™

OPERATIONSHANDSCHUHE

## PRODUKTINFORMATIONEN

Material	Naturgummilatex
Puder Inhalt	Pudergefrei
Farbe	Naturfarben
Dicke	Standard
Manschette	Gerade mit SUREFIT™-Technologie
Externe Handschuhoberfläche	Glatt mit mikrotexturierter Beschichtung
Interne Handschuhoberfläche	Antimikrobielle Beschichtung
Allergie-Prävention	Keine
Grip-Niveau	Mittel
Doppel Behandschuhung Empfehlung	Außen- oder Unterhandschuh
Getestet Zur Verwendung mit Chemotherapeutika	Nein, nicht getestet gemäß ASTM D6978
Freiheit von Löchern (Inspektionsstufe I)	0.65 AQL
Steril	Ja
Produktstandards	AS/NZS 4179, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107
Qualitäts-/Umweltnormen	EN 556, ISO 11137-Part 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Verpackung	25 Paar/Schachtel; 4 Schachteln/Karton/Umkarton; 100 Paar/Karton/Umkarton
Haltbarkeit	3 Jahre
Aufbewahrung	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. An einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren. Von Ozon- und Zündquellen fernhalten
Chemische Vulkanisierbeschleuniger	Xanthogenpolysulphide, Natriumdibutylidithiocarbamat (SDBC), Zinkdiethyldithiocarbamat (ZDEC)

## BESTELLINFORMATIONEN

Größe	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Bestellnummer	353441	353442	353443	353444	353445	353446	353447	353448

Wenden Sie sich für Bestellungen oder weitere Informationen bitte an Ihren Ansell-Ansprechpartner.

**Nordamerika**  
 Tel. (USA): +1 800 952 9916  
 Tel. (KANADA): +1-844-494-7854  
 E-Mail: insidesalesus@ansell.com  
 Sandel Tel (USA): 866 764 3327  
 Sandel email: sandel-cs@ansell.com

**Mittel- und Südamerika**  
 Tel.: +52 (442) 296 20 50  
 E-Mail: cslac@ansell.com  
**Brasilien**  
 Tel.: + 55 11 3356 3100  
 E-Mail: luvas.medicas@ansell.com

**Europa, Naher Osten und Afrika**  
 Tel.: +32 (0) 2 528 74 00  
 E-Mail: info@ansell.eu

**Asiatisch-Pazifischer Raum**  
 Tel.: +603 8310 6688  
 E-Mail: apac.medical@ansell.com

**Indien**  
 Tel.: +91 22 38124500  
 E-mail: info.india@ansell.com  
**Australien und Neuseeland**  
 Tel.: +61 3 9270 7270  
 E-Mail: protection@ap.ansell.com  
**China**  
 Tel.: +86(21) 3827 5005  
 Email: infochina@ansell.com

