

MICRO-TOUCH® Nitril N30

Standardwandstärke: Dünn

Leichte medizinische Untersuchungshandschuhe aus Nitril in einer praktischen 30er-Packung für den Einzelhandel

- **Praktische Packungsgröße:** Perfekte Größe für Einzelhandelsregale oder Orte mit begrenzter Lagerkapazität mit 30 Handschuhen pro Box
- **Vielseitiger Schutz:** Geeignet für risikoarme medizinische Eingriffe, den Umgang mit Lebensmitteln oder allgemeine Aufgaben im Haushalt
- **Einfaches Anziehen:** Eine Polymer-Innenbeschichtung erleichtert das Anziehen
- **Erhöhte Taktilität:** Dünnes, leichtes Design für mehr Taktilität und Fingerfertigkeit
- **Geringeres Allergierisiko:** Nitrilmaterial verhindert allergische Reaktionen des Typs 1 (Latex)

Empfohlen für

- Kurze Untersuchungen mit geringem Risiko
- Allgemeine Patientenversorgung
- Schutz des medizinischen Mitarbeiters oder Patienten vor einer Typ-I-Latexallergie
- Virenschutz
- Mehrzweckhandschuh: Geschirrspülen, Reinigungsarbeiten, Versorgung und Pflege von Haustieren, Zubereitung von Nahrungsmitteln, Gartenarbeiten und vieles mehr!

INTEGRIERTE TECHNOLOGIEN



MICRO-TOUCH® Täglicher Schutz in allen Bereichen

Die MICRO-TOUCH®-Untersuchungshandschuhe der Premium-Klasse sind auf wissenschaftlicher Basis konzipiert und erfüllen alle medizinischen Anforderungen. Anspruchsvolle Merkmale sind beispielsweise ergonomische Technologien von Ansell, die den Tragekomfort bei langwierigen Eingriffen gewährleisten, ein innovativer Nassgriff, der eine sichere Instrumentenführung ohne gefährliche Fehler verhindert, und ein extrem dünner Beschichtungsfilm für eine maximale Tastsensibilität. Pflegepersonal, das optimal vorbereitet und durch die vielseitigen MICRO-TOUCH®-Ausführungen komfortabel geschützt ist, kann sich sorgenfrei auf die wichtigsten Aspekte seiner Arbeit konzentrieren: Gesundheit und Schutz der Patienten und der eigenen Person.

MICRO-TOUCH® Nitril N30

Standardwandstärke: Dünn

PRODUKTINFORMATIONEN

Material	Nitril	Nicht aus Naturkautschuklatex	Ja
Farbe	Blau	Länge der Manschette	Standard
Puder Inhalt	Pudernfrei	Externe Handschuhoberfläche	Texturierte Finger
Freiheit von Löchern (Inspektionsstufe I)	AQL-Wert 1,5	Fingerdicke (mm / mil)	0.11 / 4.3
Dicke der Handfläche (mm / mil)	0.07 / 2.8	Allergie-Prävention	Latex (Typ I)
Verfügbare Größen	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)	Getestet Zur Verwendung mit Chemotherapeutika	Nein
Steril	Nein	Antistatisch	Nicht getestet
Gesamtlänge (mm / Zoll)	250/9,8	Produkt Segmentation	Standardwandstärke: Dünn

BESTELLINFORMATIONEN

Größe	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Bestellnummer	313043060	313043065	313043070	313043075	313043080

VERPACKUNG UND LAGERUNG

Verpackung	30 Handschuhe pro Spender; 50 Spender, 1500 Handschuhe pro Umkarton
Haltbarkeit	5 Jahre
Aufbewahrung	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. An einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren. Von Ozon- und Zündquellen fernhalten

NORMEN UND ZERTIFIKATE

Kategorie III, CE 0493, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Lebensmitteltyp: Gummi, ISO 10993-10:2002, ISO 9001, ISO 13485, UKCA

Chemische Vulkanisierbeschleuniger

Zinkdibutylthiocarbamat (ZDBC)

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.

Wenden Sie sich für Bestellungen oder weitere Informationen bitte an Ihren Ansell-Ansprechpartner.

Nordamerika
Tel. (USA): +1 800 952 9916
Tel. (KANADA): +1-844-494-7854
E-Mail: insidesalesus@ansell.com

Lateinamerika und Karibik
Tel.: +52 (442) 296 20 50
E-Mail: cslac@ansell.com
Tel. (Brasilien): +55-11-3356-3100
E-Mail: luvas.medicas@ansell.com

Europa, Naher Osten und Afrika
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
E-Mail: info@ansell.eu

Asiatisch-Pazifischer Raum
Tel.: +603 8310 6688
E-Mail: apac.medical@ansell.com

Australien und Neuseeland
Tel.: +61 3 9270 7270
E-Mail: protection@ap.ansell.com

Ansell® und™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente und inner-/außerhalb der USA angemeldete Patente: www.ansell.com/patentmarking. © 2025 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.