

Nitril-Untersuchungshandschuhe mit hervorragender Fingerfertigkeit und verbessertem Komfort, Passform und Gefühl

- **Erhöhter Komfort:** Diese dünnen, schwarzen medizinischen Untersuchungshandschuhe aus Nitril bieten verbesserte Fingerfertigkeit und Taktilität in einem dünnen, aber robusten Design
- **Schwarzes Nitril:** Die markante schwarze Farbe sorgt für Kontrast und verbirgt gleichzeitig das Erscheinungsbild von Ölen, Körperflüssigkeiten und anderen Flecken
- **ERGOFORM™ Technologie:** ERGOFORM™ Ergonomic Design Technology reduziert die Muskelbelastung bei sich wiederholenden Aufgaben und verbessert den Arbeitskomfort und die Produktivität
- **Optimierte Griffigkeit:** Texturierung an den Fingerspitzen für sichere Handhabung von Instrumenten und Materialien



Industrien

- Nahrungsmittelservice
- Kosmetika
- Tätowierung
- Kfz-Ersatzteilmarkt
- Chemie
- Notarztdienste
- Gesundheitswesen
- Strafverfolgung
- Biowissenschaften
- Dental
- Maschinen und Anlagen
- Metallverarbeitung

Empfohlen für

- Allgemeine Zahnheilkunde
- Standarduntersuchungen von Patienten
- Notfalldienste
- Catering / Essenszubereitung
- Allgemeine Arbeiten im Automotive-Aftermarket
- Wartungs- und Reparaturarbeiten
- Laboranalysen
- Kosmetische Verfahren
- Tätowierung

TECHNISCHES DATENBLATT

Produktbeschreibung	
Externe Handschuhoberfläche	Texturierte Finger
Prüfungsstandards	21 CFR 820, ISO 13485, ISO 9001
Produktzertifizierung	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, EU Food Contact Approved, EC 2023/2006, Anvisa 81496190021 / CA 48.379, INVIMA 2015DM-0013417, CE 0493, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 16523-1, ISO 18889:2019, ISO 9001, ISO 13485, UKCA, US QSR/FDA 510(k) Medical Examination Grade, FDA 21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ASTM D6319, EN 421:2010
Verpackung Übersicht	Karton=1000 Handschuhe/10 Spender; Spender=100 Handschuhe 2XL: Karton=900 Handschuhe/10 Spender; Spender=90 Handschuhe
Aufbewahrung	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. An einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren. Von Ozon- und Zündquellen fernhalten
Ursprungsland	China
Produkt Segmentation	Hohe Tastsensibilität
Antistatisch	Nein
Silikonfrei	Nein
Chemische Vulkanisierbeschleuniger	<ul style="list-style-type: none"> Zinkdibutyldithiocarbamat (ZDBC) Zinkdiethyldithiocarbamat (ZDEC) <p><i>Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.</i></p>

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

	Typische Werte		Testverfahren
Länge (mm/Inch)	245		ASTM D6319, EN 455-2
Mikrolöcher (Inspektionsebene I)	AQL-Wert 1,5		ASTM D5151, EN 455-1
Wandstärke der Innenhand (mm/mil)	0.07 / 2.8		ASTM D6319, EN 455-2
Wandstärke: Finger (mm/mil)	0.11 / 4.3		ASTM D6319, EN 455-2
	VOR ALTERUNG	NACH ALTERUNG	
Maximale Reißfestigkeit (MPa)	≥ 18	≥ 16	ASTM D412 & D573
Dehnbarkeit (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412 & D573
Reißkraft (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455

BESTELLINFORMATIONEN

Größe	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Bestellnummer	93732060	93732070	93732080	93732090	93732100	93732110

Leistungsstandards und Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und Normen



Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australien

Ansell Limited
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Russland

Ansell PYC
Tel.: +7 495 258 13 16

Technologie

