

DISPOS-A-GLOVE® Non-Sterile

G a m m e s e s s e n t i e l l e s

Le choix sans latex ni PVC, idéal pour de nombreux types d'intervention



Recommandé pour

- Procédures d'examen courtes et à faible risque
- Protection contre les allergies au latex de type I parmi les professionnels de santé ou les patients



DISPOS-A-GLOVE

DISPOS-A-GLOVE® Non-Sterile

Gammes essentielles

INFORMATIONS DU PRODUIT

Matériau	EVA (éthylène-acétate de vinyle)	Absence de caoutchouc naturel en latex	Oui
Couleur	Transparent	Longueur manchette	Standard
Teneur en poudre	Sans poudre	Surface externe du gant	Finition lisse
Absence de trous (niveau d'inspection I)	1.5 AQL	Épaisseur paume (mm/mil)	0.03 / 1.2
Épaisseur au niveau des doigts (mm/mil)	0.03 / 1.2	Prévention des allergies	Latex (Type I)
Tailles disponibles	S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9)	Produit homologué pour la manipulation des produits chimiothérapeutiques	Non
Stérile	Non	Antistatique	Non testé
Longueur du gant	278 / 10.9	Segmentation des produits	Gammes essentielles

INFORMATIONS DU PRODUIT

Taille	S (6.5 - 7)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	L (8.5 - 9)
Code produit	S3027	P52370	P52380	S3047	P52390	S3067

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Conditionnement	100 gants par boîte 10 boîtes par carton
Durée limite de stockage	3 Years
Consignes de conservation	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.

NORMES ET CERTIFICATIONS

Numéro CE, EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, ISO 10993-10:2002, ISO 13485, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I



Accélérateurs chimiques de vulcanisation

Néant

Contactez votre représentant Ansell pour passer commande ou obtenir de plus amples informations.

Amérique du Nord
Tél. (États-Unis) : 800 952 9916
Tél. (Canada) : 1-844-494-7854
E-mail : insidesalesus@ansell.com

Amérique centrale et du Sud
Tél. : +52(442) 296 20 50
E-mail : cslac@ansell.com
Brésil
Tél. : +55 11 3356 3100
E-mail : luvas.medicas@ansell.com

Europe, Moyen-Orient et Afrique
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
E-mail : info@ansell.eu

Asie-Pacifique
Tél. : + 603 8310 6688
E-mail : apac.medical@ansell.com

Australie et Nouvelle-Zélande
Tél. : + 61 3 9270 7270
E-mail : protection@ap.ansell.com

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking. © 2022 Ansell Limited. Tous droits réservés.