

GAMMEX® Latex EnLite

GANTS CHIRURGICAUX

Gants chirurgicaux sans poudre de latex, pour une protection fiable des mains et une tenue confortable

- **Confort élevé** : Les gants chirurgicaux en latex GAMMEX® Latex EnLite™ sont fabriqués à l'aide de conformateurs anatomiques uniques, garantissant un excellent ajustement et un superbe confort
- **Enfilage sans effort** : Grâce à un traitement de chloration appliqué sur sa surface interne, ces gants en latex sont faciles à enfiler.
- **Tenue sûre** : les gants stériles GAMMEX® Latex EnLite™ sont dotés de manchettes droites, assurant une tenue sûre de la blouse.
- **Prévention optimale des allergies** : Un processus de fabrication exclusif garantit des niveaux très faibles de protéines de latex et de résidus d'accélérateurs chimiques, minimisant ainsi le risque de développer des allergies et des sensibilités au latex de type I et aux produits chimiques de type IV.
- **Prise en main sûre** : la surface lisse de ces gants, avec une finition microtexturée, permet de manipuler les instruments en toute confiance.
- **Les médicaments chimiothérapeutiques sont testés** : Testé pour une utilisation sûre des médicaments chimiothérapeutiques conformément aux exigences de la norme ASTM D6879*.

ATTENTION : L'utilisation en toute sécurité de ces gants par des personnes sensibilisées au latex n'a pas été établie. Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, qui peut provoquer des réactions allergiques.

*Contacter le service clientèle d'Ansell pour connaître les temps de perméation et les recommandations spécifiques aux médicaments de chimiothérapie.

Recommandé pour

- Procédures d'examen courtes et à faible risque
- Confort accru pendant les procédures prolongées
- Procédures stériles au BO
- Utilisation comme gant externe dans les applications de double gantage

TECHNOLOGIES INTÉGRÉES



GAMMEX® Des innovations qui vous protègent

À la pointe de l'innovation, les gants chirurgicaux GAMMEX® sont conçus pour suivre l'évolution des besoins du personnel en milieu chirurgical. Formules exclusives, technologies de pointe, confort ergonomique et protection supérieure : autant d'atouts sur lesquels les professionnels de la santé du monde entier peuvent compter lorsqu'ils nous confient leurs mains.

GAMMEX® Latex EnLite

GANTS CHIRURGICAUX

INFORMATIONS DU PRODUIT

Matériau	Latex de caoutchouc naturel
Teneur en poudre	Sans poudre
Couleur	Naturel
Épaisseur	Standard
Modèle de manchette	Coupe droite
Surface externe du gant	Lisse avec finition micro-adhésivée
Surface interne du gant	Chlorée
Prévention des allergies	Néant
Niveau de préhension	Modéré
Recommandation de double gantage	Gant externe
Produit homologué pour la manipulation des produits chimiothérapeutiques	Non, produit non testé en vertu de la norme ASTM D6978
Absence de trous (niveau d'inspection I)	NQA : 0,65
Stérile	Oui
Normes du produit	EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, ISO 10282, JIS T9107
Normes de qualité/environnementales	EN 556, ISO 11137 - Partie 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Conditionnement	50 paires per box; 4 boxes per carton/case; 200 paires per carton/case
Durée limite de stockage	Trois ans
Consignes de conservation	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
Accélérateurs chimiques de vulcanisation	Diéthylthiocarbamate de zinc (ZDEC)

INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Code produit	330061055	330061060	330061065	330061070	330061075	330061080	330061085	330061090

Contactez votre représentant Ansell pour passer commande ou obtenir de plus amples informations.

Amérique du Nord
Tél. (États-Unis) : 800 952 9916
Tél. (Canada) : 1-844-494-7854
E-mail : insidesalesus@ansell.com
Sandel Tél. (États-Unis): 866 764 3327
Sandel E-mail: sandel-cs@ansell.com

Amérique centrale et du Sud
Tél. : +52(442) 296 20 50
E-mail : cslac@ansell.com
Brésil
Tél. : +55 11 3356 3100
E-mail : luvas.medicas@ansell.com

Europe, Moyen-Orient et Afrique
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
E-mail : info@ansell.eu

Asie-Pacifique
Tél. : + 603 8310 6688
E-mail: apac.medical@ansell.com

Inde
Tél. : +91 22 38124500
E-mail : info.india@ansell.com
Australie et Nouvelle-Zélande
Tél. : + 61 3 9270 7270
E-mail : protection@ap.ansell.com
Chine
Tél. : +86(21) 3827 5005
E-mail : infochina@ansell.com