

MICRO-TOUCH® Blue Nitrile

C o n c e p t i o n f i n e

Gant d'examen médical en nitrile, non poudré, offrant une coupe exceptionnelle et une protection fiable

- **Coupe confortable** : ces gants non stériles sont dotés d'une formulation extensible avancée pour un confort, une coupe et une sensation ultimes.
- **Sensibilité accrue** : La formulation avancée offre une meilleure sensibilité tactile
- **Forte intégrité de la barrière** : Un NQA supérieur aux exigences de la norme industrielle ASTM D6319 permet une production constante et de haute qualité.
- **Emballage intelligent** : les emballages de 200 pièces réduisent les déchets
- **Protection spécialisée** : Testée pour une utilisation avec 17 produits chimiques et approuvée pour une utilisation avec des médicaments de chimiothérapie, ce qui la rend idéale pour presque tous les environnements cliniques.




*voir l'emballage du produit pour plus de détails

Recommandé pour

- Produit homologué pour la manipulation des produits chimiothérapeutiques
- Protection contre les allergies au latex de type I parmi les professionnels de santé ou les patients
- Procédures d'examen standard et à risque modéré
- Sites respectueux de l'environnement

TECHNOLOGIES INTÉGRÉES



MICRO-TOUCH® Protection quotidienne, en toutes circonstances

Les gants d'examen haut de gamme MICRO-TOUCH® sont pensés scientifiquement pour répondre à tous les besoins des professionnels de la santé et intègrent des caractéristiques de pointe : les technologies ergonomiques d'Ansell assurent un port confortable longue durée ; les propriétés de préhension humide préviennent les mauvaises manipulations ; et les films Micro-Thin assurent une sensibilité tactile maximale. Bien préparés et confortablement protégés grâce aux modèles polyvalents MICRO-TOUCH®, les professionnels de la santé sont en mesure de se concentrer sur ce qui compte le plus : leur santé et leur protection, ainsi que celles de leurs patients.

MICRO-TOUCH® Blue Nitrile

Conception fine

INFORMATIONS DU PRODUIT

Matériau	Nitrile	Absence de caoutchouc naturel en latex	Oui
Couleur	Bleu	Longueur manchette	Standard
Teneur en poudre	Sans poudre	Surface externe du gant	Doigts adhésifs
Absence de trous (niveau d'inspection I)	NQA 1,5	Épaisseur au niveau des doigts (mm/mil)	0.09 / 3.5
Épaisseur paume (mm/mil)	0.07 / 2.8	Prévention des allergies	Latex (Type I)
Tailles disponibles	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)	Produit homologué pour la manipulation des produits chimiothérapeutiques	Oui, conformément à la norme ASTM D6978 avec approbation par la FDA américaine
Stérile	Non	Antistatique	Non testé
Longueur du gant	240 / 9,5	Segmentation des produits	Conception fine

INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Code produit	313041060	313041065	313041070	313041075	313041080

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Conditionnement	200 gants par boîte 10 boîtes par carton
Durée limite de stockage	3 ans
Consignes de conservation	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.

NORMES ET CERTIFICATIONS

ASTM D6319, CE 0493, Catégorie III, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-EU Homologués pour le contact alimentaire, ISO 10993-10:2002, ISO 9001, ISO 13485, Contact alimentaire, UKCA

Accélérateurs chimiques de vulcanisation

Dibutylthiocarbamate de zinc	Diéthylthiocarbamate de zinc (ZDEC)
------------------------------	-------------------------------------

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

Contactez votre représentant Ansell pour passer commande ou obtenir de plus amples informations.

Amérique du Nord
Tél. (États-Unis) : 800 952 9916
Tél. (Canada) : 1-844-494-7854
E-mail : insidesalesus@ansell.com

Amérique du Sud et Caraïbes
Tél. : +52(442) 296 20 50
E-mail : csllac@ansell.com
Tél. (Brésil) : +55-11-3356-3100
E-mail (Brésil) : luvras.medicas@ansell.com

Europe, Moyen-Orient et Afrique
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
E-mail : info@ansell.eu

Asie-Pacifique
Tél. : + 603 8310 6688
E-mail : apac.medical@ansell.com

Australie et Nouvelle-Zélande
Tél. : + 61 3 9270 7270
E-mail : protection@ap.ansell.com

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking.
© 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.