

MICRO-TOUCH® Nitrile Accelerator-Free

S e n s i b i l i t é t a c t i l e é l e v é e

Gant d'examen en nitrile non poudré offrant une protection avancée contre les allergies

Ce gant non stérile sans accélérateur offre une solution adaptée en cas d'allergies aux produits chimiques de type IV. Outre son ajustement confortable, il présente une finition microrugueuse au niveau des doigts pour une préhension sûre et fiable en conditions humides ou sèches.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX :


- Niveau élevé de protection contre les perforations et excellente résistance à un large éventail de produits chimiques courants.
- Surface interne chlorée facilitant le gantage
- Protection contre les allergies au latex de type I
- Formulation sans thiurame minimisant le risque d'allergies de type IV.

AVERTISSEMENT : aucun gant n'offre une protection complète contre tous les produits chimiques. L'utilisateur doit s'assurer de l'adéquation de ce produit à des produits chimiques spécifiques et à l'environnement d'utilisation.

Recommandé pour

- Produit homologué pour la manipulation des produits chimiothérapeutiques
- Sensibilité tactile et dextérité accrues, en particulier pour les procédures délicates
- Protection contre les allergies au latex de Type I et minimisation des allergies aux produits chimiques de Type IV parmi les professionnels de santé ou les patients
- Examens d'un patient standard

TECHNOLOGIES INTÉGRÉES



MICRO-TOUCH® Protection quotidienne, en toutes circonstances

Les gants d'examen haut de gamme MICRO-TOUCH® sont pensés scientifiquement pour répondre à tous les besoins des professionnels de la santé et intègrent des caractéristiques de pointe : les technologies ergonomiques d'Ansell assurent un port confortable longue durée ; les propriétés de préhension humide préviennent les mauvaises manipulations ; et les films Micro-Thin assurent une sensibilité tactile maximale. Bien préparés et confortablement protégés grâce aux modèles polyvalents MICRO-TOUCH®, les professionnels de la santé sont en mesure de se concentrer sur ce qui compte le plus : leur santé et leur protection, ainsi que celles de leurs patients.

MICRO-TOUCH® Nitrile Accelerator-Free

Sensibilité tactile élevée

INFORMATIONS DU PRODUIT

Matériau	Nitrile	Absence de caoutchouc naturel en latex	Oui
Couleur	Bleu	Longueur manchette	Standard
Teneur en poudre	Sans poudre	Surface externe du gant	Doigts adhésifs
Absence de trous (niveau d'inspection I)	NQA 1,5	Épaisseur paume (mm/mil)	0.08 / 3.1
Épaisseur au niveau des doigts (mm/mil)	0.12 / 4.7	Prévention des allergies	Latex (Type I), produits chimiques (Type IV)
Tailles disponibles	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)	Produit homologué pour la manipulation des produits chimiothérapeutiques	Oui, conformément à la norme ASTM D6978 (produit non répertorié dans la procédure 510k de la FDA américaine)
Stérile	Non	Antistatique	Non testé
Longueur du gant	240 / 9,5	Segmentation des produits	Sensibilité tactile élevée

INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Code produit	700101	700102	700103	700104	700105

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Conditionnement	100 gants par boîte 10 boîtes par carton
Durée limite de stockage	3 ans
Consignes de conservation	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.

NORMES ET CERTIFICATIONS

CE 0493, Catégorie III, EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 9001, ISO 10993-10:2002, ISO 13485

Accélérateurs chimiques de vulcanisation

Sans accélérateur

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

Contactez votre représentant Ansell pour passer commande ou obtenir de plus amples informations.

Amérique du Nord
Tél. (États-Unis) : 800 952 9916
Tél. (Canada) : 1-844-494-7854
E-mail :
insidesalesus@ansell.com

Amérique du Sud et Caraïbes
Tél. : +52(442) 296 20 50
E-mail : cslac@ansell.com
Tél. (Brésil) : +55-11-3356-3100
E-mail (Brésil) :
luvas.medicas@ansell.com

Europe, Moyen-Orient et Afrique
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
E-mail : info@ansell.eu

Asie-Pacifique
Tél. : + 603 8310 6688
E-mail:
apac.medical@ansell.com

Australie et Nouvelle-Zélande
Tél. : + 61 3 9270 7270
E-mail :
protection@ap.ansell.com