

MICRO-TOUCH® Royal Blue Nitrile

C o n c e p t i o n f i n e

Protection fiable et sensibilité tactile

Les gants d'examen MICRO-TOUCH® Royal Blue Nitrile sont fabriqués en nitrile fin mais durable, afin d'offrir aux professionnels de la santé la protection fiable et la sensibilité tactile dont ils ont besoin. Leur couleur bleu roi exclusive renforce également le contraste et la visibilité par rapport aux gants en nitrile bleu clair standard. Enfin, ces gants sont homologués pour la manipulation des produits chimiothérapeutiques.

Recommandé pour

- Protection contre les allergies au latex de type I parmi les professionnels de santé ou les patients
- Examens d'un patient standard
- Produit homologué pour la manipulation des produits chimiothérapeutiques



MICRO-TOUCH® Protection quotidienne, en toutes circonstances

Les gants d'examen haut de gamme MICRO-TOUCH® sont pensés scientifiquement pour répondre à tous les besoins des professionnels de la santé et intègrent des caractéristiques de pointe : les technologies ergonomiques d'Ansell assurent un port confortable longue durée ; les propriétés de préhension humide préviennent les mauvaises manipulations ; et les films Micro-Thin assurent une sensibilité tactile maximale. Bien préparés et confortablement protégés grâce aux modèles polyvalents MICRO-TOUCH®, les professionnels de la santé sont en mesure de se concentrer sur ce qui compte le plus : leur santé et leur protection, ainsi que celles de leurs patients.

MICRO-TOUCH® Royal Blue Nitrile

Conception fine

INFORMATIONS DU PRODUIT

Matériau	Nitrile	Absence de caoutchouc naturel en latex	Oui
Couleur	Bleu	Longueur manchette	Standard
Teneur en poudre	Sans poudre	Surface externe du gant	Doigts adhésifs
Absence de trous (niveau d'inspection I)	NQA 1,5	Épaisseur paume (mm/mil)	0.08 / 3.1
Épaisseur au niveau des doigts (mm/mil)	0.13 / 5.1	Prévention des allergies	Latex (Type I)
Tailles disponibles	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)	Produit homologué pour la manipulation des produits chimiothérapeutiques	Oui, conformément à la norme ASTM D6978 avec approbation par la FDA américaine
Sans silicone	Non testé	Stérile	Non
Antistatique	Non testé	Recommandation de double gantage	Oui, comme sous-gant
Longueur du gant	240 / 9,5	Segmentation des produits	Conception fine

INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Code produit	313029060	313029070	313029080	313029090	313029100

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Conditionnement	100 gants per box; 10 boxes per case
Durée limite de stockage	3 ans
Consignes de conservation	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.

NORMES ET CERTIFICATIONS

ASTM D6319, CE 2023/2006, Contact alimentaire, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 13485, ISO 9001

Accélérateurs chimiques de vulcanisation

Diéthylthiocarbamate de zinc (ZDEC)	Dibutylthiocarbamate de zinc
Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.	

Contactez votre représentant Ansell pour passer commande ou obtenir de plus amples informations.

Amérique du Nord
Tél. (États-Unis) : 800 952 9916
Tél. (Canada) : 1-844-494-7854
E-mail :
insidesalesus@ansell.com

Amérique du Sud et Caraïbes
Tél. : +52(442) 296 20 50
E-mail : cslac@ansell.com
Tél. (Brésil) : +55-11-3356-3100
E-mail (Brésil) :
luvas.medicas@ansell.com

Europe, Moyen-Orient et Afrique
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
E-mail : info@ansell.eu

Asie-Pacifique
Tél. : + 603 8310 6688
E-mail :
apac.medical@ansell.com

Australie et Nouvelle-Zélande
Tél. : + 61 3 9270 7270
E-mail :
protection@ap.ansell.com

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking.
© 2022 Ansell Limited. Tous droits réservés.