

# GAMMEX® Latex Underglove

GUANTI CHIRURGICI

## Lattice verde sotto i guanti per una facile individuazione della violazione e una protezione idratante della mano quando si usa il doppio guanto

- **Idratazione cutanea ottimizzata:** Questi sottoganti in lattice senza polvere sono dotati di un idratante per la pelle inodore e a base d'acqua, contenente glicerolo e dimeticone\*, che aiuta a trattenere l'umidità e a reidratare la pelle per tutta la durata dell'utilizzo.
- **Maggiore sicurezza:** in contrasto con un guanto esterno color crema o bianco, questi sottoganti verdi offrono un rilevamento rapido e semplice delle violazioni per una maggiore protezione di chi li indossa.
- **Si indossa e si toglie con facilità:** Il rivestimento interno in polimero del sottoguanto in lattice GAMMEX® facilita la calzatura della mano asciutta e umida, sia alla prima applicazione che durante i cambi intraoperatori.
- **Comfort elevato:** Il sottoguanto in lattice GAMMEX® è sterile e realizzato con formatori anatomici proprietari e una formulazione morbida per una vestibilità e un comfort ergonomici che aiutano a minimizzare l'affaticamento della mano durante le procedure più rigorose

\*agenti idratanti incorporati

ATTENZIONE: L'uso sicuro di questi guanti da parte di persone sensibili al lattice non è stato stabilito. Questo prodotto contiene lattice di gomma naturale, che può causare reazioni allergiche.

### Consigliato per

- Tutti gli interventi chirurgici, in particolare gli interventi ad alto rischio di ortopedia, traumatologia e cardiologia
- Calzare i guanti con le mani umide
- Facile individuazione di una rottura del guanto
- Da utilizzare come sottoguanto nella doppia calzatura

### TECNOLOGIE INTEGRATE



### GAMMEX® Innovazione che protegge

Frutto di innovazione, i guanti chirurgici GAMMEX® sono realizzati per rispondere alla continua evoluzione delle esigenze del personale chirurgico. Grazie a formulazioni uniche e tecnologie d'avanguardia, comfort ergonomico e protezione superiore, gli operatori sanitari di tutto il mondo affidano le loro mani alle nostre.

# GAMMEX® Latex Underglove

GUANTI CHIRURGICI

## INFORMAZIONE PRODOTTO

<b>Materiale</b>	Lattice di gomma naturale
<b>Contenuto di polvere</b>	Senza polvere
<b>Colore</b>	Verde
<b>Spessore</b>	Standard
<b>Modello di polso</b>	Dritto con SUREFIT™ Technology
<b>Superficie esterna del guanto</b>	Liscia con finitura microtesturizzata
<b>Superficie interna guanto</b>	Rivestito con HYDRASOFT™ Technology
<b>Prevenzione dalle allergie</b>	Nessuna
<b>Livello di presa</b>	Bassa
<b>Raccomandazione doppia calzata</b>	Sottoguanto
<b>Testati per uso con farmaci chemioterapici</b>	Sì, in conformità alla norma ASTM D6978 (non in elenco in US FDA 510k)
<b>Assenza di forature (Livello I di ispezione)</b>	0,65 AQL
<b>Sterile</b>	Sì
<b>Norme sui prodotti</b>	AS/NZS 4179, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282
<b>Norme di qualità/ambientali</b>	EN 556, ISO 11137 Parte 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, Korean GMP
<b>Confezionamento</b>	50 paia per scatola; 4 scatole per cartone/scatolone; 200 paia per cartone/scatolone
<b>Durata</b>	3 anni
<b>Istruzioni per la conservazione</b>	Tenere lontano dalla luce solare diretta; conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da fonti di ozono o di accensione
<b>Acceleranti chimici di vulcanizzazione</b>	Polisolfuri xantogeno, Di-N-butil-ditiocarbammato di sodio (SDBC), Di-etil-ditiocarbammato di zinco (ZDEC)

## INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

Taglia	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
<b>Codice prodotto</b>	330050055	330050060	330050065	330050070	330050075	330050080	330050085	330050090

Contattate il vostro rappresentante Ansell per ordinare o per maggiori informazioni.

**Nord America**  
 US Tel: 800 952 9916  
 CA Tel: 1-844-494-7854  
 E-mail: insidesalesus@ansell.com  
 Sandel US Tel: 866 764 3327  
 Sandel E-mail: sandel-cs@ansell.com

**America Centrale & Sud America**  
 Tel: +52(442) 296 20 50  
 E-mail: csjac@ansell.com  
**Brasile**  
 Tel: +55-11-3356-3100  
 Email: luvas.medicas@ansell.com

**Europa, Medio Oriente ed Africa**  
 Tel: +32 (0) 2 528 74 00  
 E-mail: info@ansell.eu

**Asia Pacifico**  
 Tel: +603 8310 6688  
 Email: apac.medical@ansell.com

**India**  
 Tel: +91 22 38124500  
 Email: info.india@ansell.com  
**Australia e Nuova Zelanda**  
 Tel: +61 3 9270 7270  
 Email: protection@ap.ansell.com  
**Cina**  
 Tel: +86(21) 3827 5005  
 Email: infochina@ansell.com