

GAMMEX® Non-Latex PI

GUANTI CHIRURGICI

Guanti chirurgici in poliisoprene, morbidi e delicati per la pelle, per un comfort ottimale e una protezione dalle allergie.

- **Protezione ottimale contro le allergie:** Essendo privi di lattice, questi guanti chirurgici in poliisoprene eliminano il rischio di allergia al lattice e riducono al minimo la sensibilizzazione a un'allergia chimica di tipo IV, poiché gli acceleratori chimici noti per causare allergie cutanee sono stati eliminati dalla loro formulazione rispettosa della pelle.
- **Comfort e destrezza superiori:** La formulazione proprietaria Ansell, morbida ma resistente, offre una vestibilità e una sensibilità eccezionali.
- **Eccellente presa e sensibilità:** La superficie liscia di questi guanti chirurgici è caratterizzata da una finitura microtesturizzata che garantisce una manipolazione sicura e la presa degli strumenti durante le procedure più rigorose.
- **Si indossa e si toglie con facilità:** Un esclusivo rivestimento interno facilita la vestizione delle mani asciutte e umide, sia al momento della prima vestizione che durante i cambi intraoperatori.
- **Testati per la chemioterapia:** testati secondo la norma ASTM D6978, questi guanti sterili GAMMEX® sono sicuri da usare con un'ampia gamma di farmaci chemioterapici**.



**Contattare il Servizio Clienti Ansell per i tempi di permeazione dei farmaci chemioterapici e le raccomandazioni specifiche.

Consigliato per

- Tutti gli interventi chirurgici, in particolare gli interventi ad alto rischio di ortopedia, traumatologia e cardiologia
- Extra comfort durante interventi lunghi e complessi
- Protezione da acceleratori chimici come tiurami, carbammati e mercapto, noti come causa dell'allergia di Tipo IV alle sostanze chimiche
- Avendo superato la prova sull'embrione del topo (MEA), può essere usato per gli interventi di fertilizzazione in vitro (IVF)

TECNOLOGIE INTEGRATE



GAMMEX®
Innovazione che protegge

Frutto di innovazione, i guanti chirurgici GAMMEX® sono realizzati per rispondere alla continua evoluzione delle esigenze del personale chirurgico. Grazie a formulazioni uniche e tecnologie d'avanguardia, comfort ergonomico e protezione superiore, gli operatori sanitari di tutto il mondo affidano le loro mani alle nostre.

GAMMEX[®] Non-Latex PI

GUANTI CHIRURGICI

INFORMAZIONE PRODOTTO

Materiale	PI (poliisoprene)
Contenuto di polvere	Senza polvere
Colore	Bianco
Spessore	Standard
Modello di polso	Bordino salvagoccia con SUREFIT™ Technology
Superficie esterna del guanto	Liscia con finitura microtesturizzata
Superficie interna guanto	Polimero rivestito con DERMASHIELD™ Technology
Prevenzione dalle allergie	Lattice (Tipo I)
Livello di presa	Moderato
Raccomandazione doppia calzata	Guanto esterno o sottoguanto
Testati per uso con farmaci chemioterapici	Sì, in conformità alla norma ASTM D6978 e approvato US FDA
Assenza di forature (Livello I di ispezione)	0,65 AQL
Sterile	Sì
Norme sui prodotti	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107
Norme di qualità/ambientali	EN 556, ISO 11137 Parte 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Confezionamento	50 paia per scatola; 4 scatole per cartone/scatolone; 200 paia per cartone/scatolone
Durata	3 anni
Istruzioni per la conservazione	Tenere lontano dalla luce solare diretta; conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da fonti di ozono o di accensione
Acceleranti chimici di vulcanizzazione	Xantati, Di-alchil-ditiocarbammato di zinco

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

Taglia	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Codice prodotto	340056055	340056060	340056065	340056070	340056075	340056080	340056085	340056090

Contattate il vostro rappresentante Ansell per ordinare o per maggiori informazioni.

Nord America
 US Tel: 800 952 9916
 CA Tel: 1-844-494-7854
 E-mail: insidesalesus@ansell.com
 Sandel US Tel: 866 764 3327
 Sandel E-mail: sandel-cs@ansell.com

America Centrale & Sud America
 Tel: +52(442) 296 20 50
 E-mail: csac@ansell.com
Brasile
 Tel: +55-11-3356-3100
 Email: luvas.medicas@ansell.com

Europa, Medio Oriente ed Africa
 Tel: +32 (0) 2 528 74 00
 E-mail: info@ansell.eu

Asia Pacifico
 Tel: +603 8310 6688
 Email: apac.medical@ansell.com

India
 Tel: +91 22 38124500
 Email: info.india@ansell.com
Australia e Nuova Zelanda
 Tel: +61 3 9270 7270
 Email: protection@ap.ansell.com
Cina
 Tel: +86(21) 3827 5005
 Email: infochina@ansell.com