

GAMMEX® Powder-Free with AMT™

GUANTI CHIRURGICI

Guanto chirurgico di lattice senza polvere, con un rivestimento interno antimicrobico proprietario come barriera protettiva attiva

VANTAGGI E CARATTERISTICHE CHIAVE:

- La AMT Technology™ brevettata permette di applicare clorexidina gluconato (CHG) sul rivestimento interno, sopprimendo la ricrescita batterica ed offrendo una rapida azione antivirale ed antibatterica per una maggiore protezione anche in caso di rottura del guanto
- Uccide almeno il 99% del virus dell'epatite C e del ceppo Mn dell'HIV-1 dopo solo 1 minuto¹
- Uccide fra il 99 e >99,999% di otto batteri comuni Gram-positivi, Gram-negativi e farmaco-resistenti dopo solo 1 minuto¹
- Questo guanto antimicrobico contiene sostanze idratanti, emollienti ed anti-irritanti, che lo rendono rispettoso della pelle e in grado di fornire una protezione migliorata

NOTA: non è stata dimostrata una protezione contro le infezioni trasmesse per via ematica in caso di pelle ulcerata, tagliata o perforata.

1. Data su file. Il ceppo Mn dell'HIV-1 è un ceppo virulento dell'HIV-1 oggetto di approfonditi studi.

ATTENZIONE: l'uso sicuro di questi guanti da parte di soggetti sensibilizzati non è stato verificato. Questo prodotto contiene lattice di gomma naturale, che potrebbe causare reazioni allergiche

Consigliato per

- Calzare i guanti con le mani umide
- Extra comfort durante interventi lunghi e complessi
- Da utilizzare come guanto esterno nella doppia calzatura

TECNOLOGIE INTEGRATE



GAMMEX® Innovazione che protegge

Frutto di innovazione, i guanti chirurgici GAMMEX® sono realizzati per rispondere alla continua evoluzione delle esigenze del personale chirurgico. Grazie a formulazioni uniche e tecnologie d'avanguardia, comfort ergonomico e protezione superiore, gli operatori sanitari di tutto il mondo affidano le loro mani alle nostre.

GAMMEX[®] Powder-Free with AMT[™]

GUANTI CHIRURGICI

INFORMAZIONE PRODOTTO

Materiale	Lattice di gomma naturale
Contenuto di polvere	Senza polvere
Colore	Naturale
Spessore	Standard
Modello di polso	Dritto con SUREFIT [™] Technology
Superficie esterna del guanto	Liscia con finitura microtesturizzata
Superficie interna guanto	Rivestimento antimicrobico
Prevenzione dalle allergie	Nessuna
Livello di presa	Moderato
Raccomandazione doppia calzata	Guanto esterno o sottoguanto
Testati per uso con farmaci chemioterapici	No, non sottoposti a test in base alla norma ASTM D6978
Assenza di forature (Livello I di ispezione)	0.65 AQL
Sterile	Sì
Norme sui prodotti	AS/NZS 4179, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107
Norme di qualità/ambientali	EN 556, ISO 11137 Parte 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Confezionamento	25 paia per scatola; 4 scatole per cartone/scatolone; 100 paia per cartone/scatolone
Durata	3 anni
Istruzioni per la conservazione	Tenere lontano dalla luce solare diretta; conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da fonti di ozono o di accensione
Acceleranti chimici di vulcanizzazione	Polisolfuri xantogeno, Di-N-butil-ditiocarbammato di sodio (SDBC), Di-etil-ditiocarbammato di zinco (ZDEC)

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

Taglia	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Codice prodotto	353441	353442	353443	353444	353445	353446	353447	353448

Contattate il vostro rappresentante Ansell per ordinare o per maggiori informazioni.

Nord America
 US Tel: 800 952 9916
 CA Tel: 1-844-494-7854
 E-mail: insidesalesus@ansell.com
 Sandel US Tel: 866 764 3327
 Sandel E-mail: sandel-cs@ansell.com

America Centrale & Sud America
 Tel: +52(442) 296 20 50
 E-mail: cslac@ansell.com
Brasile
 Tel: +55-11-3356-3100
 Email: luvas.medicas@ansell.com

Europa, Medio Oriente ed Africa
 Tel: +32 (0) 2 528 74 00
 E-mail: info@ansell.eu

Asia Pacifico
 Tel: +603 8310 6688
 Email: apac.medical@ansell.com

India
 Tel: +91 22 38124500
 Email: info.india@ansell.com
Australia e Nuova Zelanda
 Tel: +61 3 9270 7270
 Email: protection@ap.ansell.com
Cina
 Tel: +86(21) 3827 5005
 Email: infochina@ansell.com