

MICRO-TOUCH® Blue Nitrile

Standard Sottile

Guanto per esami medici in nitrile, senza polvere, con una vestibilità eccezionale e una protezione affidabile

- **Vestibilità comoda:** questi guanti non sterili sono caratterizzati da un'avanzata formulazione elastica per garantire il massimo comfort, vestibilità e sensibilità.
- **Sensibilità accentuata:** La formulazione avanzata offre una migliore sensibilità tattile
- **Forte integrità della barriera:** Un AQL migliore di quello richiesto dallo standard industriale ASTM D6319 garantisce una produzione costante e di alta qualità.
- **Confezioni intelligenti:** la confezione da 200 pezzi riduce gli sprechi
- **Protezione specializzata:** Testata per l'uso con 17 sostanze chimiche e approvata per l'uso con farmaci chemioterapici, è ideale per quasi tutti gli ambienti clinici.




*Vedere la confezione del prodotto per i dettagli

Consigliato per

- Testati per uso con farmaci chemioterapici
- Protezione di operatori sanitari o pazienti dall'allergia al lattice di Tipo I
- Interventi di esplorazione standard, dal rischio moderato
- Strutture ecocompatibili

TECNOLOGIE INTEGRATE



MICRO-TOUCH® Protezione sempre e ovunque

Il guanto da esplorazione medica MICROTOUCH® di alta qualità è stato scientificamente progettato per soddisfare ogni esigenza della professione medica. La progettazione d'avanguardia include tecnologie ergonomiche Ansell, che garantiscono il comfort per interventi di lunga durata, innovazioni di presa bagnata che prevengono pericolose perdite della presa e film microsottili per la massima sensibilità. Gli operatori sanitari che sono preparati a dovere e protetti in modo confortevole dai modelli versatili MICROTOUCH hanno la serenità necessaria per concentrarsi su quello che conta di più: la loro salute e protezione e quelle dei loro pazienti.

MICRO-TOUCH® Blue Nitrile

Standard Sottile

INFORMAZIONE PRODOTTO

Materiale	Nitrile	Non realizzato in lattice di gomma naturale	Sì
Colore	Blu	Lunghezza del polso	Standard
Contenuto di polvere	Senza polvere	Superficie esterna del guanto	Dita testurizzate
Assenza di forature (Livello I di ispezione)	1,5 AQL	Spessore del dito (mm/mil)	0.09 / 3.5
Spessore del palmo (mm/mil)	0.07 / 2.8	Prevenzione dalle allergie	Lattice (Tipo I)
Taglie disponibili	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5-9), XL (9.5 - 10)	Testati per uso con farmaci chemioterapici	Sì, in conformità alla norma ASTM D6978 e approvato US FDA
Sterile	No	Antistatico	Non testato
Lunghezza guanto	240/9,5	Segmentazione prodotto	Standard Sottile

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

Taglia	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Codice prodotto	313041060	313041065	313041070	313041075	313041080

CONFEZIONAMENTO E/O STOCCAGGIO

Confezionamento	200 guanti per scatola 10 scatole per cartone/scatolone
Durata	3 anni
Istruzioni per la conservazione	Tenere lontano dalla luce solare diretta; conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da fonti di ozono o di accensione

NORME E CERTIFICAZIONI

ASTM D6319, CE 0493, Categoria III, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-SU Approvato per il contatto con gli alimenti, ISO 10993-10:2002, ISO 9001, ISO 13485, Tipo di alimento: plastica, UKCA

Acceleranti chimici di vulcanizzazione

Di-butil-ditiocarbammato di zinco (ZDBC)

Di-etil-ditiocarbammato di zinco (ZDEC)

Solo un numero estremamente ridotto di utilizzatori potrebbe essere sensibile a questo(i) ingrediente(i) e, di conseguenza, sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto.

Contattate il vostro rappresentante Ansell per ordinare o per maggiori informazioni.

Nord America
US Tel: 800 952 9916
CA Tel: 1-844-494-7854
E-mail:
insidesalesus@ansell.com

America Latina e Caraibi
Tel: +52(442) 296 20 50
E-mail: cslac@ansell.com
Brasile Tel: +55-11-3356-3100
Brazil Email:
luvas.medicas@ansell.com

Europa, Medio Oriente ed Africa
Tel: +32 (0) 2 528 74 00
E-mail: info@ansell.eu

Asia Pacifico
Tel: +603 8310 6688
Email:
apac.medical@ansell.com

Australia e Nuova Zelanda
Tel: +61 3 9270 7270
Email:
protection@ap.ansell.com

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti USA e non USA
www.ansell.com/patentmarking.
© 2025 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.