



BioClean™ DB 无菌袋式面罩带BDBS-G护颈

带护颈的无菌袋式面罩

BioClean™ DB 无菌袋式面罩具备宽敞的呼吸空间，可提升佩戴舒适度。BioClean™ DB 面罩采用兼容材料制成，并集成护颈，可提供更大的包覆范围，降低交叉污染的风险。

Key Features and Benefits

有效过滤细菌和颗粒
宽敞的呼吸空间
超声波密封边缘
全封闭韧性鼻箍
加长护颈



行业

- 受控和关键环境
- 生产和制造

建议用于

- 动物护理、喂养和清理
- 调整零件和系统
- 食品加工和处理
- 无菌灌装和贴标签



BioClean™ DB 无菌袋式 面罩带BDBS-G护颈

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

材料	聚酯/聚氨酯
审计标准	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001
标准	ISO 2859, ISO 9001: 2008
包装概述	每个密封PE内包装袋1件； 每个20个内包装袋； 每个加衬里纸箱10个外包装袋（200件）
原产国	中国
灭菌方法	Gamma irradiation
灭菌最小剂量	25kGy
无菌保证水平	10 ⁻⁶
保质期	自生产之日起五（5）年

PHYSICAL PROPERTIES

颜色	白色
总体尺寸	长（±5毫米） 301毫米宽（±5毫米） 100毫米



BioClean™ DB 无菌袋式 面罩带BDBS-G护颈

PERFORMANCE INFORMATION

无尘室兼容性	10级/ISO 4级和欧盟GMP A/B级以及其它灭菌洁净室
--------	--------------------------------

订购信息

	尺码	鸭嘴式带护颈口罩
BDBS-G	追加订购编号	BDBS-G

欲了解更多信息，请访问我们的网站www.ansell.com，或通过以下方式联系我们

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1-800-363-8340

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Ansell, ®和™ 均为安思尔有限公司(Ansell Limited)或其附属机构的商标。 美国专利及申请中的美国和非美国专利: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. 版权所有。

本文或其中由安思尔或代表安思尔所作的任何其他声明均不应被解释为对适销性的保证，也不应被解释为任何安思尔产品适用于特定用途。 对于最终用户为特定应用选择的手套是否适合或适当，安思尔不承担任何责任。

