

## 长及肩部的无菌乳胶手套，提供全面的个人防护

- **增强防护:** BioClean™ Maxima BLLS 是一款符合人体工学设计的肩长无菌乳胶手套，专为增强防护而设计
- **更高的舒适度:** 这款洁净室手套采用的乳胶材料本身具有舒适性和柔韧性，是易于穿戴的个人防护装备
- **更强的抓握力:** 这款无菌洁净室手套的手掌和手指上具有纹理，增强了抓握性能
- **降低污染风险:** 这些 BioClean™ 手套经过伽马射线辐照灭菌，可最大限度地降低污染进入洁净室环境的风险
- **真正的适应性:** 此外，BioClean™ Maxima BLLS 肩长个人防护装备手套的设计便于双层穿戴



### 关键特征和优势

- **600 毫米/24 英寸长:** 为手臂提供额外的覆盖和防护
- **乳胶成分:** 兼具灵活性和舒适性
- **纹理表面:** 加强乳胶手套的抓握力

### 行业

- 受控和关键环境
- 生产和制造
- 实验室和研发中心
- 无菌处理部门



## 技术数据表

产品信息	
材料	天然胶乳
颜色	自然色
形状	贴合手型
袖口	卷边
生产/质量管理体系审核标准	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
监管	CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, 食品接触, III类
包装	每个钱夹式PE内包装袋1副;每个密封EasyTear PE小包装袋内有1个钱夹式包装袋;每个密封PE外包装袋内有10个小包装袋;每个加衬里纸箱内有10个外包装袋(100副)
原产国	马来西亚
可选尺寸	6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 10
粉末含量	无粉
外层手套表面	手指和手掌纹理
Internal Glove Surface	氯化
灭菌方法	伽马辐照(25 kGy)
灭菌最小剂量	25kGy
无菌保证水平	10 <sup>-6</sup>
无尘室兼容性	10级/ISO 4级和欧盟GMP A/B级以及其它灭菌洁净室
保质期	自生产之日起五(5)年。
蛋白质水平	可提取蛋白质总量为50µg/g或更少



# Maxima BLLS

符合10级 (ISO 4) 环境标准的无菌乳胶洁净室手套

物理性质									测试方法
尺码	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	10	EN 420
长度 (毫米/英寸)	600/24								
手掌宽度 (mm/in)	77/3	83/3.3	89/3.5	95/3.7	102/4	108/4.2	115/4.5	120/4.7	
无孔洞	1.5 AQL 性能等级为2级								EN 374-2
典型粒子数≥0.5µm(计数/平方厘米)	<1200								TEST-RP-CC005.4
最小单层手掌厚度 (毫米/密耳)	0.18 / 7.09								EN 455-2
最小单层手指厚度 (毫米/密耳)	0.20 / 7.87								EN 455-2
最小单层袖口厚度 (毫米/密耳)	0.12 / 4.72								EN 455-2
老化期间断裂强力 (牛)	≥9N								EN 455-2

## 离子含量

浓度单位 µg/cm <sup>2</sup>	典型	浓度单位 µg/cm <sup>2</sup>	典型
铵盐	Not Tested	硝酸盐	0.01
溴化物	Not Detected	亚硝酸盐	0.01
钙	0.07	磷酸盐	Not Detected
氯化物	0.12	钾	0.03
氟化物	Not Detected	钠	0.01
锂	Not Detected	硫酸盐	0.01
镁	0.02	锌	Not Detected

## 订购信息

尺码	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	10
追加订购编号	BLLS60	BLLS65	BLLS70	BLLS75	BLLS80	BLLS85	BLLS90	BLLS100

## 性能标准与监管合规



欲了解更多信息, 请访问我们的网站[www.ansell.com](http://www.ansell.com), 或通过以下方式联系我们

欧洲、中东和非洲  
 安思尔医疗欧洲公众有限公司 Ansell Healthcare Europe NV  
 电话: +32 (0) 2 528 74 00  
 传真: +32 (0) 2 528 74 01

亚太地区  
 安思尔全球贸易中心 (Ansell Global Trading Center)  
 (马来西亚)私人有限公司  
 电话: +603 8310 6688  
 传真: +603 8310 6688

北美地区  
 安思尔医疗产品有限责任公司 地址 (Ansell Healthcare Products LLC)  
 US 电话: +1 800 800 0444  
 US 传真: +1 800 800 0445  
 CA 电话: +1 800 363 8340

拉丁美洲和加勒比地区  
 安思尔商业墨西哥股份公司 (Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V)  
 电话: +52 442 248 1544 / 248 3133

澳大利亚  
 安思尔有限公司 (Ansell Limited) 地址  
 电话: +61 1800 337 041  
 传真: +61 1800 803 578

UK  
 Ansell Nitritex  
 电话: +44 1638 663338  
 传真: +44 1638 668890

Ansell, ®和™均为安思尔有限公司(Ansell Limited)或其附属机构的商标。美国专利及申请中的美国和非美国专利: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. 版权所有。

本文或其中由安思尔或代表安思尔所作的任何其他声明均不应被解释为对适销性的保证, 也不应被解释为任何安思尔产品适用于特定用途。对于最终用户为特定应用选择的手套是否适合或适当, 安思尔不承担任何责任。

