

## 经验证的无菌丁腈橡胶RABS/隔离袖套/手套系统

洁净和无菌袖套/手套系统，丁腈袖套通过通道环和O形环连接到尺寸为8.5的手部专用PCP手套（BioClean BPZS）。成副出售，独立包装。  
900/35毫米/英寸（系统长度——袖套和手套）

### 关键特征和优势

- 经ASTM D6978-05测试，用于处理化疗药物
- 超净表面，确保产品的防护能力
- 100%外观检查（仅限袖套）
- 适合8英寸/203毫米口径
- 适用于高压灭菌——仅限袖套



### 行业

- 制药业
- 实验室研究与开发
- 原料和准备
- 生物技术制造业
- 无菌处理部门
- 半导体制造业



## 技术数据表

产品参考	GSG10NIT85
材料	丁腈, 氯丁橡胶 (聚氯丁二烯)
颜色	白色
形状	贴合手型
外层手套表面	光滑
袖口样式	卷边
审计标准	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
包装概述	一个系统——由袖套、尺寸为8.5的手套(标记为 L)和通道环/O形环组件组成, 包装在PE内包装袋中; 一个系统——由袖套、尺寸为8.5的手套(标记为 R)和通道环/O形环组件组成, 包装在PE内包装袋中; 每个PE外包装袋装有两个内包装袋(2个系统——一个L和一个R); 每个白色瓦楞加衬里纸箱10个外包装袋(20个系统)。
原产国	马来西亚
可选尺寸	8.5
工作温度范围	From -10°C to 120°C
灭菌方法	伽马辐照 (25 kGy)
洁净室级别	ISO第4类和欧盟GMP A级
保质期	自生产之日起三(3)年。
经测试可用于化疗药物	是, 符合ASTM D6978标准(未列入美国FDA 510k清单)
蛋白质水平	不适用: 不含天然胶乳
标准	ASTM D6978, ISO 11137-1:2006, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 Part 2, III类



# GSG10NIT85

经验证的无菌丁腈橡胶RABS/隔离袖套/手套系统

## 物理性质

	典型值	测试方法
尺码	8.5	
手掌宽度 (mm/in)	108/4.3	EN 420
端口大小	8"	
最小单层手掌厚度(毫米/密耳)	0.15 / 5.91	EN 455-2
最小单层手指厚度(毫米/密耳)	0.18 / 7.09	EN 455-2
最小单层袖口厚度(毫米/密耳)	0.50/20	EN 455-2

## 订购信息

	PORT SIZE	8"/203mm
	尺码	8.5
GSG10NIT85	追加订购编号	GSG10NIT85

欲了解更多信息, 请访问我们的网站[www.ansell.com](http://www.ansell.com), 或通过以下方式联系我们

欧洲、中东和非洲地区  
安思尔医疗欧洲有限公司 (Ansell Healthcare Europe N.V.)  
电话: +32 (0) 2 528 74 00  
传真: +32 (0) 2 528 74 01

亚太地区  
安思尔全球贸易中心  
电话: +603 8310 6688  
传真: +603 8310 6699

北美地区  
安思尔医疗产品有限责任公司 (Ansell Healthcare Products LLC)  
美国电话: +1 800 800 0444  
美国传真: +1 800 800 0445  
加拿大电话: 1 800 363-8340

拉丁美洲和加勒比地区  
安思尔商业墨西哥股份公司 (Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.)  
电话: +52 442 248 1544 / 248 3133

澳大利亚  
安思尔有限公司 (Ansell Limited)  
电话: +61 1800 337 041  
传真: +61 1800 803 578

英国  
安思尔Nitritex (Ansell Nitritex)  
电话: +44 1638 663338  
传真: +44 1638 668890

## 技术



NO RUBBER LATEX

## 性能标准与监管合规



Ansell, ®和™均为安思尔有限公司(Ansell Limited)或其附属机构的商标。美国专利及申请中的美国和非美国专利: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. 版权所有。

本文或其中由安思尔或代表安思尔所作的任何其他声明均不应被解释为对适用性的保证, 也不应被解释为任何安思尔产品适用于特定用途。对于最终用户为特定应用选择的手套是否适合或适当, 安思尔不承担任何责任。

