

GAMMEX® Latex Textured

外科手套

带有微纹理表面的无粉乳胶手术手套，可确保安全的操作和抓握器械

主要特点和优点：

- 带有特殊外部表面处理的微纹理饰面，以确保在干、湿条件下具有出色的抓握力
- 理想厚度，以优化触觉灵敏度和防护
- DERMASHIELD™ 技术内部涂层有助于干、湿穿戴以及应对手术中的变化。

注意：尚未确定对乳胶过敏的人是否可以安全使用这些手套。该产品含有天然橡胶乳胶，可能引起过敏反应。

建议用于

- 手术室中的无菌手术
- 在潮湿环境中增强抓握力
- 可在手部干燥和湿润的情况下穿戴
- 在长期持续的程序中提供额外的舒适度
- 双层手套时用作外层手套

特色技术

A.R.T.
Pinhole Barrier Technology

ERGOFORM™
Ergonomic Design Technology

DERMASHIELD™
Donning Aid Technology



GAMMEX® 防护型创新产品

以创新为推动力量，设计了GAMMEX®外科手套，以满足外科领域不断演变的用户需求。产品采用独特配方及前沿技术，具有符合人体工程学的舒适性及出色的防护性能，因此全世界的医疗工作者愿意将他们的双手托付给我们。

GAMMEX[®] Latex Textured

外科手套

产品信息

材料	天然胶乳
粉末含量	无粉
颜色	自然色
厚度	标准
袖口样式	采用SUREFIT™技术的直袖口
外层手套表面	手指和手掌纹理
内层手套表面	采用DERMASHIELD™技术的聚合物涂层
预防过敏	无
抓握水平	高
建议佩戴双层手套	外层手套
经测试可用于化疗药物	是，符合ASTM D6978标准（未列入美国FDA 510k清单）
无孔洞（检查级别I）	0.65 AQL
无菌	是
产品标准	ASTM D3577, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282
质量/环境标准	EN 556, ISO 11137-第1部分, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
包装	每盒50双；每箱4盒；每箱200双
保质期	3年
存储说明	避免阳光直射；存放在阴凉干燥的地方。远离臭氧或点火源
硫化化学促进剂	二乙基二硫代氨基甲酸锌(ZDEC), 二丁基二硫代氨基甲酸锌(ZDBC)

订购信息

尺码	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
安思尔产品代码	331300655	331300660	331300665	331300670	331300675	331300680	331300685	331300690

请联系您当地的安思尔代表，获取订购信息或其他信息。

北美
美国电话：800 952 9916
加拿大电话：1-844-494-7854
电子邮箱：insidesalesus@ansell.com
Sandel 美国电话：866 764 3327
Sandel 电子邮箱：sandel-cs@ansell.com

中美和南美
电话：+52(442) 296 20 50
电子邮箱：cslac@ansell.com
巴西
电话：+55-11-3356-3100
电子邮箱：luvas.medicas@ansell.com

欧洲、中东和非洲
电话：+32 (0) 2 528 74 00
电子邮箱：info@ansell.eu

亚太地区
电话：+603 8310 6688
电子邮箱：apac.medical@ansell.com

印度
电话：+91 22 38124500
电子邮箱：info.india@ansell.com
澳大利亚与新西兰
电话：+61 3 9270 7270
电子邮箱：protection@ap.ansell.com
中国
电话：+86(21) 3827 5005
电子邮箱：infochina@ansell.com